



Achtung: Mit unseren Kaltlichtkabeln & Lichtquellen geht Ihnen ein Licht auf!



CONCISION – Line[®]



Made in Germany
- BIQ Quality -



- + modular
- + farbkodiert
- + langlebig
- + unglaubliche Lichtausbeute

- /// Hochwirksamer Hitzeschutz verhindert das Verbrennen der Faserenden
- /// Extra dickes Spritzguss-Griffstück, farbkodiert = signalisiert die Länge des Kabels
- /// Hochflexibler Schlauch ermöglicht enge Biegeradien
- /// Austauschbarer Endoskopadapter
- /// Hochwertiger Knickschutz
- /// Farbkodierung für das Faserbündel

+49 7425 95233 10
www.1a-medika.de
www.biq-medical.com

BIQ – *medical*
Medizintechnik für Arztpraxis und Krankenhaus

Kaltlichtkabel und LED-Lichtquelle


Adaption: Generell bei Kaltlichtkabeln im Lieferumfang enthalten	Schlauchfarbe	Länge 3,0 m Griffstück: schwarz	Länge 2,5 m Griffstück: türkis	Länge 2,3 m Griffstück: rot
STORZ / STORZ 	blau = Ø 3,5 mm	KK03	KK02	KK01
STORZ / STORZ 	grün = Ø 4,8 mm	KK06	KK05	KK04

Zubehör für Kaltlichtkabel (Lichtquellen-seitig)



Produkt	Artikelnummer
Lichtquellenadapter BIQ / STORZ	LA01
Lichtquellenadapter RICHARD WOLF	LA02
Lichtquellenadapter OLYMPUS große Ausführung mit Anschaltautomatik	LA03
Lichtquellenadapter STRYKER / ACMI	LA04

Zubehör für Kaltlichtkabel (Endoskop-seitig)



Produkt	Artikelnummer
Schraubadapter für Endoskope BIQ / STORZ / OLYMPUS	EA01
Schnappadapter für RICHARD WOLF Endoskope	EA02
Schraubadapter für Endoskope STRYKER / ACMI	EA04

BIQ LED-Lichtquelle



LED-Hochleistungslichtquelle mit Anschluss BIQ / STORZ

WT-801-00

BIQ - medical
Medizintechnik für Arztpraxis und Krankenhaus

Bahnhofstrasse 21 +49 7425 95233 10 info@biq-medical.com
D- 78647 Trossingen +49 7425 95233 15 www.biq-medical.com

Ihr BIQ-medical Vertriebspartner

Alle in diesem Katalog neben BIQ, Artis Magica und Concision-Line aufgeführten Firmennamen und Handelsmarken sind immer Eigentum fremder Firmen – BIQ ist nicht affiliert mit all diesen Firmen!
Alle Bilder und Abbildungen können vom Original abweichen. Änderungen bezüglich Inhalt und Darstellung vorbehalten! Kopieren und Nachdrucken, sowie die Entnahme von teilweisen oder kompletten Inhalten nur nach schriftlicher Genehmigung von BIQ-medical!

Aside of BIQ, Artis Magica and Concision-Line, all company names and trademarks, being listed inside of this catalog are ever property of foreign companies – BIQ ain't affiliated to non of those companies!
All kind of imagery can deviate from the original. Content and illustration subject to modification and amendments. Copying and reproducing, as well as extracting of partial or complete contents, only by written consent of BIQ-medical!