

---

## smartPen

Die neuen monopolaren Elektrodenhandgriffe  
Touch and feel the difference!

## smartPen

### Hochwertige Premium-Elektrodenhandgriffe für Ihre tägliche Arbeit im OP

Die Anwendung der HF-Chirurgie ist im OP-Alltag unabdingbar. Neben der bipolaren Arbeitsweise zum Beispiel mit bipolaren Pinzetten, werden monopolare Elektrodenhandgriffe in Verbindung mit einer Aktivelektrode zum Schneiden, Präparieren und Koagulieren eingesetzt.

Mit der neuen Generation an Elektrodenhandgriffen gibt KLS Martin dem Anwender ein Arbeitsmittel an die Hand, das den heute gestellten ergonomischen Anforderungen Rechnung trägt.

- ✓ Ergonomisch
- ✓ Hochwertig
- ✓ Sicher

#### Überblick smartPen-Elektrodenhandgriffe


Art.-Nr.	Elektroden-Aufnahme	Aktivierung	Gerätestecker
<b>Elektrodenhandgriffe mit fest angeschlossenem Kabel</b>			
80-217-13-04	4,0 mm	2 Tasten	KLS Martin
80-210-13-04	4,0 mm	2 Tasten	Internationaler 3-Pin
80-210-18-04	4,0 mm	2 Tasten	Erbe VIO, ICC, ACC
80-217-05-04	4,0 mm	1 Taste	KLS Martin
80-220-02-04	4,0 mm	ohne Taster, über Fußschalter	KLS Martin
80-220-41-04	4,0 mm	ohne Taster, über Fußschalter	Bovie
80-220-31-04	4,0 mm	ohne Taster, über Fußschalter	Erbe VIO, ICC, ACC
80-210-21-04	2,4 mm	2 Tasten	Internationaler 3-Pin
80-210-23-04	2,4 mm	Wippschalter	Internationaler 3-Pin
<b>Elektrodenhandgriffe mit abnehmbarem Kabel</b>			
80-227-00-04	4,0 mm	2 Tasten	-
<b>Anschlusskabel</b>			
80-227-01-04	-	-	KLS Martin
80-227-02-04	-	-	Erbe VIO, ICC, ACC
<b>Dentalhandgriffe mit fest angeschlossenem Kabel</b>			
80-214-13-04	1,6 mm	1 Taste	KLS Martin
80-214-12-04	1,6 mm	ohne Taster, über Fußschalter	KLS Martin

# Die Features auf einen Blick

**Ergonomisch unschlagbar, liegt gut in der Hand. Überzeugen Sie sich selbst!**

## Aktivierung von Cut und Koag

mit Hilfe von Pushbuttons oder Wippschalter.  
Hochwertig und langlebig.



## Hochwertige Materialien


- Hohe elektrische Spannungsfestigkeit
- Große Anzahl an Sterilisationszyklen
- Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel

## Knickschutz

am Übergang zum Kabel\*

## Hochwertiges Kabel,

Kabellänge 4 m



## Elektrodenaufnahme


mittels Sechskant für Elektroden mit  $\varnothing$  2,4 und 4,0 mm

Runde Aufnahme für Elektroden mit  $\varnothing$  1,6 mm

## Hochwertige Weichteilkomponente

Damit Sie den Handgriff immer sicher in der Hand behalten.

## Ergonomisch taillierter Handgriff



Die Öffnungen sind Bestandteil des Reinigungskonzeptes und stellen sicher, dass kleinste Mengen an Flüssigkeit während des Reinigungsprozesses wieder abfließen können.

## Unterschiedliche Gerätestecker

für Anschlussbuchsen verschiedener Gerätehersteller



\* bei entsprechenden Modellen kann der Elektrodenhandgriff vom Kabel getrennt werden.

## KLS Martin Group

### KLS Martin Australia Pty Ltd.

Sydney · Australien  
Tel.: +61 2 9439 5316  
australia@klsmartin.com

### KLS Martin do Brasil Ltda.

São Paulo · Brasilien  
Tel.: +55 11 3554 2299  
brazil@klsmartin.com

### KLS Martin Medical (Shanghai) International Trading Co., Ltd.

Shanghai · China  
Tel. +86 21 5820 6251  
china@klsmartin.com

### KLS Martin India Pvt Ltd.

Chennai · Indien  
Tel. +91 44 66 442 300  
india@klsmartin.com

### Martin Italia S.r.l.

Mailand · Italien  
Tel. +39 039 605 67 31  
italia@klsmartin.com

### Nippon Martin K.K.

Tokio · Japan  
Tel. +81 3 3814 1431  
nippon@klsmartin.com

### KLS Martin SE Asia Sdn. Bhd.

Penang · Malaysia  
Tel.: +604 505 7838  
malaysia@klsmartin.com

### Martin Nederland/Marned B.V.

Huizen · Niederlande  
Tel. +31 35 523 45 38  
nederland@klsmartin.com

### Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Moskau · Russland  
Tel. +7 499 792-76-19  
russia@klsmartin.com

### KLS Martin LP

Jacksonville · Florida, USA  
Tel. +1 904 641 77 46  
usa@klsmartin.com

### Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

Dubai · Vereinigte Arabische Emirate  
Tel. +971 4 454 16 55  
middleeast@klsmartin.com

### KLS Martin UK Ltd.

London · Vereinigtes Königreich  
Tel. +44 1189 000 570  
uk@klsmartin.com

Wissen Sie, wie Sie alle wichtigen Informationen  
über die KLS Martin „Energy Devices“ erhalten?

Bitte laden Sie KLS Martin App Energy Devices herunter!  
Die App ist für Android und iOS verfügbar.



[https://itunes.apple.com/de/app/  
klsmartin-energy-devices/id1198171415?l=de&ls=1&mt=8](https://itunes.apple.com/de/app/klsmartin-energy-devices/id1198171415?l=de&ls=1&mt=8)



[https://play.google.com/store/apps/  
details?id=com.klsmartin.energydevices](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klsmartin.energydevices)

### Gebrüder Martin GmbH & Co. KG

#### Ein Unternehmen der KLS Martin Group

KLS Martin Platz 1 · 78532 Tuttlingen · Deutschland  
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Deutschland  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

