


Supramid

Stark, geschmeidig, kombiniert

Nicht resorbierbares, pseudomonofiles Nahtmaterial aus Polyamid 6/6.6



Sutures

Supramid

Stark, geschmeidig, kombiniert

Eigenschaften

- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften
- Geschmeidiger Gewebedurchzug
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Exzellenter Knotenhalt
- Geringe Gewebereaktion

Supramid ist ein nicht resorbierbares Nahtmaterial aus Polyamid, erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen, abhängig von der Fadenstärke:

- USP 3 – USP 4/0
Pseudomonofiler Faden mit einer Fadenseele aus Polyamid 6.6 und einem Mantel aus Polyamid 6
- USP 5/0 – 6/0
Monofiler Faden aus Polyamid 6

Indikationen

Supramid ist indiziert für die Anwendungsbereiche, in denen gemäß chirurgischer Praxis nicht resorbierbares, monofiles oder pseudomonofiles Nahtmaterial eingesetzt wird, besonders für den Hautverschluss und die Drainagefixation.

Supramid

Eigenschaften

Material	Polyamid 6/6.6 Polyamid 6 nicht resorbierbar
Beschichtung	keine
Fadenaufbau	pseudomonofil monofil
Farbe	schwarz, weiß
Stärke	USP 3 – USP 4/0 USP 5/0 – USP 6/0
Sterilisation	Gamma-Bestrahlung



Supramid

Kurzfäden

Polyamid 6/6.6, Polyamid 6

nicht resorbierbar

unbeschichtet

pseudomonofil, monofil

Kurzfäden	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	metric
	5x45	schwarz	36		C0216445	C0216453	C0216461	C0216470			
	5x45	weiß	36			C0196452	C0196460	C0196479	C0196495		
	150	schwarz	36			C0212059	C0212067	C0212075	C0212091	C0212105	
	150	weiß	36			C0192058	C0192066	C0192074	C0192090	C0192104	

Ligatur-Handspule	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	USP
				1	1,5	2	3	3,5	4	5	metric
	250	weiß	12				G0190233		G0190250		

Supramid

Nadel-Faden-Kombinationen

Polyamid 6/6.6, Polyamid 6








nicht resorbierbar

unbeschichtet

pseudomonofil, monofil

Schneidende Nadel



3/8 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stek. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
3/8 KREIS 12 mm ▼ DS 12 	45	schwarz	36	C0712060	C0712078	C0712086	C0712094				
	75	schwarz	36		C0714070						
3/8 KREIS 16 mm ▼ DS 16 	45	schwarz	36		C0712124	C0712132	C0712140				
	45	weiß	36				C0692132				
	75	schwarz	36			C0714135					
3/8 KREIS 19 mm ▼ DS 19 	45	schwarz	36		C0712191	C0712205	C0712213	C0712221			
	75	schwarz	36			C0714208	C0714216				
3/8 KREIS 24 mm ▼ DS 24 	45	schwarz	36			C0712345	C0712353	C0712361	C0712370		
	75	schwarz	36				C0714356	C0714364	C0714372		
3/8 KREIS 30 mm ▼ DS 30 	45	schwarz	36				C0712469	C0712477	C0712485		
	75	schwarz	36					C0714470			
	75	weiß	36						C0694487		
3/8 KREIS 35 mm ▼ DS 35 	75	weiß	36						C0692620		
3/8 KREIS 39 mm ▼ DS 39 	75	schwarz	36				C0712540	C0712558	C0712566	C0712574	

Supramid

Nadel-Faden-Kombinationen

Polyamid 6/6.6, Polyamid 6


nicht resorbierbar








unbeschichtet

pseudomonofil, monofil

Schneidende Nadel



3/8 Kreis Schneidend Mikrospitze	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	USP
				0,5	0,7	1	1,5	2	3	3,5	metric
3/8 KREIS 11 mm ▼ DSMP 11 	45	schwarz	36		C0716073	C0716081					

1/2 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
1/2 KREIS 15 mm ▼ HS 15 	45	schwarz	36		C0712035	C0712043	C0712051				
1/2 KREIS 21 mm ▼ HS 21 	45	schwarz	36		C0712248	C0712256	C0712264				
1/2 KREIS 23 mm ▼ HS 23 	45	schwarz	36				C0712302				
1/2 KREIS 26 mm ▼ HS 26 	75	schwarz	36				C0712418	C0712426	C0712434		
1/2 KREIS 26 mm ▼ HS 26s 	75	schwarz	36							C0712442	
1/2 KREIS 30 mm ▼ HS 30 	75	weiß	36					C0692689			
1/2 KREIS 40 mm ▼ HS 40s 	120	weiß	36							C0694770	

Supramid

Nadel-Faden-Kombinationen

Polyamid 6/6.6, Polyamid 6

nicht resorbierbar

unbeschichtet

pseudomonofil, monofil

Schneidende Nadel



1/2 Kreis Schneidend	Länge cm	Farbe	Stck. Pack.	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	USP
				0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	metric
1/2 KREIS 48 mm ▼ HS 48 	75	weiß	36								C0692859
1/2 Kreis Schneidend Mikrospitze Länge cm Farbe Stck. Pack. 6/0 0,7 5/0 1 4/0 1,5 3/0 2 2/0 3 0 3,5 1 4 USP metric											
1/2 KREIS 15 mm ▼ HSMP 15 	45	schwarz	36		C0716189						
1/2 KREIS 18 mm ▼ HSMP 18 	45	schwarz	36			C0716219					
Gerade Schneidend Länge cm Farbe Stck. Pack. 6/0 0,7 5/0 1 4/0 1,5 3/0 2 2/0 3 0 3,5 1 4 USP metric											
GERADE 51 mm ▼ GS 51 	75	schwarz	36				C0712850				
	75	weiß	36					C0692964	C0692972		
Gerade Rundkörper Länge cm Farbe Stck. Pack. 6/0 0,7 5/0 1 4/0 1,5 3/0 2 2/0 3 0 3,5 1 4 USP metric											
GERADE 19 mm ● GR 19 	45	schwarz	36				C0711306				
Mikronadeln Länge cm Farbe Stck. Pack. 6/0 0,7 5/0 1 4/0 1,5 3/0 2 2/0 3 0 3,5 1 4 USP metric											
1/4 KREIS 8 mm ▼ 2 x VLM 8 Länge 8,0 mm Kurve 90° Microns 330/430	45	weiß	12		G0698642	G0698643					

Vertrieb Österreich

B. Braun Austria GmbH | Aesculap Division | Otto Braun-Straße 3-5 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. +43 2236 4 65 41-0 | Fax +43 2236 4 65 41-177 | www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | 6204 Sempach
Tel. +41 58 258 50 00 | Fax +41 58 258 60 00 | www.bbraun.ch

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. (0 74 61) 95-0 | Fax (0 74 61) 95-26 00 | www.aesculap.de

Aesculap – a B. Braun company

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser
Prospekt darf ausschließlich zur Information
über unsere Erzeugnisse verwendet werden.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.