

Gel-a-Med®

Medizinisches Sitzen und Liegen

Medical Technology

OP-Auflagen, Lagerungshilfen, Matratzen,
Bolusmaterial und Sitzkissen aus Silikon-Gel



Krankenhaus/OP



Arztpraxis/OP



Heimpflege



Häusliche Pflege



Säuglingspflege



PREMIUM QUALITY



MADE IN GERMANY

Produktkatalog 2023


Verkauf nur an gewerbliche Kunden. Kein Verkauf an Verbraucher i. S. d. §13 BGB

Gel-a-Med[®]

Medizinisches Sitzen und Liegen



Gel-a-Med[®] Produkte sind CE-gekennzeichnet; Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)
und gehören der Medizinprodukte-Klasse I an. Gel-a-Med[®] Zertifizierung nach 13485:2016



Produkteigenschaften der Gel-a-Med® Sitzkissen, OP-Auflagen und Lagerungshilfen

Made in Germany. Seit fast 30 Jahren fertigen wir für Sie Gel-Produkte aus Silikon nach höchsten medizinischen Standards an unserem Standort in Düsseldorf. Gel-a-Med® Produkte werden in Krankenhäusern, Kinderkrankenhäusern, ambulanten OP-Zentren, Reha-Kliniken, Senioreneinrichtungen, Physiotherapiepraxen und in der häuslichen Pflege verwendet. Die Einhaltung des Qualitätsmanagements nach ISO 13485, der international einschlägigen Norm für Qualitätsmanagementsysteme von Medizinproduktherstellern, und den europäischen Richtlinien nach MDR garantieren erstklassige Produktqualität.

Wertvolle Eigenschaften

- ✓ Hohe Elastizität
- ✓ Optimale Anpassung an Körperkonturen
- ✓ Gleichmäßige Verteilung des Körperdrucks
- ✓ Polsternde, abfedernde Wirkung
- ✓ Kein Einsinken des Körpers für volle Bewegungsfreiheit
- ✓ Formbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit
- ✓ Dauerelastizität
- ✓ Lange Haltbarkeit
- ✓ Anpassung an Körpertemperatur
- ✓ Leicht zu reinigen und desinfizieren

Einsatzmöglichkeiten

- ✓ Zur Dekubitusprophylaxe und Therapie
- ✓ Zur effizienten Druckentlastung
- ✓ Zur Prophylaxe von Durchblutungsausfall und Nervenschädigungen
- ✓ Höchst bequeme und komfortable Positionierung sensibler Körperteile
- ✓ Zum allgemeinen Wohlbefinden
- ✓ Für langes Sitzen und Liegen

Das medizinische Plus

- ✓ Aus hochwertigem, gesundheitlich unbedenklichem Silikon
- ✓ Gute Hautverträglichkeit
- ✓ Frei von Allergenen, Latex, Schadstoffen oder Weichmachern
- ✓ Auslaufsicher durch besondere Molekülzusammensetzung
- ✓ Zu 90 Prozent röntgenstrahlendurchlässig

Sitzkissen und Toilettenkissen
siehe S. 17-18



GKV Hilfsmittel beantragen!

Gel-a-Med® Sitzkissen und Toilettenkissen können als Hilfsmittel bei der Krankenkasse beantragt werden.

Vollsilikon-Produkte


Hilfsmittel-Positionsnummer: 11.39.02.0001

Light-Produkte

Hilfsmittel-Positionsnummer: 11.39.02.1004


Gel-a-Med® Auflagen sorgen für eine optimale Patientenlagerung im OP

Während einer OP ist der Körper besonders hoher Druckbelastung ausgesetzt. Druckgeschwüre als Folge einer lang andauernden Positionierung oder durch Scherkräfte entstehen tief im Gewebe und werden oft erst Tage später sichtbar. Dekubitusprophylaxe während der OP durch eine fachgerechte Lagerung und Positionierung sowie effektive Druckentlastung sind daher aus medizinisch-pflegerischer und auch wirtschaftlicher Sicht geboten.



Gel-a-Med® OP-Auflagen und Lagerungshilfen bieten ...

- ✓ Bestmöglichen Zugang zum Operationsgebiet
- ✓ Vorbeugung von Dekubitus während und nach der OP
- ✓ Vorbeugung von Durchblutungsstörungen
- ✓ Vorbeugung von Nervenschädigungen
- ✓ Einfache Handhabung



Gel-a-Med®

Medizinisches Sitzen und Liegen

Vorteile von Gel-a-Med® Produkten aus druckentlastendem Silikon-Gel



Qualität vom führenden Hersteller Deutschlands

Gel-a-Med® Medizinprodukte aus hochwertigem Silikon-Gel werden seit 30 Jahren vollständig in Deutschland produziert – für Kliniken, ambulante Operationszentren, Pflegeheime und den Home Care Bereich. Vertrauen Sie auf die Erfahrung des deutschen Marktführers.



Hochelastisch

Durch die einzigartige molekulare Struktur des Silikongels sind Gel-a-Med® Medizinprodukte hochelastisch, weich und anschmiegsam und reduzieren die auf den Körper einwirkenden Scherkräfte auf ein Minimum. Zudem sind sie dauerhaft formbeständig und auslaufsicher.



Zertifiziertes Medizinprodukt

Gel-a-Med® Medizinprodukte werden unter Einhaltung hoher gesetzlicher Standards produziert. Gel-a-Med GmbH besitzt eine Zertifizierung nach DIN ISO 13485 für Medizinprodukte der Klasse I.



Hautverträglich und antiallergisch

Gel-a-Med® Medizinprodukte zeichnen sich durch eine gute Hautverträglichkeit aus. Sie sind frei von Allergenen, Weichmachern, Latex und Schadstoffen.




Geeignet zur Positionierung sensibler Körperteile

Gel-a-Med® Medizinprodukte bieten optimalen Schutz beim Liegen und Sitzen sowie beim Transport. Die abpolsternde Wirkung ermöglicht eine sichere und komfortable Positionierung. Eine vergrößerte Auflagefläche reduziert und absorbiert den lokalen Druck – die Haut wird entlastet.



Atmungsaktiv

Gel-a-Med® Medizinprodukte sind von einer atmungsaktiven Folie umhüllt. Die mikroskopisch kleinen Löcher in der strapazierfähigen Folie sorgen für ein angenehmes und medizinisch günstiges Mikroklima.



PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Gel-a-Med® Medizinprodukte zur effektiven und wirksamen Dekubitusprophylaxe

Jede Bewegungsminderung führt zu einer erhöhten Druckbelastung, was eine lokale Schädigung der Haut und des darunter liegenden Gewebes nach sich ziehen kann.

Gel-a-Med® Medizinprodukte stellen unentbehrliche Hilfsmittel zur Lagerung von dekubitusgefährdeten Patienten in Krankenhäusern, ambulanten Operationszentren, Pflegeheimen, Reha-Zentren und im Home-Care-Bereich dar.



Temperaturbeständig

Gel-a-Med® Medizinprodukte sind temperaturbeständig von -20 °C bis +55 °C und passen sich optimal der Körpertemperatur an und speichern die Wärme. Gel-a-Med® Produkte bleiben auch bei tiefen Temperaturen dauerelastisch und anschmiegsam.



Beständig gegen Flüssigkeiten, Wasser und Dampf

Gel-a-Med® Medizinprodukte sind flüssigkeitsabweisend und dampfbeständig und nach der Anwendung schnell zu trocknen.



Desinfizierbar

Gel-a-Med® Produkte können mit Desinfektionsmitteln einfach desinfiziert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung unter www.gel-a-med.com



Vollständig geruchslos

Gel-a-Med® Medizinprodukte bleiben bei bestimmungsmäßigem Gebrauch geruchsneutral.



Nachhaltig

Aufgrund der dauerhaften Elastizität und Formbeständigkeit und der guten Desinfizierbarkeit können Gel-a-Med® Medizinprodukte über einen langen Zeitraum verwendet werden und schonen so die Ressourcen.




OP-Auflagen




Gel-a-Med® OP-Auflagen · OP-Tisch-Auflagen

Silikon-Gel



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1608008	OP-Auflage	16 x 8 x 0,8 cm	0,10 kg
M1-1711015	OP-Auflage	17 x 11 x 1,5 cm	0,25 kg
M1-2020010	OP-Auflage	20 x 20 x 1,0 cm	0,40 kg
M1-3008008	OP-Auflage	30 x 8 x 0,8 cm	0,20 kg
M1-3020010	OP-Auflage	30 x 20 x 1,0 cm	0,60 kg
M1-3030010	OP-Auflage	30 x 30 x 1,0 cm	0,90 kg
M1-3030020	OP-Auflage	30 x 30 x 2,0 cm	1,80 kg
M1-4012010	OP-Auflage	40 x 12 x 1,0 cm	0,45 kg
M1-4020018	OP-Auflage	40 x 20 x 1,8 cm	1,40 kg
M1-4025010	OP-Auflage	40 x 25 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-4040010	OP-Auflage	40 x 40 x 1,0 cm	1,60 kg
M1-4040020	OP-Auflage	40 x 40 x 2,0 cm	3,00 kg
M1-4342020	OP-Auflage	43 x 42 x 2,0 cm	3,60 kg
M1-4542020	OP-Auflage	45 x 42 x 2,0 cm	3,80 kg
M1-4842020	OP-Auflage	48 x 42 x 2,0 cm	4,00 kg
M1-5020010	OP-Auflage	50 x 20 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-5230010	OP-Auflage	52 x 30 x 1,0 cm	1,50 kg
M1-5252010	OP-Auflage	52 x 52 x 1,0 cm	2,50 kg
M1-5252020	OP-Auflage	52 x 52 x 2,0 cm	5,40 kg
M1-6012010	OP-Auflage	60 x 12 x 1,0 cm	0,70 kg



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-6020010	OP-Auflage	60 x 20 x 1,0 cm	1,20 kg
M1-6040010	OP-Auflage	60 x 40 x 1,0 cm	2,40 kg
M1-6040015	OP-Auflage	60 x 40 x 1,5 cm	3,60 kg
M1-6040020	OP-Auflage	60 x 40 x 2,0 cm	4,60 kg
M1-7550013	OP-Auflage	75 x 50 x 1,3 cm	4,60 kg
M1-8060015	OP-Auflage	80 x 60 x 1,5 cm	7,20 kg
M1-9050015	OP-Auflage	90 x 50 x 1,5 cm	6,80 kg
M1-9050020	OP-Auflage	90 x 50 x 2,0 cm	9,00 kg
M1-9060015	OP-Auflage	90 x 60 x 1,5 cm	8,10 kg
M1-10050010	OP-Auflage	100 x 50 x 1,0 cm	5,00 kg
M1-11050015	OP-Auflage	110 x 50 x 1,5 cm	8,20 kg
M1-11050020	OP-Auflage	110 x 50 x 2,0 cm	11,00 kg
M1-11060020	OP-Auflage	110 x 60 x 2,0 cm	13,20 kg
M1-11552010	OP-Auflage	115 x 52 x 1,0 cm	6,00 kg
M1-12070020	OP-Auflage	120 x 70 x 2,0 cm	16,80 kg
M1-17550015	OP-Auflage	175 x 50 x 1,5 cm	13,00 kg
M1-18052010	OP-Auflage	180 x 52 x 1,0 cm	9,40 kg
M1-19050015	OP-Auflage	190 x 50 x 1,5 cm	14,20 kg
M1-5252010V	OP-Auflage mit Sakralausschnitt	52 x 52 x 1,0 cm	2,50 kg
M1-9050010V	OP-Auflage mit Sakralausschnitt	90 x 50 x 1,0 cm	4,50 kg



Thermotherapie-Auflagen
in verschiedenen Größen



Gel-a-Med® Kälte- und Wärmetherapieauflagen

Temperaturbeständig von -20 °C bis +55 °C, wärmespeichernd
Silikon-Gel

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1608008T	Thermotherapie-Auflage	16 x 8 x 0,8 cm	0,10 kg
M1-1711015T	Thermotherapie-Auflage	17 x 11 x 1,5 cm	0,25 kg
M1-2020010T	Thermotherapie-Auflage	20 x 20 x 1,0 cm	0,40 kg
M1-3020010T	Thermotherapie-Auflage	30 x 20 x 1,0 cm	0,60 kg
M1-3030010T	Thermotherapie-Auflage	30 x 30 x 1,0 cm	0,90 kg
M1-3030020T	Thermotherapie-Auflage	30 x 30 x 2,0 cm	1,80 kg
M1-4012010T	Thermotherapie-Auflage	40 x 12 x 1,0 cm	0,45 kg
M1-4020018T	Thermotherapie-Auflage	40 x 20 x 1,8 cm	1,40 kg
M1-4025010T	Thermotherapie-Auflage	40 x 25 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-4040010T	Thermotherapie-Auflage	40 x 40 x 1,0 cm	1,60 kg
M1-4040020T	Thermotherapie-Auflage	40 x 40 x 2,0 cm	3,00 kg
M1-4342020T	Thermotherapie-Auflage	43 x 42 x 2,0 cm	3,60 kg
M1-4542020T	Thermotherapie-Auflage	45 x 42 x 2,0 cm	3,80 kg
M1-4842020T	Thermotherapie-Auflage	48 x 42 x 2,0 cm	4,00 kg
M1-5020010T	Thermotherapie-Auflage	50 x 20 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-5230010T	Thermotherapie-Auflage	52 x 30 x 1,0 cm	1,50 kg
M1-5252010T	Thermotherapie-Auflage	52 x 52 x 1,0 cm	2,50 kg
M1-5252020T	Thermotherapie-Auflage	52 x 52 x 2,0 cm	5,40 kg
M1-6012010T	Thermotherapie-Auflage	60 x 12 x 1,0 cm	0,70 kg
M1-6020010T	Thermotherapie-Auflage	60 x 20 x 1,0 cm	1,20 kg
M1-6040010T	Thermotherapie-Auflage	60 x 40 x 1,0 cm	2,40 kg
M1-6040015T	Thermotherapie-Auflage	60 x 40 x 1,5 cm	3,60 kg
M1-6040020T	Thermotherapie-Auflage	60 x 40 x 2,0 cm	4,60 kg

Lagerung Kopf / Gesicht



Gel-a-Med® Kopfringe · Kopfpolster Silikon-Gel



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1313040K	Kopfring klein Ø 6 cm geschlossen	13 x 13 x 4,0 cm	0,40 kg
M1-1313040K-1	Kopfring klein Ø 6 cm offen	13 x 13 x 4,0 cm	0,30 kg
M1-2121040K	Kopfring groß Ø 6 cm geschlossen	21 x 21 x 4,0 cm	1,30 kg
M1-2121040K-1	Kopfring groß Ø 6 cm offen	21 x 21 x 4,0 cm	1,20 kg
M1-3030040K	Kopfpolster groß, geschlossen Ø 6 cm	30 x 30 x 4,0 cm	3,00 kg



Gel-a-Med® Stirnpolster · Gesichtskissen Silikon-Gel



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1608008S	Stirnpolster / Gesichtskissen	16 x 8 x 0,8 cm	0,10 kg
M1-3008008S	Stirnpolster / Gesichtskissen	30 x 8 x 0,8 cm	0,20 kg



Lagerung Arm / Ellenbogen



Gel-a-Med® Armauflagen · Ellenbogenauflagen

Schutz und Lagerung für den empfindlichen Arm-Ellenbogenbereich

Silikon-Gel



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1711015A	Armauflage / Handauflage	17 x 11 x 1,5 cm	0,25 kg
M1-3020010A	Armauflage	30 x 20 x 1,0 cm	0,60 kg
M1-4012010A	Armauflage	40 x 12 x 1,0 cm	0,45 kg
M1-4025010A	Armauflage	40 x 25 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-5020010A	Armauflage	50 x 20 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-5020010A-K	Armauflage mit Klettband	50 x 20 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-6012010A	Armauflage	60 x 12 x 1,0 cm	0,70 kg
M1-6020010A	Armauflage	60 x 20 x 1,0 cm	1,20 kg
M1-5115035AK	Armauflage konkav	51 x 15 x 3,5 cm	2,30 kg
M1-5115060AK	Armauflage konkav mit Klettband	51 x 15 x 6,0 cm	4,59 kg
M1-6115050AK	Armauflage konkav mit Klettband	61 x 15 x 5,0 cm	4,58 kg

Lagerung Bein / Knie / Ferse



Gel-a-Med® Beinauflagen · Beinschalenauflagen Silikon-Gel



Beinauflage

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-4025010B	Beinauflage	40 x 25 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-4020018B	Beinauflage	40 x 20 x 1,8 cm	1,40 kg
M1-5230010B	Beinauflage	52 x 30 x 1,0 cm	1,50 kg
M1-6020010B	Beinauflage	60 x 20 x 1,0 cm	1,20 kg



Gel-a-Med® Knienpolster Silikon-Gel Knienpolster Halbrolle Schaumstoffkern RG 33/60, Silikon-Gel-Topper



Knienpolster Silikon-Gel



Knienpolster Halbrolle mit Schaumstoffkern

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-5115050KP	Knienpolster, Silikon-Gel	51 x 15 x 5,0 cm	3,00 kg
M3-5015100KP	Knienpolster Halbrolle, Silikon/Schaumstoff	50 x 15 x 10,0 cm	1,20 kg



Gel-a-Med® Fersenpolster Silikon-Gel



Fersenpolster, Paare

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1508040F	Fersenpolster Paar	15 x 8 x 4,0 cm	0,80 kg
M1-2010050F	Fersenpolster Paar	20 x 10 x 5,0 cm	1,60 kg



Lagerung



Gel-a-Med® Lagerungshilfe Halbrolle

Schaumstoffkern RG 33/60, Silikon-Gel-Topper



Lagerungshilfen Halbrolle in verschiedenen Größen

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-3015100HR	Lagerungshilfe Halbrolle	30 x 15 x 10 cm	0,70 kg
M3-3015150HR	Lagerungshilfe Halbrolle	30 x 15 x 15 cm	0,90 kg
M3-4015100HR	Lagerungshilfe Halbrolle	40 x 15 x 10 cm	0,80 kg
M3-4015150HR	Lagerungshilfe Halbrolle	40 x 15 x 15 cm	1,20 kg
M3-5015100HR	Lagerungshilfe Halbrolle	50 x 15 x 10 cm	1,00 kg
M3-5015150HR	Lagerungshilfe Halbrolle	50 x 15 x 15 cm	1,50 kg



Gel-a-Med® Lagerungshilfe / Lagerungskissen


Silikon-Gel



Lagerungskissen in verschiedenen Größen

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-3010050	Lagerungskissen	30 x 10 x 5,0 cm	1,20 kg
M1-4010050	Lagerungskissen	40 x 10 x 5,0 cm	1,60 kg
M1-4020040	Lagerungskissen	40 x 20 x 4,0 cm	3,00 kg
M1-5010050	Lagerungskissen	50 x 10 x 5,0 cm	2,00 kg
M1-5115050	Lagerungskissen	51 x 15 x 5,0 cm	3,00 kg

Bettauflagen/Matratten



Gel-a-Med® Bettauflagen

Silikon-Gel, inkl. Baumwollbezug weiß


Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-12070013B	Bettauflage	120 x 70 x 1,3 cm	10,00 kg
M1-20090010B	Bettauflage	200 x 90 x 1,0 cm	18,00 kg
M1-20090013B	Bettauflage	200 x 90 x 1,3 cm	22,20 kg
M2-6040013B	Bettauflage	60 x 40 x 1,3 cm	3,12 kg



Gel-a-Med® Matratzen

Gesundheits-/Pflegermatratzen mit Geleinlagen
 PU-Bezug wasserabweisend, abnehmbar,
 bei 60 Grad waschbar und trocknergeeignet

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M6-90200140	Gesundheitsmatratze	90 x 200 x 14 cm	15,00 kg
M6-100200140	Gesundheitsmatratze	100 x 200 x 14 cm	18,00 kg



Position der Geleinlagen bei der Gel-a-Med® Matratze



Strahlentherapie



Gel-a-Med® Bolus-Matte / Positionierhilfe radiographisch / Strahlentherapie

Transparentes Silikon-Gel, geeignet für die Radio-/Strahlentherapie



Rechteckige Bolus-Matten

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1010005ST-T	Bolus-Matte XS, quadratisch	10 x 10 x 0,5 cm	0,05 kg
M1-1520005ST-T	Bolus-Matte S, rechteckig	15 x 20 x 0,5 cm	0,15 kg
M1-3030005ST-T	Bolus-Matte M, quadratisch	30 x 30 x 0,5 cm	0,45 kg
M1-2040005ST-T	Bolus-Matte M, rechteckig	20 x 40 x 0,5 cm	0,40 kg
M1-4040005ST-T	Bolus-Matte L, quadratisch	40 x 40 x 0,5 cm	0,80 kg
M1-5050005ST-T	Bolus-Matte XL, quadratisch	50 x 50 x 0,5 cm	1,25 kg



Gel-a-Med® Bolus-Kissen / Brustpositionierungskissen

Blaues Silikon-Gel, geeignet für die Radio-/Strahlentherapie




Brustpositionierungskissen

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-50130090BK	Brustpositionierungskissen	50 x 13 x 9 cm	5,85 kg

Sitzkissen / Rollstuhlkissen



Gel-a-Med® Sitzkissen / Rollstuhlkissen




Silikon-Gel

inkl. Stepp-Baumwollbezug schwarz, mit Tragegriff, Oeko-Tex® Standard 100
Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001

Artikelnummer	Bezeichnung	für Körpergewicht	Maße B x T x H	Gewicht
M2-4040020	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 70 kg	40 x 40 x 2,0 cm	3,00 kg
M2-4342020	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 70 kg	43 x 42 x 2,0 cm	3,80 kg
M2-4542020	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 70 kg	45 x 42 x 2,0 cm	4,00 kg
M2-4842020	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 70 kg	48 x 42 x 2,0 cm	4,30 kg
M2-4040025	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 90 kg	40 x 40 x 2,5 cm	3,30 kg
M2-4342025	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 90 kg	43 x 42 x 2,5 cm	4,00 kg
M2-4542025	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 90 kg	45 x 42 x 2,5 cm	4,50 kg
M2-4842025	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 90 kg	48 x 42 x 2,5 cm	4,80 kg
M2-4040035	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 120 kg	40 x 40 x 3,5 cm	5,60 kg
M2-4342035	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 120 kg	43 x 42 x 3,5 cm	6,30 kg
M2-4542035	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 120 kg	45 x 42 x 3,5 cm	6,60 kg
M2-4842035	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 120 kg	48 x 42 x 3,5 cm	7,00 kg
M2-5050035	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 120 kg	50 x 50 x 3,5 cm	8,50 kg
M2-4040040	Rollstuhl- / Sitzkissen	ab 120 kg	40 x 40 x 4,0 cm	6,10 kg
M2-4342040	Rollstuhl- / Sitzkissen	ab 120 kg	43 x 42 x 4,0 cm	6,80 kg
M2-4542040	Rollstuhl- / Sitzkissen	ab 120 kg	45 x 42 x 4,0 cm	7,20 kg
M2-4842040	Rollstuhl- / Sitzkissen	ab 120 kg	48 x 42 x 4,0 cm	7,50 kg
M2-5050040	Rollstuhl- / Sitzkissen	ab 120 kg	50 x 50 x 4,0 cm	9,00 kg

Welche Sitzkissenstärke für welches Körpergewicht?






Toiletten- / Duschstuhlkissen



Gel-a-Med® Toilettenkissen · Duschstuhlkissen, geschlossen

Silikon-Gel

inkl. Stepp-Baumwollbezug schwarz, Oeko-Tex® Standard 100
bis Körpergewicht 70 kg | Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001




Artikelnummer	Bezeichnung	Innen-Ø	Maße B x T x H	Gewicht
M2-4040020T	Toilettenkissen, geschlossen	18 cm	40 x 40 x 2,0 cm	2,50 kg
M2-4342020T	Toilettenkissen, geschlossen	18 cm	43 x 42 x 2,0 cm	3,00 kg



Gel-a-Med® Toilettenkissen · Duschstuhlkissen, offen

Silikon-Gel

inkl. Stepp-Baumwollbezug schwarz, Oeko-Tex® Standard 100
bis Körpergewicht 70 kg | Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001



Artikelnummer	Bezeichnung	Innen-Ø	Maße B x T x H	Gewicht
M2-4040020T-1	Toilettenkissen, vorne offen	18 cm	40 x 40 x 2,0 cm	2,00 kg
M2-4342020T-1	Toilettenkissen, vorne offen	18 cm	43 x 42 x 2,0 cm	2,50 kg

Medizinische Oberflächendesinfektion



Beta Guard rfu

zur Desinfektion von Gel-a-Med® Produkten



Beta Guard rfu Bio-wipes



Beta Guard rfu Lösung

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
M7-80502000DW	Beta Guard rfu Bio-wipes	Gebrauchsfertige Desinfektionstücher. Packungsinhalt: 80 Stück
M7-1000ML-OD	Beta Guard rfu Lösung	Gebrauchsfertige Sprüh-/Wischdesinfektionslösung. Flascheninhalt: 1 Liter



Beta Guard rfu Produkte sind CE gekennzeichnet und frei von Alkohol und Aldehyd. Sie dienen zur Desinfektion von Oberflächen nichtinvasiver Medizinprodukte und Oberflächen im medizinischen Umfeld. Abgetrocknete Flächen kleben nach der Desinfektion nicht. Ebenso zeigen sie eine hohe Materialverträglichkeit und sind für die Desinfektion unserer Gel-a-Med® Medizinprodukte bestens geeignet.

Unser Service

Gratis-Muster

Bestellen Sie jetzt Ihr Gratis Gel-a-Med® Produktmuster und erleben Sie die einzigartig effiziente Druckentlastung durch Silikon-Gel-Kissen. Das Muster ist 150 x 100 mm groß und beispielsweise als ergonomische Handgelenkauflage, Kühl- oder Wärmekissen nutzbar.

Gratis Gel-a-Med® Muster bestellen - so geht's:

- ✓ Online unter www.gel-a-med.com
- ✓ Per E-Mail an info@gel-a-med.com

Ihr Gratis-Muster

aus Silikon-Gel · 150 x 100 mm
als ergonomische
Handgelenkauflage nutzbar



Sondergrößen · Spezialausführungen

Sondergrößen sind nach individuellen Anforderungen bestellbar. Durch langjährige Erfahrung in der Medizinprodukteherstellung entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden die perfekte Produktlösung. Gerne fertigen wir Gel-Komponenten nach Vorgabe für die Weiterverarbeitung oder für den Verkauf unter Ihrer Eigenmarke.

Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt:

- ✓ Frei wählbare Dimensionen
- ✓ Frei wählbare Höhe/Stärke
- ✓ Individuelle Form
- ✓ Individuelle Einfärbung oder klar/transparent
- ✓ Auf Wunsch mit Bezug (Stoff/Farbe frei wählbar)



Wir beraten Sie gern und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Telefon +49 211 556333 · info@gel-a-med.com

Fragen Sie auch nach unseren Produkten aus den Bereichen
Living & Care · Automotive · Motorcycle · Aviation · Railway

Gel-a-Med[®]

Medizinisches Sitzen und Liegen