



**CHIRURGISCHE
EINMALINSTRUMENTE
SURGICAL SINGLE-USE
INSTRUMENTS**

05.2021

www.entrhal-medical.de

entrhal
medical

CHIRURGISCHE EINMALINSTRUMENTE

SURGICAL SINGLE-USE INSTRUMENTS

eindeutige Identifikation

Unsere Einweginstrumente haben eine deutliche Farbmarkierung zur eindeutigen Identifikation, um eine Verwechslung mit wiederverwendbaren Instrumenten zu vermeiden und eine versehentliche Wiederaufbereitung zu verhindern.

clear identification

Our disposable instruments have a distinct color coding for unique identification in order to avoid confusion with reusable instruments and to prevent accidental reprocessing.

sicherer Schutz

Die Einweginstrumente sind in einer stabilen Hartblister-Verpackung verpackt, damit die Instrumente und der Anwender besser geschützt werden.

safe protection

The disposable instruments are packaged in a stable hardblister packaging, so that the instruments and the user will be better protected.

sterile Schale

Die Hartblister-Verpackung kann gleichzeitig als sterile Schale genutzt werden.

sterile tray

The hardblister packaging can be used simultaneously as a sterile bowl.

einfache Anwendung

Durch die Hartblister-Verpackung wird keine zusätzliche Schutzkappe an spitzen Instrumenten benötigt. Somit ist eine Rekontamination durch das Entfernen von Schutzkappen nicht möglich.

easy to use

By hardblister packaging no additional protective cap is needed on sharp instruments. Thus, a more simple and fast application is ensured.

leichte Entnahme

Unsere Einweginstrumente sind in Spenderboxen verpackt und einzeln entnehmbar.

easy removal

Our disposable instruments are packed in a dispenser box and can be taken out individually.

einfache Logistik

Für einfachere Logistik und Bestellung sind alle Einmalinstrumente jeweils mit einem GS1-Barcode auf der einzelnen Verpackung und auf dem Umkarton versehen.

easy logistic

All disposable instruments are provided with a GS1 bar code on the individual packaging and on the carton for easier logistics and order.

CE-Kennzeichnung aller Produkte

Selbstverständlich tragen alle Produkte eine CE-Kennzeichnung.

CE-Marking of all Products

Of course, all products bear the CE mark.



INHALTSVERZEICHNIS

TABLE OF CONTENTS

Standard-Instrumente Standard instruments

- 6 Pinzetten | Forceps
- 11 Scheren | Scissors
- 19 Klemmen | Clamps
- 23 Knopfkanülen | Button Cannulas
- 29 Nadelhalter | Needle holders
- 30 Löffel | Curettes
- 31 Zangen | Forceps
- 33 Klammerentferner | Clip removing forceps
- 34 Spreizer | Retractors
- 35 Knopfsonden | Button Probes
- 36 Wundhaken | Wound Retractors
- 37 Redon-Nadeln | Redon Needles

Ophthalmologie-Instrumente Ophthalmological-Instruments

- 42 Lidsperrer | Specula
- 45 Pinzetten | Forceps
- 50 Scheren | Scissors
- 53 Spekula | Specula
- 54 Manipulatoren | Manipulators
- 56 Küretten | Curettes
- 57 Sonden | Probes
- 58 Wundhaken | Wound Retractors
- 59 Nadelhalter | Needle holders

HNO-Instrumente ENT instruments

- 62 Nasenspekula | Nasal Specula
- 64 Saugkanülen | Suction Cannulas
- 67 Ohrentrichter | Ear specula
- 69 Kehlkopfspiegel | Throat mirrors
- 70 Zangen | Forceps
- 71 Pinzetten | Forceps

Gynäkologie-Instrumente Gynecology Instruments

- 74 Vaginalspekula | Vaginal specula

Sonstiges Miscellaneous

- 75 Übersicht | Overview
- 76 Sets | Sets





Testgeräte
Testing



Siegelgeräte + Zubehör
Sealers + accessories



Einmalinstrumente + Sets
Disp. Instruments + Sets



Instrumenten-Reinigung
Instrument Cleaning





**STANDARD-
INSTRUMENTE**
**STANDARD
INSTRUMENTS**

PINZETTEN

FORCEPS



Pinzette anatomisch Forceps anatomical

gerade, 13cm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (4 x 20 Stück)

straight, 13cm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (4 x 20 pcs)



Pinzette anatomisch Forceps anatomical

gerade, 14,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (4 x 20 Stück)

straight, 14.5cm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (4 x 20 pcs)



Pinzette chirurgisch n. Adson Forceps surgical Adson

12cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

12cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Pinzette chirurgisch Forceps surgical

14,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (4 x 20 Stück)

14.5cm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (4 x 20 pcs)

PINZETTEN

FORCEPS



Pinzette n. De Bakey Forceps De Bakey

15cm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (4 x 20 Stück)

15cm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (4 x 20 pcs)



Pinzette Micro n. Adson Forceps micro Adson

12cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

12cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Pinzette anatomisch n. Adson Forceps anatomical Adson

12cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

12cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Zahnärztliche Pinzette Dental forceps

gebogen, 15cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, 15cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

PINZETTEN

FORCEPS



Splinterpinzette n. Feilchenfeld Splinter forceps Feilchenfeld

9,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

9.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Pinzette anatomisch fein Forceps anatomical delicate

11,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (4 x 20 Stück)

11.5cm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (4 x 20 pcs)



Pinzette anatomisch Forceps anatomical

30cm - einzeln steril verpackt
VE = 25 Stück (25 Stück)

30cm - individually sterile packed
pack = 25 pcs (25 pcs)



Pinzette n. Jansen Forceps Jansen

bajonettförmig gebogen, 16cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

bayonet-shaped curved, 16cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

PINZETTEN

FORCEPS



Fadenpinzette Mod. Tübingen

Tying forceps mod. Tuebingen

fein - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

delicate - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Pinzette Micro

Micro forceps

14cm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (4 x 20 Stück)

14cm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (4 x 20 pcs)



Pinzette anatomisch

Forceps anatomical

23cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

23cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Pinzette chirurgisch fein

Surgical forceps delicate

11,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (4 x 20 Stück)

11.5cm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (4 x 20 pcs)

PINZETTEN

FORCEPS

Abbildung folgt

CSIP6027

Pinzette anatomisch Forceps anatomical

mittelbreit 16cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

medium wide, 16cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

Abbildung folgt

CSIP6028

Pinzette chirurgisch Forceps surgical

mittelbreit 16cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

medium wide, 16cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

Abbildung folgt

CSIP6029

Splitterpinzette Splitter forceps

11,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

11.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

SCHEREN SCISSORS



Chirurgische Schere Surgical scissors

gerade, spitz/spitz, 14,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, sharp/sharp, 14.5 cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Chirurgische Schere Surgical scissors

gerade, spitz/stumpf, 14,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, sharp/blunt, 14.5 cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Chirurgische Schere Surgical scissors

gerade, stumpf/stumpf, 14,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, blunt/blunt, 14.5cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Metzenbaumschere Metzenbaum scissors

gebogen, stumpf/stumpf, 14,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, blunt/blunt, 14.5cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

SCHEREN

SCISSORS



Episiotomieschere Episiotomy scissors

14,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

14.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Irisschere gerade Iris scissors straight

11cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

11cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Iris- und Fadenschere Iris and ligature scissors

gebogen, spitz/spitz, 13cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

sharp/sharp, curved, 13cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Lexer Präparierschere Dissecting scissors Lexer

gebogen, 16,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, 16.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

SCHEREN

SCISSORS



CSIS8009

Verbandschere Bandage scissors

14cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

14cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



CSIS8010

Chirurgische Schere Surgical scissors

gebogen, spitz/stumpf, 14,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, sharp/blunt 14.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



CSIS8012

Metzenbaumschere Metzenbaum scissors

gebogen, stumpf/stumpf, 18cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, blunt/blunt 18cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



CSIS8013

Drahtschere eine Schneide gezahnt Universal wire cutting scissors

eine Schneide gezahnt, 12cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

12cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

SCHEREN

SCISSORS



Verbandschere

Bandage scissors

18cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

18cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Nabelschnurschere BLAU

Umbilical cord scissors BLUE

16cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

16cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Nagelschere

Nail scissors

gerade, 9,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, 9.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Schere n. Reynolds

Reynold scissors

leicht gebogen, 12,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

slightly bended, 12.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

SCHEREN

SCISSORS



Nabelschnurschere ROSA

Umbilical cord scissors PINK

16cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

16cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Chirurgische Schere

Surgical scissor

gebogen, spitz/spitz, 14,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, sharp/sharp, 14.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Chirurgische Schere

Surgical scissors

gebogen, stumpf/stumpf, 14,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, blunt/blunt, 14.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Federschere n. Westcott

Westcott scissors

stumpf/stumpf, 12cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

blunt/blunt, 12cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

SCHEREN

SCISSORS

Abbildung folgt

CSIS8028

Federschere n. Vannas

Vannas capsulotomy scissors

fein, gebogen, 8cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

delicate, curved, 8cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



CSIS8030

Präparierschere Metzenbaum

Dissecting scissors Metzenbaum

fein, gebogen, 16,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

delicate, curved, 16.5cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



CSIS8033

Strabismusschere

Strabismus scissors

gerade, 11,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, 11.5cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



CSIS8034

Strabismusschere

Strabismus scissors

gebogen, 11,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, 11.5cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

SCHEREN

SCISSORS



Präparierschere n. Reynolds Reynolds dissecting scissors

fein, gebogen, 14,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

fine, curved, 14.5cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Episiotomieschere Episiotomy scissors

24cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

24cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Episiotomieschere n. Waldmann Episiotomy scissors Waldmann

18cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

18cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Irisschere Iris scissors curved

gebogen, 11cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

11cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

SCHEREN

SCISSORS



Verbandschere n. Lister Bandage scissors Lister

15cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

15cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Micro-Federschere Micro-scissors (spring-type)

11cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

11cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Iris- und Fadenschere Iris- and ligature scissors

gerade, spitz/spitz, 13cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, sharp/sharp, 13cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

KLEMMEN

CLAMPS



Klemme n. Halsted

Artery forceps Halsted

anatomisch, gebogen, 12,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

anatomical, curved, 12.5cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Klemme n. Kocher

Artery forceps Kocher

chirurgisch, gerade, 14cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

surgical, straight, 14cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Klemme n. Mosquito/Halsted

Artery forceps Mosquito

anatomisch, gerade, 12,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

anatomical, straight, 12.5cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Klemme n. Mosquito/Halsted

Artery forceps Mosquito

chirurgisch, gerade, 12,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

surgical, straight, 12.5cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

KLEMMEN

CLAMPS



Klemme n. Pean

Artery forceps Pean

anatomisch, gerade, 14cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

anatomical, straight, 14cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Schlauchklemme

Tubing clamp

16,5cm - glattes Maul – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

16.5 cm - smooth jaw – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Tuchklemme

Towel clamp

15cm – einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (4 x 20 Stück)

15cm – individually sterile packed
pack = 80 pcs (4 x 20 pcs)



Schlauchklemme

Tubing clamp

18cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

18cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

KLEMMEN

CLAMPS



Präparier- und Ligaturklemme n. Mixer/O'Shaugnessy Dissecting forceps Mixer-O'Shaugnessy

gebogen, 19cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, 19cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Arterienklemme n. Rochester Pean Hemostatic forceps Rochester Pean

gerade 24cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, 24cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Tuchklemme n Backhaus Towel clamp Backhaus

11,5cm für Papiertücher - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (4 x 20 Stück)

11.5cm for paper cloths - individually sterile packed
pack = 80 pcs (4 x 20 pcs)



Klemme n. Pean Pean clamp curved

gebogen 14cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

14cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

KLEMMEN

CLAMPS



Klemme n. Mosquito/Halsted Artery forceps Mosquito

chirurgisch, gebogen, 12,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

surgical, curved, 12.5cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Arterienklemme n. De Bakey/Pean Hemostatic forceps De Bakey-Pean

gebogen, 20cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, 20cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Schlaucklemme Tubing clamp

gerade, 20cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, 20cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Klemme n. Kocher Artery forceps Kocher

chirurgisch, gerade, 18cm – einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

surgical, straight, 18cm – individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

KNOPFKANÜLEN

BUTTON CANNULAS



Knopfkanüle gerade

Butt. cannula straight

8cm, Ø=2mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=2mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)



Knopfkanüle gerade

Butt. cannula straight

8cm, Ø=1,5mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=1.5mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)



Knopfkanüle gerade

Butt. cannula straight

8cm, Ø=1,2mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=1.2mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)



Knopfkanüle gebogen

Butt. cannula curved

8cm, Ø=2mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=2mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)

KNOPFKANÜLEN

BUTTON CANNULAS



Knopfkanüle gebogen Butt. cannula curved

8cm, Ø=1,5mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=1.5mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)



Knopfkanüle gebogen Butt. cannula curved

8cm, Ø=1,2mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=1.2mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)



Knopfkanüle gerade Butt. cannula straight

8cm, Ø=1,2mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=1.2mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)




Knopfkanüle gerade Butt. cannula straight

8cm, Ø=1,5mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=1.5mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)

KNOPFKANÜLEN

BUTTON CANNULAS




Knopfkanüle gerade

Butt. cannula straight

10cm lang, 8cm Arbeitslänge, Ø=1,5mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

10cm length, 8cm working length, Ø=1.5mm - individually sterile packed; pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)



Knopfkanüle gerade

Butt. cannula straight

14cm lang, 12cm Arbeitslänge, Ø=1,5mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

14cm length, 12cm working length, Ø=1.5mm - individually sterile packed; pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)




Knopfkanüle gerade

Butt. cannula straight

8cm, Ø=2mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=2mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)



Knopfkanüle gerade

Butt. cannula straight

10cm lang, 8cm Arbeitslänge, Ø=2mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

10cm length, 8cm working length, Ø=2mm - individually sterile packed; pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)

KNOPFKANÜLEN

BUTTON CANNULAS



Knopfkannüle gerade Butt. cannula straight

14cm lang, 12cm Arbeitslänge, Ø=2mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

14cm length, 12cm working length, Ø=2mm - individually sterile
packed; pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)



Knopfkannüle gebogen Butt. cannula curved

8cm, Ø=1,2mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=1.2mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)



Knopfkannüle gebogen Butt. cannula curved

10cm lang, 8cm Arbeitslänge, Ø=1,2mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

10cm length, 8cm working length, Ø=1.2mm - individually
sterile packed; pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)



Knopfkannüle gebogen Butt. cannula curved

8cm, Ø=1,5mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=1.5mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)

KNOPFKANÜLEN

BUTTON CANNULAS



Knopfkanüle gebogen

Butt. cannula curved

10cm lang, 8cm Arbeitslänge, Ø=1,5mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

10cm length, 8cm working length, Ø=1.5mm - individually sterile packed; pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)



Knopfkanüle gebogen

Butt. cannula curved

8cm, Ø=2mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

8cm, Ø=2mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)



Knopfkanüle gebogen

Butt. cannula curved

10cm lang, 8cm Arbeitslänge, Ø=2mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

10cm length, 8cm working length, Ø=2mm - individually sterile packed; pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)



Knopfkanüle gebogen

Butt. cannula curved

11,5cm, Ø=1mm - einzeln steril verpackt
VE = 160 Stück (2 x 80 Stück)

11.5cm, Ø=1mm - individually sterile packed
pack = 160 pcs (2 x 80 pcs)

KNOPFKANÜLEN

BUTTON CANNULAS



Knopfkannüle gerade Butt. cannula straight, 8 cm

8cm, Ø=1,0mm - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (2 x 40 Stück)

Ø=1.0mm - individually sterile packed
pack = 80 pcs (2 x 40 pcs)

entrhg
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS



EM 24 KCS EM 40 KCS

Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

NADELHALTER

NEEDLE HOLDERS



Nadelhalter n. Mayo-Hegar

Needle holder Mayo-Hegar

gerade, 12cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, 12cm - individually
sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Nadelhalter n. Mayo-Hegar

Needle holder Mayo-Hegar

gerade, 15cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, 15 cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Nadelhalter n. Mayo-Hegar

Needle holder Mayo-Hegar

gerade, 16,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, 16.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

LÖFFEL CURETTES



Scharfer Löffel n. Janssen Bone curette

16cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

16cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Scharfer Löffel n. Janssen Bone curette

21cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

21cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

entrgal
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2


ZANGEN FORCEPS



Kornzange mit Sperre Sponge forceps with ratchet

14,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

14.5 cm - individually
sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Kornzange mit Sperre Sponge forceps with ratchet

gebogen 26,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

curved, 26.5cm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)



Korn- und Tupferzange mit Sperre „Groß“ Sponge- and dressing forceps with ratchet „big“

gerade 18cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, 18cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Kornzange mit Sperre Sponge forceps with ratchet

gebogen 20cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

curved, 20cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

ZANGEN FORCEPS

Abbildung folgt

CSIK4031

Tupferzange n. Foerster Ballenger Sponge forceps Foerster Ballenger

gerade, 24cm, glattes Maul - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

straight, 24cm, smooth jaw - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

entrhg
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

KLAMMERENTFERNER CLIP REMOVING FORCEPS



Klammerentferner Clip removing forceps

9,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 300 Stück (6 x 50 Stück)

9.5cm - individually
sterile packed; pack = 300 pcs (6 x 50 pcs)



Klammerentferner Clip removing forceps

13,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

13.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

entthal
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

SPREIZER RETRACTORS



Trachealspreizer n. Laborde Dilator forceps Laborde

14cm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

14cm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)

entrhg
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS




EM 24 KCS
EM 40 KCS

Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

KNOPFSONDEN BUTTON PROBES



Knopfsonde Probe

14,5cm, 1,5mm Knopf-Ø - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

14.5cm, 1.5mm diam. of tip - individually
sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

WUNDHAKEN

WOUND RETRACTORS

Abbildung folgt

CSIW1001

Wundhaken nach Kilner Retractor Kilner

15,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

15.5cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

entrhg
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

REDON-NADELN

REDON NEEDLES

Abbildung folgt

CSIA1064

Redon-Führungsnadel

Redon guiding needle

stark gebogen, 190mm, 8CH, Messersp. - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

highly curved, 190mm, 8CH, knife tip - individually sterile
packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

Abbildung folgt

CSIA1065

Redon-Führungsnadel

Redon guiding needle

stark gebogen, 190mm, 10CH, Messerspitze - einzeln steril
verpackt; VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

highly curved, 190mm, 10CH, knife tip - individually sterile
packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

Abbildung folgt

CSIA1066

Redon-Führungsnadel

Redon guiding needle

stark gebogen, 190mm, 12CH, Messerspitze - einzeln steril
verpackt, VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

highly curved, 190mm, 12CH, knife tip - individually sterile
packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



CSIA1067

Redon-Führungsnadel

Redon guiding needle

stark gebogen, 190mm, 14CH, Messerspitze - einzeln steril
verpackt; VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

highly curved, 190mm, 14CH, knife tip - individually sterile
packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

REDON-NADELN

REDON NEEDLES



Redon-Führungsnadel Redon guiding needle

stark gebogen, 190mm, 16CH, Messerspitze - einzeln steril verpackt; VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

highly curved, 190mm, 16CH, knife tip - individually sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Redon-Führungsnadel Redon guiding needle

stark gebogen, 190mm, 18CH, Messerspitze - einzeln steril verpackt; VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

highly curved, 190mm, 18CH, knife tip - individually sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Redon-Führungsnadel Redon guiding needle

leicht gebogen, 190mm, 8CH, Messerspitze - einzeln steril verpackt; VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

slightly curved, 190mm, 8CH, knife tip - individually sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Redon-Führungsnadel Redon guiding needle

leicht gebogen, 190mm, 10CH, Messerspitze - einzeln steril verpackt; VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

slightly curved, 190mm, 10CH, knife tip - individually sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

REDON-NADELN

REDON NEEDLES

Abbildung folgt

CSIA1096

Redon-Führungsnadel

Redon guiding needle

leicht gebogen, 190mm, 12CH, Messerspitze – einzeln steril verpackt; VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

slightly curved, 190mm, 12CH, knife tip – individually sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



CSIA1097

Redon-Führungsnadel

Redon guiding needle

leicht gebogen, 190mm, 14CH, Messerspitze – einzeln steril verpackt; VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

slightly curved, 190mm, 14CH, knife tip – individually sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



CSIA1098

Redon-Führungsnadel

Redon guiding needle

leicht gebogen, 190mm, 16CH, Messerspitze – einzeln steril verpackt; VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

slightly curved, 190mm, 16CH, knife tip – individually sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



CSIA1099

Redon-Führungsnadel

Redon guiding needle

leicht gebogen, 190mm, 18CH, Messerspitze – einzeln steril verpackt; VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

slightly curved, 190mm, 18CH, knife tip – individually sterile packed; pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Testgeräte
Testing



Siegelgeräte + Zubehör
Sealers + accessories



Einmalinstrumente + Sets
Disp. Instruments + Sets



Instrumenten-Reinigung
Instrument Cleaning





OPHTHALMOLOGIE- INSTRUMENTE

OPHTHALMOLOGICAL- INSTRUMENTS

LIDSPERRER SPECULA



Lidsperrer n. Barraquer Barraquer specula

15mm – einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

15mm – individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Lidsperrer n. Kratz Kratz wire Specula

6,5 x 14mm, 1mm Draht – einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

6,5 x 14mm, 1mm dia wire – individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Lidsperrer f. Kinder Infant specula

4,3 x 4,3mm, geschlossen, 0,7mm Draht – einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

4,3 x 4,3mm, closed blades, 0,7mm dia wire – individually sterile packed; pack = 20 pcs (20 pcs)



Lidsperrer n. Kratz-Barraquer Kratz wire Barraquer specula

einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

LIDSPERRER SPECULA



Lidsperrer n. Barraquer Barraquer wire specula

geschlossen - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

closed wire - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Lidsperrer n. Liebermann Liebermann specula

K-wire, 10mm - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

K-wire, 10mm - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Lidsperrer n. Liebermann Liebermann specula

K-wire, 15mm - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

K-wire, 15mm - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Lidsperrer Neonatal Neonatal specula

4.0mm x 10mm - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

4.0mm x 10mm - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

LIDSPERRER SPECULA



Lidsperrer n. Barraquer Barraquer wire specula

gebogen, 15mm Branchen – einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

curved, 15mm blade – individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

entrhg
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

PINZETTEN

FORCEPS



Chalazionpinzette

Chalazion clamp

Medium Oval - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

medium oval - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Iris Mikropinzette

Iris micro forceps

einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Pinzette n. Bonn

Bonn forceps

0,12mm Zähne, 1x2 - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

0.12mm teeth, 1x2 - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Pinzette n. Bonn

Bonn forceps

0,12mm Zähne, 1x2 - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

0.12mm teeth, 1x2 - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

PINZETTEN

FORCEPS




Utrata Kapsulorhexis Pinzette

Utrata capsulorhexis forceps

abgewinkelt, sehr fein – einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

angled, very delicate tips – individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Utrata Kapsulorhexis Pinzette

Utrata capsulorhexis forceps

gebogen, sehr fein – einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

curved, very delicate tips – individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Utrata Kapsulorhexis Pinzette

Utrata capsulorhexis forceps

gebogen, fein, runder Griff – einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

curved, delicate tips, round handle – individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Nahtpinzette n. McPherson

McPherson forceps

gerade, 5mm Spitze – einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

straight, 5mm tying – individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

PINZETTEN

FORCEPS



Nahtpinzette n. Kelman-McPherson **Kelmann McPherson forceps**

gebogen, 8mm Spitze - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

curved, 8mm tips - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Pinzette n. Castroviejo **Castroviejo suture forceps**

0,12mm Zähne, 1x2 einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Pinzette n. Colibri **Colibri forceps**

gekerbt, fein, gebogen - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

notched, fine, curved - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Pinzette n. Hoskin **Hoskin forceps**

einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

PINZETTEN

FORCEPS



Pinzette n. Jaffe

Jaffe tying forceps

einzel steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Pinzette n. Kelman

Kelman forceps

abgewinkelt, 1x2 Zähne - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

angled, 1x2 teeth - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Chalazionpinzette n. Desmares

Chalazion clamp Desmares

groß, 20 x 13mm - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

large, 20 x 13mm - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Chalazionpinzette n. Francis

Chalazion clamp Francis

mittel, 14 x 11mm - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

medium, 14x11mm - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

PINZETTEN

FORCEPS



Pinzette n. St. Martin **St. Martins forceps**

Verbindungsfläche - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

tying platform - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Iris Pinzette **Iris forceps**

gerade, 0,7mm Verbindungsfläche einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)


individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Fadenpinzette Mod. Tübingen **Tübingen tying forceps**

einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Pinzette n. Cilia **Cilia epilation forceps**

einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

SCHEREN

SCISSORS



Tenotomieschere n. Westcott

Westcott scissors

gebogen, spitz, 12cm – einzeln steril verpackt
VE = 25 Stück (25 Stück)

curved, sharp tips, 12cm – individually sterile packed
pack = 25 pcs (25 pcs)



Tenotomieschere n. Westcott

Westcott scissors

gebogen, stumpf, 12cm – einzeln steril verpackt
VE = 25 Stück (25 Stück)

curved, blunt tips, 12cm – individually sterile packed
pack = 25 pcs (25 pcs)



Schere n. Vannas

Vannas scissors

gerade – einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

straight – individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Schere n. Vannas

Vannas scissors

gebogen, 5mm Branche – einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

curved, 5mm Blade – individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

SCHEREN

SCISSORS



Tenotomieschere n. Westcott

Westcott tenotomy scissors

gebogen, stumpf, med. branchen, 12cm – einzeln steril verpackt
VE = 25 Stück (25 Stück)

curved, blunt tips, medium, 12cm – individually sterile packed
pack = 25 pcs (25 pcs)



Irisschere

Iris scissors

gerade, 11cm – einzeln steril verpackt
VE = 25 Stück (25 Stück)

individually sterile packed
pack = 25 pcs (25 pcs)



Irisschere

Iris scissors

gebogen, 11cm – einzeln steril verpackt
VE = 25 Stück (25 Stück)

curved, 11cm – individually sterile packed
pack = 25 pcs (25 pcs)



Schere n. Stevens

Stevens scissors

gerade, 11,5cm – einzeln steril verpackt
VE = 25 Stück (25 Stück)

straight, 11.5cm – individually sterile packed
pack = 25 pcs (25 pcs)

SCHEREN SCISSORS



Irisschere Iris scissors

einzel steril verpackt
VE = 25 Stück (25 Stück)

individually sterile packed
pack = 25 pcs (25 pcs)

entrhg
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS



EM 24 KCS
EM 40 KCS

Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

SPEKULA SPECULA



Temporär Spekula Temporal specula

einzel steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

entthal
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

MANIPULATOREN

MANIPULATORS



Linsenkernmanipulator n. Lester Lester manipulator hook

11,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

11.5cm - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



IOL Häkchen n. Sinskey Sinskey hook

einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Y - Nukleus Manipulator und Chopper Rotator Y shape

einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Nukleus-Chopper n. Jewelewicz Rosen Rosen splitter

einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

MANIPULATOREN MANIPULATORS



Manipulator n. Anderson-Barrett Mushroom & Sinskey hook

einzel steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Chopper n. Nagahara Nagahara chopper blunt

einzel steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

entthal
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

KÜRETTEN CURETTES



Doppelkürette Double curette

1.5/2.0mm - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

1.5/2.0mm - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

entrhg
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS



EM 24 KCS EM 40 KCS

Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

SONDEN PROBES



Tränenwegdilatorsonde Lacrimal dilator & probe

doppelseitig - einzeln steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

double sided - individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)

entthal
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS



EM 24 KCS
EM 40 KCS

Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

WUNDHAKEN

WOUND RETRACTORS



Kragenknopf Iris Wundhaken

Collar button iris retractor

einzel steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



Anis Haken

Annis chopper

einzel steril verpackt
VE = 20 Stück (20 Stück)

individually sterile packed
pack = 20 pcs (20 pcs)



SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS

EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

NADELHALTER NEEDLE HOLDERS



Nadelhalter n. Barraquer Barraquer needle holder

gebogen, ohne Verschluss – einzeln steril verpackt
VE = 25 Stück (25 Stück)

curved, without lock – individually sterile packed
pack = 25 pcs (25 pcs)

entthal
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2



Testgeräte
Testing



Siegelgeräte + Zubehör
Sealers + accessories



Einmalinstrumente + Sets
Disp. Instruments + Sets



Instrumenten-Reinigung
Instrument Cleaning






HNO-INSTRUMENTE

ENT INSTRUMENTS



NASENSPEKULA

NASAL SPECULA



Nasenspekula n. Hartmann-Halle

Nasal specula Hartmann-Halle

14,5cm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

14.5cm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)



Nasenspekula n. Vienna

Nasal specula Vienna

14,5cm, Erwachsene - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

14.5cm, adult - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)




Nasenspekula n. Kilian

Nasal specula Kilian

13cm, Figur 2, Blattlänge 50 mm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

13cm, Fig. 2, blade 50mm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)




Nasenspekula

Nasal specula

Größe M, 15cm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

Size M, 15 cm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)


NASENSPEKULA NASAL SPECULA



Nasenspekula Nasal specula

Größe L, 15cm – einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

Size L, 15 cm – individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)



Nasenspekula Nasal specula

Größe S, 13cm – einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

Size S, 13 cm – individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)

entrhal
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

SAUGKANÜLEN

SUCTION CANNULAS



Saugkanüle n. Fergusson

Suction cannula Fergusson

Ø 1,5mm, 18cm - Arbeitslänge 11cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

Ø 1.5mm, 18cm - work length 11cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Saugkanüle n. Fergusson

Suction cannula Fergusson

Ø 2,0mm, 18cm - Arbeitslänge 11cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

Ø 2.0mm, 18cm - work length 11cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Saugkanüle n. Fergusson

Suction cannula Fergusson

Ø 2,5mm, 18cm - Arbeitslänge 11cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

Ø 2.5mm, 18cm - work length 11cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Saugkanüle n. Fergusson

Suction cannula Fergusson

Ø 3,0mm, 18cm - Arbeitslänge 11cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

Ø 3.0mm, 18cm - work length 11cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

SAUGKANÜLEN

SUCTION CANNULAS



Saugkanüle n. Fergusson

Suction cannula Fergusson

Ø 4,0mm, 18cm - Arbeitslänge 11cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

Ø 4.0mm, 18cm - work length 11cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)




Saugkanüle n. Fergusson

Suction cannula Fergusson

Ø 5,0mm, 18cm - Arbeitslänge 11cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

Ø 5.0mm, 18cm - work length 11cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)



Saugkanüle

Suction cannula

gebogen, 11cm, 2,5 mm Durchm. - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

curved, 11cm, 2.5 mm diameter - individually sterile packed
pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)



Saugkanüle

Suction cannula

gebogen, 11cm, 3,5 mm Durchm. - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

curved, 11cm, 3.5 mm diameter - individually sterile packed
pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)

SAUGKANÜLEN

SUCTION CANNULAS




CS-RC17040

Saugkanüle

Suction cannula

gebogen, 11cm, 4,0 mm Durchm. - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

curved, 11cm, 4.0 mm diameter - individually sterile packed
pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)



CS-RC23115

Saugkanüle

Suction cannula

gebogen, 23cm, 4,0 mm Durchm. - einzeln steril verpackt
VE = 80 Stück (4 x 20 Stück)

curved, 23cm, 4.0 mm diameter - individually sterile packed
pack = 80 pcs (4 x 20 pcs)



SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2

OHRENTRICHTER

EAR SPECULA



Ohrentrichter

Ear specula

3mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

3 mm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)



Ohrentrichter

Ear specula

4mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

4 mm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)



Ohrentrichter

Ear specula

5mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

5 mm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)



Ohrentrichter

Ear specula

6mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

6 mm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)

OHRENTRICHTER EAR SPECULA

Abbildung folgt

CS-RV10407P

Ohrentrichter Ear specula

7mm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (2 x 50 Stück)

7 mm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (2 x 50 pcs)

entrhg
medical

SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2


KEHLKOPFSPIEGEL THROAT MIRRORS



Kehlkopfspiegel Throat mirror

einzel steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)



Kehlkopfspiegel Throat mirror

Größe Leinzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

Size Lindividually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)



SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich kompakte Reihe für alle Anforderungen nach DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact series for all demands according to DIN EN ISO 11607-2

ZANGEN

FORCEPS




Magillzange

Magill forceps

25cm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

25cm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)



Magillzange

Magill forceps

20cm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

20cm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)



Magillzange

Magill forceps

15cm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

15cm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)

PINZETTEN FORCEPS



Pinzette Forceps

bajonettförmig, 15cm - einzeln steril verpackt
VE = 100 Stück (4 x 25 Stück)

bayonet shaped, 15 cm - individually sterile packed
pack = 100 pcs (4 x 25 pcs)

CS-RW44814



SIEGELGERÄTE | SEALERS

EM 24 KCS
EM 40 KCS



Die außerordentlich
kompakte Reihe für alle
Anforderungen nach
DIN EN ISO 11607-2

The extremely compact
series for all demands
according to
DIN EN ISO 11607-2



Testgeräte
Testing



Siegelgeräte + Zubehör
Sealers + accessories



Einmalinstrumente + Sets
Disp. Instruments + Sets



Instrumenten-Reinigung
Instrument Cleaning





**GYNÄKOLOGIE-
INSTRUMENTE**
**GYNECOLOGY
INSTRUMENTS**



VAGINALSPEKULA

VAGINAL SPECULA



CSI10205

Vaginalspekula n. Cusco

Vaginal specula Cusco

110x37mm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

110x37mm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)



CSI10206

Vaginalspekula n. Cusco

Vaginal specula Cusco

92x23-25mm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

92x23-25mm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)



CSI10207

Vaginalspekula n. Cusco

Vaginal specula Cusco

100x25-27mm - einzeln steril verpackt
VE = 50 Stück (50 Stück)

100x25-27mm - individually sterile packed
pack = 50 pcs (50 pcs)

Seite Page	Artikelnummer Article No	Seite Page	Artikelnummer Article No	Seite Page	Artikelnummer Article No	Seite Page	Artikelnummer Article No	Seite Page	Artikelnummer Article No
6	CSIP6001 CSIP6002 CSIP6003 CSIP6004	16	CSIS8033 CSIS8034	27	CSIA1019-10 CSIA1020 CSIA1020-10 CSIA1021	41	FOA25670 FOA25671 FOA21261	55	FOM22329
7	CSIP6005 CSIP6006 CSIP6007 CSIP6010	17	CSIS8038 CSIS8039 CSIS8041 CSIS8042	28	CSIA1030	44	FOA25010	56	FOA22200
8	CSIP6011 CSIP6012 CSIP6013 CSIP6016	18	CSIS8043 CSIS8044 CSIS8050	29	CSIN3001 CSIN3002 CSIN3003	45	FOP29650 FOP54100 FOP52000 FOP52020	57	FOA22100
9	CSIP6017 CSIP6019 CSIP6021 CSIP6022	19	CSIK4001 CSIK4002 CSIK4003 CSIK4004	30	CSIL1001 CSIL1002	46	FOP55081 FOP55084 FOP55086 FOP55000	58	FOA24900 FOA22332
10	CSIP6027 CSIP6028 CSIP6029	20	CSIK4005 CSIK4006 CSIK4007 CSIK4009	31	CSIK4008 CSIK4011 CSIK4013 CSIK4018	47	FOP55030 FOP52500 FOP51722 FOP51800	59	FON613310
11	CSIS8001 CSIS8002 CSIS8003 CSIS8004	21	CSIK4010 CSIK4012 CSIK4014 CSIK4015	32	CSIK4031	48	FOP55200 FOP52330 FOP59650 FOP59600	62	CSI11003 CSI11403 CSI12650 CS-RW11001
12	CSIS8005 CSIS8006 CSIS8007 CSIS8008	22	CSIK4022 CSIK4027 CSIK4028 CSIK4032	33	5799S CSIA1001	49	FOP53562 FOP54000 FOP519030 FOP56001	63	CS-RW11003 CS-RW12201
13	CSIS8009 CSIS8010 CSIS8012 CSIS8013	23	CSIA1002 CSIA1003 CSIA1004 CSIA1005	34	CSIA1008	50	FOS44100 FOS43100 FOS45000 FOS45010	64	CSIA1084 CSIA1085 CSIA1086 CSIA1087
14	CSIS8014 CSIS8015 CSIS8016 CSIS8017	24	CSIA1006 CSIA1007 CSIA1015 CSIA1016	35	CSIA1013	51	FOS43004 FOS27400 FOS27410 FOS48500	65	CSIA1088 CSIA1089 CS-RC17025 CS-RC17035
15	CSIS8018 CSIS8020 CSIS8021 CSIS8027	25	CSIA1016-10 CSIA1016-14 CSIA1017 CSIA1017-10	36	CSIW1001	52	FOS47400B	66	CS-RC17040 CS-RC23115
16	CSIS8028 CSIS8030	26	CSIA1017-14 CSIA1018 CSIA1018-10 CSIA1019	37	CSIA1064 CSIA1065 CSIA1066 CSIA1067	53	FOA25050B	67	CS-RV10403P CS-RV10404P CS-RV10405P CS-RV10406P
				38	CSIA1068 CSIA1069 CSIA1094 CSIA1095	54	FOA25532 FOA25193 FOA22400 FOA22395	68	CS-RV10407P
				39	CSIA1096 CSIA1097 CSIA1098 CSIA1099	55	FOA24933	69	CS-RZ29414 CS-RZ29420
				40	FOA25030 FOA25050 FOA25350 FOA23012SI			70	CSIA1009 CSIA1010 CSIA1011
				41	FOA26010			71	CS-RW44814
								74	CSI10205 CSI10206 CSI10207

SETS

SETS

Durch individuelle Sets die Arbeit erleichtern und die Effizienz steigern.

Die Vorteile eines individuellen Sets:

- Inhalt und Packreihenfolge der Sets werden durch Sie selbst bestimmt.
- Arbeitsabläufe können optimiert und zeitlich verkürzt werden (optimaler Work-Flow).
- Steigerung der Produktivität durch routiniertere Abläufe.
- Erleichterung des Einkaufsprozesses.
- Vereinfachte Lagerung durch platzsparende Spenderboxen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne helfen und beraten wir Sie bei der Planung Ihres ganz speziell auf Sie zugeschnittenen individuellen Sets!

Individual Sets will increase the efficiency and make work easier.

The benefits of an individual Set:

- Content and pack order are determined by yourself.
- Workflows can be optimized and reduced in time.
- Increase of productivity through routine processes.
- Buying Process is much easier.
- Simplified storage by space-saving dispenser boxes.

Have we piqued your interest?

With pleasure we help and advise you in planning your very special to you tailored individual sets!



Thoraxdrainage-Set
Thoracic Drainage Set



Wundversorgungs-Set
Wound Care Set





Testgeräte
Testing



Siegelgeräte + Zubehör
Sealers + accessories



Einmalinstrumente + Sets
Disp. Instruments + Sets



Instrumenten-Reinigung
Instrument Cleaning

Siegelgeräte + Zubehör | Sealers + accessories

Testgeräte | Testing

Instrumenten-Reinigung | Instrument Cleaning

Einmalinstrumente + Sets | Disposable Instruments + Sets

Entrhal Medical GmbH
Tel.: +49 (0) 2834 942488-0

Fax: +49 (0) 2834 942488-46
info@entrhal-medical.de

www.entrhal-medical.de

entrhal
medical