


Bipolare Pinzetten Bipolar forceps

Anschlusskabel für alle ERBE HF-Geräte und viele Fremdgeräte erhältlich
Connecting cables available for all ERBE electro-surgical units and many non-ERBE units















Vielfalt an Größen und Ausführungen
Variety of shapes and sizes

Führungsstift hält Pinzettenschenkel parallel
Guide pin maintains parallel forceps


Exklusiv bei nonAdhesive Pinzetten:
patentierter Antihafbeschichtung für reduzierte Klebeeffekte
nonAdhesive forceps only:
patented non-adhesive coating for reduced sticking effects



Überblick Overview

Pinzettentyp Type of forceps	Pinzettenform Form of forceps	Spitzenform Type of tip	Schließform Type of clasps
<p>Classic</p> 	<p>Gerade Straight</p> 	<p>Spitz Pointed</p> 	<p>Punktuell Punctiform</p> 
<p>Pinzetten mit Fassflächen Forceps with gripping surfaces</p> 	<p>Bajonett Bayonet</p> 	<p>Sehr fein 0,3 – 0,4 mm Very fine 0.3 – 0.4 mm</p> 	<p>Parallel</p> 
<p>nonAdhesive Pinzetten nonAdhesive forceps</p> 	<p>Abgewinkelt Angled</p> 	<p>Fein 0,5 – 0,7 mm Fine 0.5 – 0.7 mm</p> 	
<p>Spülpinzetten Irrigation forceps</p> 		<p>Stumpf 1,0 – 1,2 mm Blunt 1.0 – 1.2 mm</p> 	
		<p>Stumpf 2,0 – 2,2 mm Blunt 2.0 – 2.2 mm</p> 	

Bipolare Pinzetten Classic, gerade
Bipolar forceps Classic, straight




gerade straight 11 cm	gerade straight 14,5 cm	gerade straight 16,5 cm	gerade straight 19 cm	gerade straight 22 cm	gerade straight 26 cm	gerade straight 30 cm
20195-019 20195-020	20195-038 20195-027	20195-011 20195-010 20191-039 20195-028	20195-037 20195-040 20195-000 20195-029	20195-041 20195-030	20195-110	20195-109

Bipolare Pinzetten Bipolar forceps

Bipolare Pinzetten Classic, gerade
Bipolar forceps Classic, straight

Bipolare Pinzette Classic, gerade, spitz, Länge 11 cm

Bipolar forceps Classic, straight, pointed, length 11 cm



No. 20195-019



max 300 Vp


max 95°C



30195-011 max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 0,5 mm, fein, Länge 11 cm

Bipolar forceps Classic, straight, tip 0.5 mm, fine, length 11 cm



No. 20195-020



max 300 Vp

max 95°C



30195-011 max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 14,5 cm

Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 14.5 cm



No. 20195-038



max 500 Vp


max 95°C



30195-011 max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 2 mm, stumpf, Länge 14,5 cm

Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 14.5 cm



No. 20195-027



max 500 Vp


max 95°C



30195-011 max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, spitz, Länge 16,5 cm

Bipolar forceps Classic, straight, pointed, length 16.5 cm



No. 20195-011



max 500 Vp


max 95°C



30195-011 max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 16,5 cm

Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm



No. 20195-010



max 500 Vp

max 95°C




30195-011 max 138°C

Bipolare Pinzetten Bipolar forceps


Bipolare Pinzetten Classic, gerade
Bipolar forceps Classic, straight

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 2 mm, stumpf, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 16.5 cm



= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, spitz, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, straight, pointed, length 19 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 19 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 19 cm



= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 2 mm, stumpf, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 19 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzetten Bipolar forceps


Bipolare Pinzetten Classic, gerade
Bipolar forceps Classic, straight

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 22 cm
Bipolar forceps Classic, straight, tip 1 mm, blunt, length 22 cm




No. 20195-041	
= 1	max 500 Vp
	max 95° C
30195-011	max 138° C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 2 mm, stumpf, Länge 22 cm
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 22 cm




No. 20195-030	
= 1	max 500 Vp
	max 95° C
30195-011	max 138° C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 2 mm, stumpf, Länge 26 cm
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 26 cm



No. 20195-110	
= 1	max 500 Vp
	max 95° C
30195-011	max 138° C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 2 mm, stumpf, Länge 30 cm
Bipolar forceps Classic, straight, tip 2 mm, blunt, length 30 cm



No. 20195-109	
= 1	max 500 Vp
	max 95° C
30195-011	max 138° C

Bipolare Anschlusskabel Bipolar connecting cables

Standard



Länge Length	No.
4 m	20196-045
5 m	20196-057

International



4 m	20196-053
5 m	20196-061

Fremdgeräte
non-ERBE units



4 m	20196-046
5 m	20196-058

Valleylab




4 m	20196-055
-----	-----------

Martin Standard



4 m	20196-047
5 m	20196-059

Bipolare Pinzetten Classic, abgewinkelt
Bipolar forceps Classic, angled




abgewinkelt angled 11 cm	abgewinkelt angled 16,5 cm	abgewinkelt angled 19 cm	abgewinkelt nach Meuser angled acc. to Meuser 19 cm	abgewinkelt angled 22,5 cm
20195-022 20195-023 20195-021 20195-035	20195-066 20195-036 20195-013 20195-014 20195-015 20195-016	20195-065 20195-001 20195-007	20195-101	20195-064

Bipolare Pinzetten Bipolar forceps

Bipolare Pinzetten Classic, abgewinkelt Bipolar forceps Classic, angled

Bipolare Pinzette Classic, kurz abgewinkelt, spitz, Länge 11 cm
Bipolar forceps Classic, short-angled, pointed, length 11 cm



No. 20195-022	
= 1	max 300 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt, spitz, Länge 11 cm
Bipolar forceps Classic, angled, pointed, length 11 cm




No. 20195-023	
= 1	max 300 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt, Spitze 0,5 mm, fein, Länge 11 cm
Bipolar forceps Classic, angled, tip 0.5 mm, fine, length 11 cm



No. 20195-021	
= 1	max 300 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gebogen, Spitze 0,5 mm, fein, Länge 11 cm
Bipolar forceps Classic, bent, tip 0.5 mm, fine, length 11 cm




No. 20195-035	
= 1	max 300 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, kurz abgewinkelt, Spitze 0,7 mm, fein, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, short-angled, tip 0.7 mm, fine, length 16.5 cm



No. 20195-066	
= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt, Spitze 0,4 mm, sehr fein, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, angled, tip 0.4 mm, very fine, length 16.5 cm




No. 20195-036	
= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzetten Bipolar forceps


Bipolare Pinzetten Classic, abgewinkelt
Bipolar forceps Classic, angled

Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt, spitz, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, angled, pointed, length 16.5 cm



= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, angled, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gebogen, Spitze 0,4 mm, sehr fein, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, bent, tip 0.4 mm, very fine, length 16.5 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gebogen, spitz, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, bent, pointed, length 16.5 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, kurz abgewinkelt, Spitze 0,7 mm, fein, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, short-angled, tip 0.7 mm, fine, length 19 cm



= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, angled, tip 1 mm, blunt, length 19 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzetten Bipolar forceps

Bipolare Pinzetten Classic, abgewinkelt
Bipolar forceps Classic, angled

Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt, Spitze 2 mm, stumpf, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, angled, tip 2 mm, blunt, length 19 cm



No. 20195-007




max 500 Vp

max 95° C



30195-011 max 138° C

Bipolare Pinzette Classic, kurz abgewinkelt, Spitze 0,7 mm, fein, Länge 22,5 cm
Bipolar forceps Classic, short-angled, tip 0.7 mm, fine, length 22.5 cm



No. 20195-064



max 500 Vp


max 95° C



30195-011 max 138° C

Bipolare Anschlusskabel Bipolar connecting cables	Länge Length	No.
Standard	4 m 5 m	20196-045 20196-057
International	4 m 5 m	20196-053 20196-061
Fremdgeräte non-ERBE units	4 m 5 m	20196-046 20196-058
Valleylab	4 m	20196-055
Martin Standard	4 m 5 m	20196-047 20196-059

Bipolare Pinzetten Classic, bajonett
Bipolar forceps Classic, bayonet




bajonett bayonet		bajonett bayonet		bajonett bayonet		bajonett bayonet	
16,5 cm		19 cm		23 cm		25 cm	
20195-033	20195-017	20195-008	20195-002	20195-044	20195-045	20195-042	20195-043
20195-018		20195-034	20195-009	20195-031	20195-063	20195-032	
		20195-026					

Bipolare Pinzetten Bipolar forceps

Bipolare Pinzetten Classic, bajonett Bipolar forceps Classic, bayonet


Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 0,4 mm, sehr fein, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.4 mm, very fine, length 16.5 cm



No. 20195-033

= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C


Bipolare Pinzette Classic, bajonett, spitz, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, pointed, length 16.5 cm



No. 20195-017

= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C


Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 16,5 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 16.5 cm



No. 20195-018

= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C


Bipolare Pinzette Classic, bajonett, spitz, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, pointed, length 19 cm



No. 20195-008

= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C


Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 19 cm



No. 20195-002

= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 2 mm, stumpf, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 2 mm, blunt, length 19 cm



No. 20195-034


= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzetten

Bipolar forceps


Bipolare Pinzetten Classic, bajonett
Bipolar forceps Classic, bayonet

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, unten kurz abgewinkelt, Spitze 1,2 mm, stumpf, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, short-angled downwards, tip 1.2 mm, blunt, length 19 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, oben kurz abgewinkelt, Spitze 1,2 mm, stumpf, Länge 19 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, short-angled upwards, tip 1.2 mm, blunt, length 19 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 0,3 mm, sehr fein, Länge 23 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.3 mm, very fine, length 23 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 0,7 mm, fein, Länge 23 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.7 mm, fine, length 23 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 1,2 mm, stumpf, Länge 23 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1.2 mm, blunt, length 23 cm



= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, oben kurz abgewinkelt, Spitze 1,2 mm, stumpf, Länge 23 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, short-angled upwards, tip 1.2 mm, blunt, length 23 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzetten Bipolar forceps


Bipolare Pinzetten Classic, bajonett
Bipolar forceps Classic, bayonet

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 0,3 mm, sehr fein, Länge 25 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.3 mm, very fine, length 25 cm




= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 0,7 mm, fein, Länge 25 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 0.7 mm, fine, length 25 cm



= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 1,2 mm, stumpf, Länge 25 cm
Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 1.2 mm, blunt, length 25 cm



= 1	max 500 Vp
	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Anschlusskabel Bipolar connecting cables

Standard



Länge Length	No.
4 m	20196-045
5 m	20196-057

International



4 m	20196-053
5 m	20196-061

Fremdgeräte
non-ERBE units



4 m	20196-046
5 m	20196-058

Valleylab



4 m	20196-055
-----	-----------

Martin Standard



4 m	20196-047
5 m	20196-059

Bipolare Pinzetten
Bipolar forceps

Bipolare Pinzetten Classic, mit geriffelten Fassflächen
Bipolar forceps Classic, with corrugated gripping surfaces

- Fassflächen aus Hartmetall
- mit strukturierten (waffleisenähnlichen) Koagulationsflächen
- sicheres Fassen, Präparieren und schonendes Koagulieren
- gripping area of hard metal
- with structured (corrugated) coagulation surfaces
- safe gripping, preparation and gentle coagulation

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 1,1 mm, stumpf, Länge 19 cm

Bipolar forceps Classic, straight, tip 1.1 mm, blunt, length 19 cm




No. 20195-098

= 1	max 500 Vp
30195-011	max 95°C
	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, gerade, Spitze 2,2 mm, stumpf, Länge 19 cm

Bipolar forceps Classic, straight, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm




No. 20195-057

= 1	max 500 Vp
30195-011	max 95°C
	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt, Spitze 2,2 mm, stumpf, Länge 19 cm

Bipolar forceps Classic, angled, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm




No. 20195-058

= 1	max 500 Vp
30195-011	max 95°C
	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt, Spitze 2 mm, stumpf, nach Meuser, Länge 19 cm

Bipolar forceps Classic, angled, tip 2 mm, blunt, acc. to Meuser, length 19 cm




No. 20195-101

= 1	max 500 Vp
85100-045	max 95°C
30195-011	max 138°C

Bipolare Pinzette Classic, bajonett, Spitze 2,2 mm, stumpf, Länge 19 cm

Bipolar forceps Classic, bayonet, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm



No. 20195-059

= 1	max 500 Vp
30195-011	max 95°C
	max 138°C

Bipolare Pinzetten
Bipolar forceps

Bipolare Pinzetten nonAdhesive
Bipolar forceps nonAdhesive


- reduzierte Klebeeffekte durch patentierte Antihafschicht an den Kontaktflächen
- präzises und sauberes Arbeiten mit reproduzierbaren Koagulationseigenschaften
- Fassfläche aus Hartmetall

- reduced adhesion due to the patented non-adhesive coating of the contact surfaces
- precise and safe, with reproducible coagulation
- gripping area of hard metal

Bipolare Pinzette nonAdhesive, gerade, Spitze 1,1 mm, stumpf, Länge 16,5 cm

Bipolar forceps nonAdhesive, straight, tip 1.1 mm, blunt, length 16.5 cm

No. 20195-159




= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95° C
30195-099	max 138° C

Bipolare Pinzette nonAdhesive, gerade, Spitze 1,1 mm, stumpf, Länge 19 cm

Bipolar forceps nonAdhesive, straight, tip 1.1 mm, blunt, length 19 cm

No. 20195-160




= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95° C
30195-099	max 138° C

Bipolare Pinzette nonAdhesive, abgewinkelt, Spitze 1,1 mm, stumpf, Länge 16,5 cm

Bipolar forceps nonAdhesive, angled, tip 1.1 mm, blunt, length 16.5 cm

No. 20195-161




= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95° C
30195-099	max 138° C

Bipolare Pinzette nonAdhesive, abgewinkelt, Spitze 1,1 mm, stumpf, Länge 19 cm

Bipolar forceps nonAdhesive, angled, tip 1.1 mm, blunt, length 19 cm

No. 20195-162




= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95° C
30195-099	max 138° C

Bipolare Pinzette nonAdhesive, abgewinkelt, Spitze 2,2 mm, stumpf, Länge 19 cm

Bipolar forceps nonAdhesive, angled, tip 2.2 mm, blunt, length 19 cm

No. 20195-163



= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95° C
30195-099	max 138° C


Bipolare Pinzetten Bipolar forceps

Bipolare Pinzetten nonAdhesive
Bipolar forceps nonAdhesive

Bipolare Pinzette nonAdhesive, bajonett, Spitze 1,1 mm, stumpf, Länge 16,5 cm

Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 1.1 mm, blunt, length 16.5 cm

No. 20195-155




= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95°C
30195-099	max 138°C

Bipolare Pinzette nonAdhesive, bajonett, Spitze 1,1 mm, stumpf, Länge 20 cm

Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 1.1 mm, blunt, length 20 cm

No. 20195-156




= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95°C
30195-099	max 138°C

Bipolare Pinzette nonAdhesive, bajonett, Spitze 2,2 mm, stumpf, Länge 20 cm

Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 2.2 mm, blunt, length 20 cm

No. 20195-157




= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95°C
30195-099	max 138°C

Bipolare Pinzette nonAdhesive, bajonett, Spitze 1,1 mm, stumpf, Länge 23 cm

Bipolar forceps nonAdhesive, bayonet, tip 1.1 mm, blunt, length 23 cm

No. 20195-158



= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95°C
30195-099	max 138°C

Bipolare Anschlusskabel Bipolar connecting cables

Standard




Länge Length

4 m
5 m

No.

20196-045
20196-057


International



4 m
5 m

20196-053
20196-061

Fremdgeräte
non-ERBE units



4 m
5 m

20196-046
20196-058


Valleylab



4 m

20196-055

Martin Standard



4 m
5 m

20196-047
20196-059


Bipolare Pinzetten
Bipolar forceps

Bipolare Spülpinzetten
Bipolar irrigation forceps

- Spülanschluss Ø 3 mm
- inklusive Reinigungsdraht
- reduzierter Klebeefferkt durch Spüllösung
- optimierter elektrischer Kontakt durch Eigenschaften der NaCl-Lösung
- kaum intraoperative Reinigung


- irrigation connection Ø 3 mm
- including cleaning utensil
- reduced adhesion due to irrigation solution
- optimized electrical contact due to the characteristics of the NaCl solution
- rarely necessary intraoperative cleaning

Bipolare Spülpinzette, gerade, Spitze 1,5 mm, stumpf, Länge 20 cm
Bipolar irrigation forceps, straight, tip 1.5 mm, blunt, length 20 cm




No. 20195-150	
= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95°C
30195-098	max 138°C

Bipolare Spülpinzette, bajonett, Spitze 0,5 mm, fein, Länge 20 cm
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 0.5 mm, fine, length 20 cm




No. 20195-151	
= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95°C
30195-098	max 138°C

Bipolare Spülpinzette, bajonett, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 20 cm
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 20 cm




No. 20195-152	
= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95°C
30195-098	max 138°C

Bipolare Spülpinzette, bajonett, Spitze 0,5 mm, fein, Länge 23 cm
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 0.5 mm, fine, length 23 cm



No. 20195-153	
= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95°C
30195-098	max 138°C






Bipolare Spülpinzette, bajonett, Spitze 1 mm, stumpf, Länge 23 cm
Bipolar irrigation forceps, bayonet, tip 1 mm, blunt, length 23 cm



No. 20195-154	
= 1	max 500 Vp
85100-042	max 95°C
30195-098	max 138°C

Bipolare Pinzetten Bipolar forceps

Bipolare Spülpinzetten Bipolar irrigation forceps

Bipolare Anschlusskabel Bipolar connecting cables	Länge Length	No.
Standard 	4 m 5 m	20196-045 20196-057
International 	4 m 5 m	20196-053 20196-061
Fremdgeräte non-ERBE units 	4 m 5 m	20196-046 20196-058
Valleylab 	4 m	20196-055
Martin Standard 	4 m 5 m	20196-047 20196-059