


Container
Containers



Einleitung

Die  Sterilcontainer Systeme ermöglichen eine systematische Organisation Ihres gesamten Sterilgutes. Die komfortable Handhabung und die Vielfalt unserer Container bietet Ihnen Sicherheit und Kontrolle in allen Anwendungsbereichen der Sterilgutversorgung. Lagerung, Transport und Entsorgung können mit unseren Containern perfekt organisiert werden. Unsere Sterilcontainer entsprechen den Anforderungen der Normen und Standards zur Sterilgutverpackung.
















 Container sind hergestellt aus eloxiertem Aluminium und zeichnen sich somit durch geringes Gewicht und gutes Trocknungsverhalten aus.

Farbige Deckel und Kennzeichnungsschilder ermöglichen Ihnen eine genaue Kontrolle über Ihr Sterilgut. Durch unser umfangreiches Programm bieten wir Ihnen eine genaue Anpassung an Ihre Bedürfnisse.

Preface

The  sterilization container systems allow you a systematic organisation of your whole instrument sterilization. The comfortable handling and the diversity of our container give you safety and control to your instrument sterilization. Stocking, transport and disposal are in a perfect organisation with our container. Our sterilization container systems are according to the requirements of international standards.  sterilization container are made of anodised aluminium, have little weight and very good drying properties. Colour coded lids and identification labels allow you the exact control of your instrument sterilization. Our wide product range keeps you a proper adjustment to your needs.

Suitability of our sterile containers for steam sterilization procedures¹⁾ as per DIN 58953, part 9 (issue May 1987)

Sterilization container	Packing		Steam sterilization procedure acc.to DIN 58946, part I				
	Description	Symbolic representation and packing system	Gravitation procedure	Pre - vacuum procedure	Fractional vacuum procedure	Fractional flow procedure	Steam injection procedure
with filters (StB - F)	Textiles in sterilization container with filter in lid and bottom acc.to DIN 58952 part I		+	+	+	+	+
			0	0	+	+	+
	Textiles in sterilization container with filter in lid, bottom not perforated acc.to DIN 58952 part I		-	-	+	+	+
			-	-	+	+	0
	Textiles in sterilization container with filter in bottom lid, not perforated acc.to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
			-	0	+	+	+
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III in sterilization container with filter in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		+ ³⁾	+	+	+	+
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in lid and bottom not perforated acc. to DIN 58952 part I		-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
	Instruments in wire basket acc.to DIN 58952 part III, in sterilization container with filter in bottom acc. to DIN 58952 part I		0	+	+	+	+
	with valves (StB - V)	Textiles in sterilization container with valves in lid and bottom acc. to DIN 58952 part I		-	0	+	+
			-	-	+	+	0
Textiles in sterilization container with valves in lid no valves on the bottom			-	-	+	+	-
			-	-	+	+	-
Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and bottom			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾
Instruments in wire basket in sterilization container with valve in lid and not perforated			-	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾	+ ²⁾

Explanation of symbols : + applicable - not applicable 0 limited application

1) In order to avoid mistakes with regards to service, operation and/or when loading the sterilizer, please refer to table 1 for correct or wrong combination of sterilization containers for standardized steam sterilization procedures.

2) Only sterilization containers guaranteeing evaporation or discharge of condensate are suitable above.

3) Gravitation procedures having no drying device do not guarantee a sufficient after - drying effect.

Inhaltsverzeichnis / Index

Seite / Page

3	Einleitung / Preface
4	Tabelle / Table
6-7	Information / Information
9-13	1/1 Container und Siebkörbe / 1/1 Container and Wire Baskets
15-19	3/4 Container und Siebkörbe / 3/4 Container and Wire Baskets
21-25	1/2 Container und Siebkörbe / 1/2 Container and Wire Baskets
27-29	Flat Container und Siebkörbe / Flat Container and Wire Baskets
30-31	Kleinsetcontainer / Mini Container
32	Dental Container
33	Implantat und Optikcontainer / Implant and Scopy Container
34-35	Entsorgungscontainer / Removal Container
36	Bürstencontainer / Brush Container
37-40	Zubehör / Accessories
41	Dauerfilter / Permanent Filter
42	Silikonlagerungen / Silicon fixation



Wählen Sie zwischen unserem Standard-, und unserem Sicherheitsmodell.
Der Sicherheitsdeckel bietet zusätzlichen Schutz vor Kontamination bei Transport und Lagerung. Filter-, und Sicherheitsdeckel lassen sich nur bei geöffnetem Behälter trennen.

Choose between our standard and our safety model.
The safety lid protects against contamination while transport and stocking. Filter- and safety lid can only separate by opening container.





Die Verschlusslaschen sind in jeder Position arretierbar und bis 180° in den Deckel einschwenkbar.

The locking flaps are movable 180° on a pivot and can be secured in any position.



Die Filterhalterung ist mit einfachem Druck auf die Filtermitte einzusetzen, mit Druck auf die Lasche lösen Sie die Filterhalterung wieder.

The filter retainer is locked by pressing down in center of the filter. Opening the filter retainer by pressing the plate


1/1 Container 1/1 Size Containers



1/1 Size Container

Basic Model · Standard Modell

Boden ungelocht
Bottom non perforated



II-060-01
II-060-02
II-060-03
II-060-04
II-060-05
II-060-06

Gewicht · weight
2634 g



außen · outside	580 x 280 x 100 mm
innen · inside	550 x 265 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



II-061-01
II-061-02
II-061-03
II-061-04
II-061-05
II-061-06

Gewicht · weight
3156 g

II-060-11
II-060-12
II-060-13
II-060-14
II-060-15
II-060-16

Gewicht · weight
3129,5 g



außen · outside	580 x 280 x 135 mm
innen · inside	550 x 265 x 115 mm

II-061-11
II-061-12
II-061-13
II-061-14
II-061-15
II-061-16

Gewicht · weight
3244 g

II-060-21
II-060-22
II-060-23
II-060-24
II-060-25
II-060-26

Gewicht · weight
3219 g



außen · outside	580 x 280 x 150 mm
innen · inside	550 x 265 x 130 mm

II-061-21
II-061-22
II-061-23
II-061-24
II-061-25
II-061-26

Gewicht · weight
3382 g

II-060-31
II-060-32
II-060-33
II-060-34
II-060-35
II-060-36

Gewicht · weight
3429,5 g



außen · outside	580 x 280 x 200 mm
innen · inside	550 x 265 x 180 mm

II-061-31
II-061-32
II-061-33
II-061-34
II-061-35
II-061-36

Gewicht · weight
3738,5 g

II-060-41
II-060-42
II-060-43
II-060-44
II-060-45
II-060-46

Gewicht · weight
3919 g



außen · outside	580 x 280 x 260 mm
innen · inside	550 x 265 x 240 mm


II-061-41
II-061-42
II-061-43
II-061-44
II-061-45
II-061-46

Gewicht · weight
4272,5 g

1/1 Size Container

Safe Model · Sicherheitsmodell

Boden ungelocht
Bottom non perforated




	II-062-01
	II-062-02
	II-062-03
	II-062-04
	II-062-05
	II-062-06

Gewicht · weight	
3486 g	



außen · outside	580 x 280 x 100 mm
innen · inside	550 x 265 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	II-063-01
	II-063-02
	II-063-03
	II-063-04
	II-063-05
	II-063-06

Gewicht · weight	
4007,5 g	

	II-062-11
	II-062-12
	II-062-13
	II-062-14
	II-062-15
	II-062-16

Gewicht · weight	
3981,5 g	



außen · outside	580 x 280 x 135 mm
innen · inside	550 x 265 x 115 mm

	II-063-11
	II-063-12
	II-063-13
	II-063-14
	II-063-15
	II-063-16

Gewicht · weight	
4095,5 g	

	II-062-21
	II-062-22
	II-062-23
	II-062-24
	II-062-25
	II-062-26

Gewicht · weight	
4070,5 g	



außen · outside	580 x 280 x 150 mm
innen · inside	550 x 265 x 130 mm

	II-063-21
	II-063-22
	II-063-23
	II-063-24
	II-063-25
	II-063-26

Gewicht · weight	
4233 g	

	II-062-31
	II-062-32
	II-062-33
	II-062-34
	II-062-35
	II-062-36

Gewicht · weight	
4280 g	



außen · outside	580 x 280 x 200 mm
innen · inside	550 x 265 x 180 mm

	II-063-31
	II-063-32
	II-063-33
	II-063-34
	II-063-35
	II-063-36

Gewicht · weight	
4589 g	

	II-062-41
	II-062-42
	II-062-43
	II-062-44
	II-062-45
	II-062-46

Gewicht · weight	
4770,5 g	



außen · outside	580 x 280 x 260 mm
innen · inside	550 x 265 x 240 mm


	II-063-41
	II-063-42
	II-063-43
	II-063-44
	II-063-45
	II-063-46

Gewicht · weight	
5140 g	


1/1 Size Container

Wannen und Deckel · Bottoms and Lids

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden gelocht
Bottom perforated



	außen · outside	innen · inside	
II-064-10	580 x 280 x 100 mm	550 x 262 x 84 mm	1923 g
II-064-20	580 x 280 x 135 mm	550 x 262 x 117 mm	2019 g
II-064-30	580 x 280 x 150 mm	550 x 262 x 132 mm	2108 g
II-064-40	580 x 280 x 200 mm	550 x 262 x 182 mm	2317 g
II-064-50	580 x 280 x 260 mm	550 x 262 x 244 mm	2808 g

	außen · outside	innen · inside	
II-065-10	580 x 280 x 100 mm	550 x 262 x 84 mm	2044 g
II-065-20	580 x 280 x 135 mm	550 x 262 x 117 mm	2132 g
II-065-30	580 x 280 x 150 mm	550 x 262 x 132 mm	2270 g
II-065-40	580 x 280 x 200 mm	550 x 262 x 182 mm	2627 g
II-065-50	580 x 280 x 260 mm	550 x 262 x 244 mm	2851 g

Deckel gelocht
Lid perforated



580 x 280 mm

Sicherheitsdeckel
Safety Lid



	II-066-01
	II-066-02
	II-066-03
	II-066-04
	II-066-05
	II-066-06
	II-066-06


Gewicht · weight
1111 g

	II-067-01
	II-067-02
	II-067-03
	II-067-04
	II-067-05
	II-067-06
	II-067-06


Gewicht · weight
851,5 g

1/1 Size Container


Drahtsiebkörbe · Wire Basket



Siebkorb · Wire Basket		
II-069-01	485 x 255 x 30 mm	1108 g
II-069-02	485 x 255 x 50 mm	1112 g
II-069-03	485 x 255 x 70 mm	1176 g
II-069-05	485 x 255 x 100 mm	1289 g



Siebkorb · Wirebasket		
II-069-11	540 x 255 x 30 mm	1149 g
II-069-12	540 x 255 x 50 mm	1189 g
II-069-13	540 x 255 x 70 mm	1259 g
II-069-14	540 x 255 x 100 mm	1354 g



Zwischenboden · Wire Base		
II-069-21	545 x 255 x 30 mm	729 g



Spannrahmen · Drape Retainer		
II-965-12	545 x 255 mm	



Einschlagtuch · Drape		
II-965-07	130 x 60 cm	
II-965-08	140 x 100 cm	
II-965-09	185 x 45 cm	
II-965-10	185 x 60 cm	

3/4 Container


3/4 Size Containers



3/4 Size Container

Standard Modell · Basic Model

Boden ungelocht
Bottom non perforated




	II-160-01
Yellow	II-160-02
Red	II-160-03
Blue	II-160-04
Green	II-160-05
Black	II-160-06

Gewicht · weight
2268,5 g



außen · outside	465 x 280 x 100 mm
innen · inside	425 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	II-161-01
Yellow	II-161-02
Red	II-161-03
Blue	II-161-04
Green	II-161-05
Black	II-161-06

Gewicht · weight
2503 g

	II-160-11
Yellow	II-160-12
Red	II-160-13
Blue	II-160-14
Green	II-160-15
Black	II-160-16

Gewicht · weight
2549,5 g



außen · outside	465 x 280 x 135 mm
innen · inside	425 x 260 x 115 mm

	II-161-11
Yellow	II-161-12
Red	II-161-13
Blue	II-161-14
Green	II-161-15
Black	II-161-16

Gewicht · weight
2715 g

	II-160-21
Yellow	II-160-22
Red	II-160-23
Blue	II-160-24
Green	II-160-25
Black	II-160-26

Gewicht · weight
2620,5 g



außen · outside	465 x 280 x 150 mm
innen · inside	425 x 260 x 130 mm


	II-161-21
Yellow	II-161-22
Red	II-161-23
Blue	II-161-24
Green	II-161-25
Black	II-161-26

Gewicht · weight
2718 g

3/4 Size Container

Sicherheitsmodell · Safe Model

Boden ungelocht
Bottom non perforated




	II-162-01
	II-162-02
	II-162-03
	II-162-04
	II-162-05
	II-162-06

Gewicht · weight
2980 g



außen · outside	465 x 280 x 100 mm
innen · inside	425 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	II-163-01
	II-163-02
	II-163-03
	II-163-04
	II-163-05
	II-163-06

Gewicht · weight
3213,5 g

	II-162-11
	II-162-12
	II-162-13
	II-162-14
	II-162-15
	II-162-16

Gewicht · weight
3260 g



außen · outside	465 x 280 x 135 mm
innen · inside	425 x 260 x 115 mm

	II-163-11
	II-163-12
	II-163-13
	II-163-14
	II-163-15
	II-163-16

Gewicht · weight
2425 g

	II-162-21
	II-162-22
	II-162-23
	II-162-24
	II-162-25
	II-162-26

Gewicht · weight
2975 g



außen · outside	465 x 280 x 150 mm
innen · inside	425 x 260 x 130 mm


	II-163-21
	II-163-22
	II-163-23
	II-163-24
	II-163-25
	II-163-26

Gewicht · weight
3561 g


3/4 Size Container

Wannen und Deckel · Bottoms and Lids

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden gelocht
Bottom perforated



	außen · outside	innen · inside	
II-164-01	465 x 280 x 100 mm	425 x 262 x 85 mm	1396 g
II-164-02	465 x 280 x 135 mm	425 x 262 x 121 mm	1676 g
II-164-03	465 x 280 x 150 mm	425 x 262 x 135 mm	1792 g


	außen · outside	innen · inside	
II-165-01	465 x 280 x 100 mm	425 x 262 x 85 mm	1629 g
II-165-02	465 x 280 x 135 mm	425 x 262 x 121 mm	1842 g
II-165-03	465 x 280 x 150 mm	425 x 262 x 135 mm	1978 g

Deckel gelocht
Lid perforated



465 x 280 mm

Sicherheitsdeckel
Safety Lid



	II-166-01
	II-166-02
	II-166-03
	II-166-04
	II-166-05
	II-166-06


Gewicht · weight
873 g

	II-167-01
	II-167-02
	II-167-03
	II-167-04
	II-167-05
	II-167-06


Gewicht · weight
710 g

3/4 Size Container

Drahtsiebkörbe · Wire Basket



Drahtsiebkorb · Wire Basket		
II-169-01	405 x 255 x 30 mm	972 g
II-169-02	405 x 255 x 50 mm	988 g
II-169-03	405 x 255 x 70 mm	1061 g
II-169-04	405 x 255 x 100 mm	1143 g



Zwischenboden · Wire Base		
II-169-11	405 x 255 x 30 mm	598 g



Spannrahmen · Drape Retainer	
II-965-13	405 x 255 mm



Einschlagtuch · Drape	
II-165-08	140 x 100 cm


1/2 Container 1/2 Size Containers



1/2 Size Container

Standard Modell · Basic Modell

Boden ungelocht
Bottom non perforated



	II-260-01
	II-260-02
	II-260-03
	II-260-04
	II-260-05
	II-260-06

Gewicht · weight
1744,5 g



außen · outside	285 x 280 x 100 mm
innen · inside	262 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	II-261-01
	II-261-02
	II-261-03
	II-261-04
	II-261-05
	II-261-06

Gewicht · weight
1890,5 g

	II-260-12
	II-260-13
	II-260-14
	II-260-15
	II-260-16
	II-260-17

Gewicht · weight
1947 g



außen · outside	285 x 280 x 135 mm
innen · inside	262 x 260 x 116 mm

	II-261-11
	II-261-12
	II-261-13
	II-261-14
	II-261-15
	II-261-16

Gewicht · weight
2125 g

	II-260-21
	II-260-22
	II-260-23
	II-260-24
	II-260-25
	II-260-26

Gewicht · weight
1981 g



außen · outside	285 x 280 x 150 mm
innen · inside	262 x 260 x 132 mm

	II-261-21
	II-261-22
	II-261-23
	II-261-24
	II-261-25
	II-261-26

Gewicht · weight
2462,5 g

	II-260-31
	II-260-32
	II-260-33
	II-260-34
	II-260-35
	II-260-36

Gewicht · weight
2101 g



außen · outside	285 x 280 x 200 mm
innen · inside	262 x 260 x 182 mm

	II-261-31
	II-261-32
	II-261-33
	II-261-34
	II-261-35
	II-261-36

Gewicht · weight
2513,5 g

	II-260-41
	II-260-42
	II-260-43
	II-260-44
	II-260-45
	II-260-46

Gewicht · weight
2483,5 g



außen · outside	285 x 280 x 260 mm
innen · inside	262 x 260 x 238 mm


	II-261-41
	II-261-42
	II-261-43
	II-261-44
	II-261-45
	II-261-46

Gewicht · weight
2657,5 g

1/2 Size Container

Sicherheitsmodell · Safe Model

Boden ungelocht
Bottom non perforated




II-262-01
II-262-02
II-262-03
II-262-04
II-262-05
II-262-06

Gewicht · weight
2162,5 g



außen · outside	285 x 280 x 100 mm
innen · inside	262 x 260 x 84 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



II-263-01
II-263-02
II-263-03
II-263-04
II-263-05
II-263-06

Gewicht · weight
2309,5 g

II-262-11
II-262-12
II-262-13
II-262-14
II-262-15
II-262-16

Gewicht · weight
2351 g



außen · outside	285 x 280 x 135 mm
innen · inside	262 x 260 x 116 mm

II-263-11
II-263-12
II-263-13
II-263-14
II-263-15
II-263-16

Gewicht · weight
2466 g

II-262-21
II-262-22
II-262-23
II-262-24
II-262-25
II-262-26

Gewicht · weight
2394 g



außen · outside	285 x 280 x 150 mm
innen · inside	262 x 260 x 132 mm

II-262-21
II-262-22
II-262-23
II-262-24
II-262-25
II-262-26

Gewicht · weight
2583 g

II-262-31
II-262-32
II-262-33
II-262-34
II-262-35
II-262-36

Gewicht · weight
2560 g



außen · outside	285 x 280 x 200 mm
innen · inside	262 x 260 x 182 mm

II-263-31
II-263-32
II-263-33
II-263-34
II-263-35
II-263-36

Gewicht · weight
2785,5 g

II-262-31
II-262-32
II-262-33
II-262-34
II-262-35
II-262-36

Gewicht · weight
2930 g



außen · outside	285 x 280 x 260 mm
innen · inside	262 x 260 x 238 mm


II-263-41
II-263-42
II-263-43
II-263-44
II-263-45
II-263-46

Gewicht · weight
3069,5 g

1/2 Size Container

Wannen und Deckel · Bottoms and Lids

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden gelocht
Bottom perforated



	außen · outside	innen · inside	
II-264-01	285 x 280 x 100 mm	262 x 262 x 82 mm	1096 g
II-264-02	285 x 280 x 135 mm	262 x 262 x 120 mm	1284 g
II-264-03	285 x 280 x 150 mm	262 x 262 x 135 mm	1327 g
II-264-04	285 x 280 x 200 mm	262 x 262 x 185 mm	1447 g
II-264-05	285 x 280 x 260 mm	262 x 262 x 240 mm	1817 g

	außen · outside	innen · inside	
II-265-01	285 x 280 x 100 mm	262 x 262 x 82 mm	1242 g
II-265-02	285 x 280 x 135 mm	262 x 262 x 120 mm	1398 g
II-265-03	285 x 280 x 150 mm	262 x 262 x 135 mm	1471 g
II-265-04	285 x 280 x 200 mm	262 x 262 x 185 mm	1672 g
II-265-05	285 x 280 x 260 mm	262 x 262 x 240 mm	2000 g

Deckel gelocht
Lid perforated



285 x 280 mm

Sicherheitsdeckel
Safety Lid



	II-262-01
	II-262-02
	II-262-03
	II-262-04
	II-262-05
	II-262-06

Gewicht · weight

654 g

	II-267-01
	II-267-02
	II-267-03
	II-267-04
	II-267-05
	II-267-06

Gewicht · weight

458 g

1/2 Size Container

Drahtsiebkörbe · Wire Baskets



Drahtsiebkorb · Wire Basket		
II-269-01	255 x 245 x 30 mm	637,5 g
II-269-02	255 x 245 x 50 mm	648,5 g
II-269-03	255 x 245 x 70 mm	691,5 g
II-269-04	255 x 245 x 100 mm	758,5 g



Zwischenboden · Wire Base		
II-269-11	258 x 258 x 30 mm	351 g



Spannrahmen · Drape Retainer	
II-965-17	255 x 255 mm



Einschlagtuch · Drape	
II-265-04	90 x 60 cm
II-265-05	90 x 80 cm
II-265-06	130 x 45 cm
II-265-07	130 x 60 cm


Andere Container Other Containers



Flat Container

Container und Wannen · Container and Bottoms

Boden ungelocht
Bottom non perforated




	II-360-01
	II-360-02
	II-360-03
	II-360-04
	II-360-05
	II-360-06

Gewicht · weight
1285 g



außen · outside	285 x 280 x 55 mm
innen · inside	270 x 270 x 33 mm

Boden gelocht
Bottom perforated



	II-360-11
	II-360-12
	II-360-13
	II-360-14
	II-360-15
	II-360-16

Gewicht · weight
1377 g




außen · outside	600 x 400 x 180 mm
innen · inside	550 x 350 x 160 mm

	II-361-11
	II-361-12
	II-361-13
	II-361-14
	II-361-15
	II-361-16

Gewicht · weight
1529 g

Boden ungelocht
Bottom non perforated



	außen · outside	innen · inside	
II-362-01	285 x 280 x 55 mm	270 x 270 x 33 mm	611 g
II-362-02	285 x 280 x 85 mm	270 x 270 x 64 mm	703 g


Boden gelocht
Bottom perforated



	außen · outside	innen · inside	
II-362-03	285 x 280 x 85 mm	270 x 270 x 64 mm	857 g

Flat Container

Deckel und Zubehör · Lids and Accessories




	II-362-11
	II-362-12
	II-362-13
	II-362-14
	II-362-15
	II-362-10


Gewicht · weight
674 g



Drahtsiebkorb · Wire Basket		
II-269-01	255 x 245 x 30 mm	
II-269-02	255 x 245 x 50 mm	



Zwischenboden · Wire Base		
II-269-11	245 x 255 x 30 mm	351 g



Silikonmatte · Silicone Mat	
II-965-21	245 x 245 mm




Spannrahmen · Drape Retainer	
II-965-17	255 x 255 mm



Einschlagtuch · Drape	
II-965-04	90 x 60 cm
II-965-05	90 x 80 cm

Mini Container

Kleinsetcontainer · Mini Container




II-460-01
II-460-02
II-460-03
II-460-04
II-460-05
II-460-06

Gewicht · weight
510,5 g



außen · outside	300 x 140 x 40 mm
innen · inside	280 x 130 x 27 mm



II-461-01
II-461-02
II-461-03
II-461-04
II-461-05
II-461-06

Gewicht · weight
589 g



außen · outside	300 x 140 x 70 mm
innen · inside	280 x 130 x 55 mm

II-460-11
II-460-12
II-460-13
II-460-14
II-460-15
II-460-16

Gewicht · weight
567 g

II-461-11
II-461-12
II-461-13
II-461-14
II-461-15
II-461-16

Gewicht · weight
630 g

II-460-21
II-460-22
II-460-23
II-460-24
II-460-25
II-460-26

Gewicht · weight
625,5 g




außen · outside	300 x 140 x 100 mm
innen · inside	280 x 130 x 84 mm

II-461-21
II-461-22
II-461-23
II-461-24
II-461-25
II-461-26


Gewicht · weight
625 g

Mini Container

Wannen, Deckel und Zubehör· Bottoms, Lids and Accessories




	außen · outside	innen · inside	
II-462-01	300 x 140 x 40 mm	280 x 130 x 27 mm	190 g
II-462-02	300 x 140 x 70 mm	280 x 130 x 55 mm	241 g
II-462-03	300 x 140 x 100 mm	280 x 130 x 84 mm	305 g



	außen · outside	innen · inside	
II-462-11	300 x 140 x 40 mm	280 x 130 x 27 mm	258 g
II-462-12	300 x 140 x 70 mm	280 x 130 x 55 mm	304 g
II-462-13	300 x 140 x 100 mm	280 x 130 x 84 mm	326 g

Deckel gelocht
Lid perforated



	II-462-21
	II-462-22
	II-462-23
	II-462-24
	II-462-25
	II-462-26

Gewicht · weight
325,5 g



Spannrahmen · Drape Retainer	
II-965-18	280 x 125 mm




Silikonmatte · Silicone Mat	
II-965-20	270 x 125 mm



Einschlagtuch · Drape	
II-965-01	60 x 40 cm

Dental Container

Container, Wannen, Deckel und Zubehör · Container, Bottoms, Lids and Accessories



II-5602-01

Gewicht · weight
783 g

II-560-02

Gewicht · weight
862 g

II-560-03

Gewicht · weight
1022 g




outside	310 x 190 x 40 mm
inside	280 x 182 x 35 mm




outside	310 x 190 x 65 mm
inside	280 x 182 x 55 mm



outside	310 x 190 x 130 mm
inside	280 x 182 x 124 mm



	outside	inside	
II-560-11	310 x 190 x 40 mm	280 x 182 x 35 mm	341 g
II-560-12	310 x 190 x 65 mm	280 x 182 x 55 mm	415 g
II-560-13	310 x 190 x 130 mm	280 x 182 x 124 mm	570 g



Deckel · Lid		
II-560-21	310 x 190 mm	417 g




Spannrahmen · Drape Retainer	
II-965-19	310 x 190mm




Einschlagtuch · Drape	
II-965-01	60 x 40 cm
II-965-02	65 x 65 cm
II-965-03	85 x 85 cm

Implant Container · Implantat Container



Optik Container · Scopy Containers




Entsorgungscontainer · Removal Container

Container und Wannen · Container and Bottoms



■	II-760-01
■	II-760-02
■	II-760-03
■	II-760-04
■	II-760-05
■	II-760-06

Deckel und Boden ungelocht
Lid and Bottom non perforated



außen · outside	285 x 280 x 100 mm
innen · inside	262 x 260 x 82 mm

Gewicht · weight
1677 g



■	II-760-11
■	II-760-12
■	II-760-13
■	II-760-14
■	II-760-15
■	II-760-16

außen · outside	285 x 280 x 150 mm
innen · inside	262 x 260 x 132 mm

Gewicht · weight
1929 g




■	II-760-21
■	II-760-22
■	II-760-23
■	II-760-24
■	II-760-25
■	II-760-26

außen · outside	580 x 280 x 150 mm
innen · inside	548 x 258 x 130 mm

Gewicht · weight
2883 g



Boden ungelocht
Bottom non perforated



II-064-30	580 x 280 x 150 mm	2108 g
-----------	--------------------	--------

II-264-01	285 x 280 x 150 mm	1096 g
II-264-03	285 x 280 x 150 mm	1327 g

Entsorgungscontainer · Removal Container

Deckel · Lids

Deckel ungelocht
Lid non perforated



285 x 280 mm

	II-760-51
	II-760-52
	II-760-53
	II-760-54
	II-760-55
	II-760-56

Gewicht · weight

458 g

Deckel ungelocht
Lid non perforated



580 x 280 mm

	II-760-41
	II-760-42
	II-760-43
	II-760-44
	II-760-45
	II-760-46

Gewicht · weight

875 g

Container für Bürsten · Brush Container

Edelstahl und Aluminium · Stainless Steel and Aluminium




	HE-939-20	For 20 brushes
	HE-939-10	For 10 brushes

Brush container.
Stainless steel
Brushes are taken out by rotating the handle under the container.
Container are supplied together with wall mounting fixtures

	II-860-01
Yellow	II-860-02
Red	II-860-03
Blue	II-860-04
Green	II-860-05

Brush container. For 20 brushes
240 x 275 x 70 mm
Aluminium
Brushes are taken out by rotating the handle under the container.
Container are supplied together with wall mounting fixtures

Zubehör Accessories



Zubehör · General Accessories

Filter, Indikatoren und Kennzeichnung · Filters, Indicators and Labels



II-960-01
Disposable Paper Filter
VE 100 St.
Für Container
1/1, 3/4 und 1/2
Pack of 100
For 1/1, 3/4 and
Half Size Containers



II-960-02
Textilfilter
Für Container
1/1, 3/4 und 1/2
Single textile
For 1/1, 3/4 and
Half Size Containers




II-960-03
Disposable Paper Filter
Pack of 100
For Mini Containers
II-960-05
100 Pcs/Package
for Dental Containers



II-960-04
Textilfilter / Single textil
For Mini Containers
II-960-06
Textilfilter / Single textil
for Dental Containers



II-960-10
Pack of 100
Indikatorschilder · Paper label with indicator
For 1/1, 3/4 and Half Size Containers



II-960-11
Pack of 100
Indikatorschilder · Paper label with indicator
For Mini and Dental Containers



Filterhalterung · filter tray
II-960-08 For Paper Filter
II-960-09 For Textile Filter




II-960-07
Spender für Einmalfilter
Filter Dispenser



II-960-12
Sicherheitssiegel
Plastic Security Seal
Pack of 100



II-960-29
Sortiermagazin für Kennzeichnungsschilder
Dispenser for identification labels



II-960-21	
II-960-22	
II-960-23	
II-960-24	
II-960-25	
II-960-26	


Kennzeichnungsschilder mit oder ohne
Beschriftung, max. 16 Buchstaben
Coloured identification labels. Printed to your
specification, max.16 letters

Zubehör · General Accessories


Silikonmatten und Fixierklemmen · Silicon mats and fixation clamps



II-965-20	270 x 125 mm
-----------	--------------



II-965-21	245 x 245 mm
-----------	--------------



II-965-24	220 x 230 mm
-----------	--------------

II-965-25	380 x 230 mm
-----------	--------------

II-965-23	440 x 230 mm
-----------	--------------

II-965-26	520 x 230 mm
-----------	--------------



II-960-50
24 x 28 x 25
ø 7 - 12 mm



II-960-51
24 x 28 x 29
ø 12 - 16 mm



II-960-52
24 x 28 x 31
ø 16 - 26 mm



II-960-53
24 x 28 x 40
ø 26 - 36 mm



II-960-54
24 x 28 x 44
ø 36 - 45 mm



II-960-48
50 x 20 x 12 mm



II-690-49
65 x 20 x 20 mm



Zubehör · Accessories


Komponenten · Components



II-960-31
Haltestift für Trennbleche
Holding Pin for Partition Sheets



II-960-32
Haltestifte für Instrumente
Holding Pin for Wire Baskets



Trennbleche · Sheets	
II-960-33	50 x 20 mm
II-960-34	130 x 20 mm
II-960-35	225 x 20 mm
II-960-36	460 x 20 mm



Schiene für Gleitschieber
Sliding Rails with Securing Screws
ER841.000 230 mm
ER841.010 470 mm



II-960-44 230 mm
II-960-45 470 mm
Anschlagrahmen
Limiting Bar with Securing Screws



II-960-41
Gleitschieber
Divider, to be used
with II-960-39



II-960-46
Spiralfeder Haltevorrichtung
Spiral Holding




II-960-47
Doppel-Spiralfeder Haltevorrichtung
Double Spiral Holding



II-960-13
Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für 1/1, 3/4 und 1/2 Container
Life for 1200 Sterilization cycles
for 1/1, 3/4 and 1/2 Container



II-960-14
Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für Dental Container
Life for 1200 Sterilization cycles
for Dental Container



II-960-15
Verwendungsdauer 1200 Sterilisationszyklen
für Mini Container
Life for 1200 Sterilization cycles
for Mini Container

Silikonlagerungen · Silicone fixation



Silikonlagerungen

Silikonlagerungen schützen Ihre Instrumente während der Sterilisation, dem Transport und der Lagerung. Die Einteilung Ihres Sets ist flexibel. Wir gestalten das Instrumentarium im Siebkorb nach Ihren Wünschen.

Silicone fixation

The silicone fixation protects your instruments during sterilisation, transport and storage. The division of the instruments in this type of fixation is flexible. We adapt the silicone fixation of instruments to your needs.



CM Instrumente GmbH
Gänsäcker 56
78532 Tuttlingen
Germany

Tel. +49 7462 20420-70
Fax +49 7462 20420-62
info@cm-instrumente.de
www.cm-instrumente.de