


Highlights

ART 12 1.0 04/2021-D



Grundinstrumentarium zur Handgelenks- arthroskopie

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE





Grundinstrumentarium zur Handgelenksarthroskopie

Legen Sie die Grundlagen für präzises und effizientes Arbeiten in der Handchirurgie

So klein die Hand anatomisch aufgebaut ist, so groß ist der Anspruch an die Präzision der Instrumente bei der Handgelenksarthroskopie. KARL STORZ hat ein Arthroskopie- sowie Zubehörset zusammengestellt, das an die Anforderungen bei Handgelenksarthroskopien angepasst ist.

Die bewährten KARL STORZ HOPKINS® Arthroskope sorgen auch bei engen Gelenkräumen für eine brillante Visualisierung.



Perfekt auf den Einsatz in kleinen Gelenken abgestimmt sind auch die Instrumente der SILCUT® PRO Linie. Dank der Kombination aus Schnittkraft und Schneidgefühl kann die Kraft gleichmäßig auf das Zielgewebe aufgebracht werden.



Das extrem flache Maulteil der SILCUT® PRO Linie erlaubt selbst in engen Gelenkbereichen ein erfolgreiches Bearbeiten der Strukturen.

Das für Sie zusammengestellte Grundinstrumentarium bietet optimale Voraussetzungen für eine präzise Arthroskopie des Handgelenks.



Handgelenksarthroskopie-Set

28320

Handgelenksarthroskopie-Set

einschließlich:

HOPKINS® Weitwinkel-Vorausblick-Optik 30°, Ø 2,4 mm, Länge 10 cm, **autoklavierbar**, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: rot

High-Flow Arthroskopschaft, mit Snap-in Optikverschluss, Ø 3,5 mm, Nutzlänge 6,5 cm, zwei Hähne, drehbar, zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° 28300BA und Obturatoren 28302BU/BV

Obturator, stumpf, zur Verwendung mit Arthroskopschäften 28303DS/BS

HOPKINS® Vorausblick-Optik 30°, Ø 1,9 mm, Länge 6,5 cm, **autoklavierbar**, mit eingebauter Fiberglas-Lichtleitung, Kennfarbe: rot

High-Flow Arthroskopschaft, mit Standard-Optikverschluss, Ø 2,5 mm, Nutzlänge 4 cm, ein Hahn, feststehend, zur Verwendung mit HOPKINS® Optik 30° 28305BA und Obturatoren 28306BS/BT, Kennfarbe: rot

Obturator, stumpf, zur Verwendung mit Arthroskopschaft 28306BN

Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 2 mm, Ø 1 mm, Nutzlänge 4 cm

Tasthaken, graduiert, Hakenlänge 1 mm, Ø 1 mm, Nutzlänge 7,5 cm

SILGRASP® PRO Faden-Fasszange, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,8 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 2 mm, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

SILCUT® PRO Oval Biter, durchschneidend, querverzahnt, Maulteile gerade, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 2 mm, Maulteile links gebogen 45°, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

SILCUT® PRO Stanze, durchschneidend, querverzahnt, Schnittbreite 2 mm, Maulteile rechts gebogen 45°, Schaft Ø 2,5 mm, gerade, Handgriff mit Anschluss zur Reinigung, Nutzlänge 8,5 cm

Ohrzängchen n. HARTMANN, extra zart, gerieft, 1 x 4,5 mm, Nutzlänge 12,5 cm

Nadelhalter n. MASING, Ohrzängchen-Form, intranasal, Backen innen glatt, Nutzlänge 8 cm

Wundsperrer, 2 x 3 Zähne, stumpf, Länge 10 cm

SilGrasp® PRO Fasszangen



NEU Schaft Ø 2,8 mm, Schaft gerade, Nutzlänge 8,5 cm



28572CG

SILGRASP® PRO Knorpelfasszange, löffelförmige Maulteile, Maulteile gerade



28572CGU

SILGRASP® PRO Knorpelfasszange, löffelförmige Maulteile, Maulteile abgewinkelt, 30° aufwärts



28572GU

SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile, gezahnt, Maulteile abgewinkelt, 30° aufwärts



28572G

SILGRASP® PRO Fasszange, löffelförmige Maulteile, gezahnt, Maulteile gerade



28572AG

SILGRASP® PRO Alligator-Fasszange, gezahnt, Maulteile gerade

DrillCut-X® ARTHRO Shaver-Handstück



28200DX

DRILLCUT-X® ARTHRO Shaver-Handstück, bis 8000 min⁻¹, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

Die Shaver-Handstücke dürfen NICHT mit Universalspray behandelt werden!

Burrs und Shaverblades zum Einmalgebrauch



28206FAS **Small Joint Burr**, zum Einmalgebrauch, steril, Ø 2,5 mm, Nutzlänge 70 mm, Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB und POWERSHAVER SL SCB, Kennfarbe: orange



28206FBS **Small Joint Burr**, zum Einmalgebrauch, steril, Ø 3,5 mm, Nutzlänge 70 mm, Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB und POWERSHAVER SL SCB, Kennfarbe: orange



28206DAS **Aggressive Full Radius Resector**, zum Einmalgebrauch, steril, Ø 2,5 mm, Nutzlänge 70 mm, Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB und POWERSHAVER SL SCB, Kennfarbe: blau



28206DBS **Aggressive Full Radius Resector**, zum Einmalgebrauch, steril, Ø 3,5 mm, Nutzlänge 70 mm, Packung zu 6 Stück, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB und POWERSHAVER SL SCB, Kennfarbe: blau

Wiederverwendbare Shaverblades

28206DA **Aggressive Full Radius Resector**, wiederverwendbar, sterilisierbar, Ø 2,5 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB und POWERSHAVER SL SCB, Kennfarbe: blau

28206DB **Aggressive Full Radius Resector**, wiederverwendbar, sterilisierbar, Ø 3,5 mm, Nutzlänge 70 mm, zur Verwendung mit UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB und POWERSHAVER SL SCB, Kennfarbe: blau



Zubehörset Handgelenksarthroskopie

28330

Zubehörset Handarthroskopie

einschließlich:

Ligaturschere, mit Hartmetallschneiden, gebogen, unteres Blatt gezahnt, Länge 18 cm, Kennfarbe: ein Griffiring schwarz, ein Griffiring vergoldet

Schere n. MAYO, gebogen, Länge 17 cm

Schere n. JAMESON, gebogen, spitz, vorn besonders schlank, Länge 15,5 cm

Knochenzange n. BEYER, schlank, gebogen, Länge 17 cm

Nadelhalter, Backen Hartmetall, Länge 15 cm

Häkchen, einzahnig, große Biegung, Länge 18 cm

Häkchen n. JOSEPH, zweizahnig, scharf, Breite 7 mm, Länge 15 cm

Arterienklemme n. HALSTEAD „Mosquito“, Mikro-Ausführung, gebogen, Länge 12,5 cm

Arterienklemme n. HALSTEAD „Mosquito“, Mikro-Ausführung, anatomisch, gerade, Länge 12,5 cm

Doppelevatorium, Größe 18 cm

Wundhaken, doppelseitig, Größe 6 x 20 mm und 5 x 10 mm, Länge 14,5 cm

Pinzette n. ADSON, 1 x 2 Zähne, Länge 15 cm


Pinzette n. ADSON, gerieft, Backen Hartmetall, Länge 12 cm


Skalpellgriff, Fig. 3, Länge 12,5 cm, für Klingen 208010 – 15, 208210 – 15

Tuchklemme, mit gerieften Backen, Länge 13 cm, für Papierabdeckungen

Metallschale, 100 cm³, Ø 80 mm, Höhe 30 mm

Hinweis: Alle Artikel sind auch einzeln bestellbar





Es wird empfohlen, vor der Verwendung die Eignung der Produkte für den geplanten Eingriff zu überprüfen. Bitte beachten, dass die in diesem Medium aufgeführten Produkte möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Zulassungsvoraussetzungen noch nicht in jedem Land verfügbar sind.

More than
75
Years

*Shaping the Future
of Endoscopy with you*

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE
THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

