




Empfohlenes Zubehör für HBS 100i
Recommended accessoires
Accessoires recommandés
Accesorios recomendados
Accessori raccomandati

BiQ
medical



www.HEBUMedical.de

Ø 4 mm

HF 9701-40

Elektrodenhandgriff für 4 mm Elektroden ohne Tasten,
4 m Anschlusskabel und Stecker
Electrode handle for electrodes 4 mm without pushbuttons,
connection cable 4 m and plug
Poignées d'électrodes pour électrodes 4 mm,
sans touches, câble de raccordement 4 m et fiche
Mango porta electrodos para electrodos 4 mm,
sin teclas, cable de conexión 4 m y enchufe
Manico d'elettrodo per elettrodi di 4 mm senza tasti,
cavo di collegamento 4 m e spina

Ø 4 mm

HF 9721-40

Elektrodenhandgriff für 4 mm Elektroden mit 2 Tasten,
4 m Anschlusskabel und Stecker
Electrode handle for electrodes 4 mm with 2 pushbuttons,
connection cable 4 m and plug
Poignées d'électrodes pour électrodes 4 mm,
avec 2 touches, câble de raccordement 4 m et fiche
Mango porta electrodos para electrodos 4 mm,
con 2 teclas, cable de conexión 4 m y enchufe
Manico d'elettrodo per elettrodi di 4 mm con 2 tasti,
cavo di collegamento 4 m e spina

0,7 mm
HF 9862-40

25 x 3,0 mm
HF 9845-40

25 x 3,0 mm
HF 9847-40

20 x 1,8 mm
HF 9851 -40

25 x 2,2 mm
HF 9853-40

5 mm
HF 9854-40

10 mm
HF 9855-40

Micro, 0,25 x 4 mm
HF 9899 -01

2 mm
HF 9858-40

4 mm
HF 9859-40

6 mm
HF 9860-40

8 x 15 cm **HF 9551-40**

50 cm **HF 9560**
100 cm **HF 9561**

HF 9900-40

Schaft 4 mm, shaft 4 mm, tige 4 mm, mango 4 mm
(HF 9845-40, HF 9847-40, HF 9851-40, HF 9854-40,
HF 9856-40, HF 9857-40, HF 9858-40, HF 9859-40,
HF 9860-40, HF 9861-40)

gerade,
straight, droite,
recta, diretto:
Nadel
HF 9611-16
0,5 mm
HF 9612-16
1,0 mm
HF 9613-16
2,0 mm
HF 9614 -16

gebogen,
curved, courbe,
curva, curvo:
Nadel
HF 9621-16
0,5 mm
HF 9622-16
1,0 mm
HF 9623-16
2,0 mm
HF 9624 -16

gerade,
straight, droite, recta,
dirretto:
Nadel
HF 9631-16
1,0 mm
HF 9632-16
2,0 mm
HF 9633 -16

gebogen,
curved, courbe,
curva, curvo:
Nadel
HF 9621-16
0,5 mm
HF 9622-16
1,0 mm
HF 9623-16
2,0 mm
HF 9624 -16

gebogen, schlankes Blatt
curved, delicate blade
courbe, lame délicate
curva, hoja delicada
curvo, lama delicata

160 mm

195 mm

165 mm

195 mm

Anschlusskabel für bipolare Pinzetten
Cables for bipolar forceps
Cables pour pincettes bipolaires
Cables para pinzas bipolares
Cavo per pinzette bipolare
3 m **HF 9481-30**
5 m **HF 9481-50**

HF 9527

Gerätewagen für HF-Geräte
HBS 100
Equipment trolley for
electrosurgical units HBS 100
Table à instruments
appropriée pour HBS 100
Carro para aparatos
electroquirúrgicos HBS 100
Carro per apparecchi di
elettrochirurgia HBS 100

HF 9539-01

Doppel-Fußschalter,
AP-geprüft, Kabellänge 4,5m, 6-pin Stecker
Double foot switch, AP proved,
cable length 4,5m, 6-pin plug
Double-interrupteur à pédale, certifié AP,
longueur de câble 4,5m, 6-pin fiche
Interruptor de pedal doble, combrobad AP,
longitud del cable 4,5m, 6-pin enchufe
Interruttore di piedi doppio, esaminato AP,
lunghezza di cavo 4,5m, 6-pin innesto

Anschlusskabel für bipolare Scheren
Cables for bipolar scissors
Cables pour ciseaux bipolaires
Cables para tijeras bipolares
Cavo per forbici bipolare

3 m **HF 9483-30**
5 m **HF 9483-50**



D

Unser umfangreiches Instrumentarium umfasst über 10.000 verschiedene Instrumente. Sie finden es im Internet. Oder fordern Sie unseren Katalog an.

GB

Our vast instrumentation covers over 10.000 various instruments. They can be found on the Internet or request our catalog.

F

Notre instrumentaire complet comprend plus de 10.000 instruments différents. Vous le trouverez sur Internet. Ou bien demandez notre catalogue.

E

Nuestro amplio instrumental consta de más de 10.000 artículos diferentes. Usted puede consultarlo en Internet o solicitar nuestro catálogo.

I

Visitate il nostro sito Internet per visionare la vasta gamma di strumenti chirurgici (oltre 10.000) e per richiedere il nostro catalogo.



BiQ
medical

HEBUMedical GmbH
Badstraße 8
78532 Tuttlingen | Germany

Tel. +49 7461 9471 - 0
Fax +49 7461 9471 - 22

info@HEBUMedical.de
www.HEBUMedical.de

BiQ-medical GmbH
Bahnhofstraße 21
78647 Trossingen
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7425 95233 10
Telefax: +49 (0) 7425 95233 15
E-Mail: info@biq-medical.com

Shopping 24/7: www.biq-shop.de
☎ +49 177 8685060



Version 2.0 - 06.2025



BiQ
medical



www.HEBUMedical.de



HBS 100i

- D ► ELEKTROCHIRURGIE-GERÄT
- GB ► ELECTROSURGICAL UNIT
- F ► APPAREIL D'ÉLECTROCHIRURGIE
- E ► APARATO DE CIRUGÍA ELECTRODOMESTICA
- I ► APPARECCHIE DI ELETTROCHIRURGIA

HF 9501

> D Das HBS 100i ist ein kompaktes Elektrochirurgiegerät mit 100 Watt, welches bei Operationen in fast allen Fachrichtungen eingesetzt werden kann. Das HBS 100i ist insbesondere für ambulante und klinische Anwendungen geeignet. • Glattes und verschorftes Schneiden • Kontaktkoagulation für eine schnelle Blutstillung • Unkomplizierte sicher Handhabung • Bipolare „Auto-Start“-Funktion • Bipolare Koagulation mit 100 W Leistung • Bipolares Schneiden mit 100 W Leistung • HF-Aktivierung über Hand- oder Fußschalter • Neutralelektroden-Überwachung • 9 Programme, frei speicherbar • Anpassung (automatisch) an unterschiedliche Gewebeimpedanzen • Leistungsregulierung in jeder Betriebsart, 1-25 W in 1 W-Schritten für Microanwendungen	> F Le HBS 100i est un compact appareil d'électrochirurgie avec 100 watts, ce qui peut être utilisé dans des opérations dans presque toutes les disciplines. Les HBS 100i est particulièrement adapté pour des applications ambulantes et cliniques. • Couper lisse ou crôûtes • La coagulation de contact pour hémostase rapide • Facile manipulation • La fonction bipolaire Auto-Start • Coagulation bipolaire avec alimentation 100 W • Couper bipolaire avec alimentation 100 W • Activation manuelle ou via interrupteur à pédale • Le suivi électrode neutre • 9 programmes, la libération stockées • Adaption (automatiquement) aux impédances des tissus différents • Contrôle de l'alimentation dans chaque mode de fonctionnement, 1-25 W es en pas de 1 W pour les applications de micro
> GB The HBS 100i is a compact electrosurgical device with 100 watts, which can be used in operations in almost all disciplines. The HBS 100i is particularly suitable for ambulant and clinical applications. • Smooth or scapped cut • Contact coagulation for rapid hemostatsis • Easy and safe handling • Bipolar Auto-Start function • Bipolar coagulation with 100 W power • Bipolar cutting with 100 W power • HF activation via manual or foot switch • Neutral electrode monitoring • 9 programs, free storage • Adaptation (automatically) to different tissue impedances • Power control in each operation mode, 1-25 W in 1 W steps for micro applications	> E El HBS 100i es un utensilio fuerte y compacto de cirugía electrodoméstica con 100 vatios que se puede utilizar en operaciones de casi todas las disciplinas. El HBS 100i es especialmente adecuado para aplicaciones de pacientes ambulatorios y clínicas. • Corte liso o costras • Coagulación de contacto para una hemostasis rápida • Manejo fácil y seguro • Función bipolar Auto-Start • La coagulación bipolar con potencia de 100 W • Corte bipolar con potencia de 100 W • Activación manual o via interruptor de pedal • Control del electrodo neutro • 9 programas, guardación libre • Adaptación (automáticamente) a impedancias de diferentes tejidos • Control de energía en cada modo de funcionamiento, 1-25 W en pasos de 1 W para aplicaciones micro
> I HBS 100 è un apparecchio di elettrochirurgia con 100 watt, è ideale per l'utilizzazione diverse in quasi tutti rami. Soprattutto è opportuno per l'uso ambulante e clinico. • Taglio liscio e crosta • Coagulazione di contatto per l'emostasia veloce • Maneggio facile e sicuro • Funzione bipolare Auto Start • Coagulazione bipolare con potenza di 100 W • Taglio bipolare con potenza di 100 W	• Attivazione AF per interruttore di mano e piedi • Controllo d'elettrodo neutrale • 9 programmi, immagazzinamento libero • Adattamento (automatico) a diverse impedenze tessuto • Regolazione di potenza per tutti modi 1-25 W a passi di 1 W per l'uso micro



- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | Monopolares Schneiden
Monopolar Cut
Coupage monopolaire
Corte monopolar
Taglio monopolare | 2 | Monopolare Koagulation
Monopolar coagulation
Coagulation monopolaire
Coagulación monopolar
Coagulazione monopolare |
| 3 | Bipolares Schneiden
Bipolar Cut
Coupage bipolaire
Corte bipolar
Taglio bipolare | 4 | Bipolare Koagulation
Bipolar coagulation
Coagulation bipolaire
Coagulación bipolar
Coagulazione bipolare |
| 5 | Neutralelektroden Überwachung
Neutral electrode monitoring
Le suivi électrode neutre
Control del electrodo neutro
Controllo d'elettrodo neutrale | 6 | Fußschalter-Kontrolle
Foot switch control
Contrôle du double-interrupteur
Control del interruptor de pedal
Controllo dall'interruttore di piedi |
| 7 | Programmwahl
Program selection
Sélection du programme
Elección de programa
Scelta di programma | 8 | Anschlussbuchse für Neutralelektroden, Valleylab
Output for neutral electrode, Valleylab
Output pour electrodes neutres, Valleylab
Salida para electrodos neutros, Valleylab
Output per elettrodi neutrale, Valleylab |
| 9 | Multi-Anschlussbuchsen für bipolare Instrumente
(International & Martin)
Multifunction outputs for bipolar instruments
(International & Martin)
Output multifunctional pour instruments bipolaires
(International et Martin)
Salida multifuncional para instrumentos bipolares
(Internacional y Martin)
Output multifunzionale per strumenti bipolari
(Internazionale e Martin) | 10 | Multi-Anschlussbuchsen für monopolare Instrumente
(International & Martin)
Multifunction outputs for monopolar instruments
(International & Martin)
Output multifunctional pour instruments monopolaires
(International et Martin)
Salida multifuncional para instrumentos monopolares
(Internacional y Martin)
Output multifunzionale per strumenti monopolari
(Internazionale e Martin) |