

Loops


Retraktionsbänder aus Silikon

Anwendung

- Anschlingen und mechanische Unterstützung von Organen
- Anschlingen von Gefäßen, Sehnen und Nerven
- Kennzeichnung von Gewebearten

Produktdetails

- röntgenkontrastfähig
- Farbcodierung zur Orientierung
- verfügbare Längen: 45 / 50 / 60 / 75 cm
- verschiedene Stärken
- abgeflachte Geometrie



Loop Sortiment

Art.Nr	Produktbezeichnung (Lieferant)	Menge und Länge pro Folie	Breite	VPE	Einheit
012803	Mediloop mini weiss 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2 × 0,50 cm	0,9 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
012802	Mediloop mini rot 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2 × 0,50 cm	0,9 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
012801	Mediloop mini blau 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2 × 0,50 cm	0,9 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
012804	Mediloop mini gelb 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2 × 0,50 cm	0,9 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
012813	Mediloop maxi weiss 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2 × 0,50 cm	1,1 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
012812	Mediloop maxi rot 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2 × 0,50 cm	1,1 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
012811	Mediloop maxi blau 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2 × 0,50 cm	1,1 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
012814	Mediloop maxi gelb 0,9x1,4 mm Länge: 2x50 cm	2 × 0,50 cm	1,1 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
LS451W*	Bioloop weiß 2,5x1 mm Länge: 2x45 cm	2 × 0,45 cm	2,5 mm	36 Folien/Box	Folien a 2 Stück
LS452Z*	Bioloop rot / blau 2,5x1 mm Länge: 2x45 cm	2 × 0,45 cm	2,5 mm	36 Folien/Box	Folien a 2 Stück
012822	Mediloop supermaxi rot D 4,9x1,3 mm / L 2x50 cm	2 × 0,50 cm	4,9 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
012821	Mediloop supermaxi blau D 4,9x1,3 mm / L 2x50 cm	2 × 0,50 cm	4,9 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
20409	Primedloop gelb D 5x1,5 mm / L 2x45 cm	2 × 0,45 cm	5,0 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
20408	Primedloop weiß D 5x1,5 mm / L 2x45 cm	2 × 0,45 cm	5,0 mm	10 Folien/Box	Folien a 2 Stück
LS752W*	Bioloop weiß: 2,5x1 mm Länge: 2x75 cm	2 × 0,75 cm	2,5 mm	36 Folien/Box	Folien a 2 Stück
LS752R*	Bioloop rot D 2,5x1 mm / L 2x75 cm	2 × 0,75 cm	2,5 mm	36 Folien/Box	Folien a 2 Stück
LS752Y*	Bioloop gelb D 2,5x1 mm / L 2x75 cm	2 × 0,75 cm	2,5 mm	36 Folien/Box	Folien a 2 Stück
LS752B*	Bioloop blau D 2,5x1 mm / L 2x75 cm	2 × 0,75 cm	2,5 mm	36 Folien/Box	Folien a 2 Stück
LS755R*	Bioloop rot D 4,7x1,3 mm / L 1x75 cm	1 × 0,75 cm	4,7 mm	36 Folien/Box	Folien a 2 Stück
LS755B*	Bioloop blau D 4,7x1,3 mm / L 1x75 cm	1 × 0,75 cm	4,7 mm	36 Folien/Box	Folien a 2 Stück

Bitte beachten Sie, dass die Gefäßchirurgie bestimmte Eigenschaften von Silikon-Loops als wichtig erachten **kann**.

* auf Anfrage, mit ggf. Mindestmenge und längerer Lieferzeit

Vertrieb durch
Catgut GmbH
Gewerbepark 18
08258 Markneukirchen
catgut@catgut.de
+49 (0) 37422 – 583 0

Hersteller
Neuromedex GmbH
Vierenkamp 15
22453 Hamburg
Deutschland
CE 0482

Hersteller
Primed
Halberstadt Straße des 20.
Juli 1
38820 Halberstadt
Deutschland
CE 0482

Hersteller
**BIO SUD MEDICAL
SYSTEMS S.r.l.**
Via dei Fabbri 23/25
70026 Modugno (BA), Italia
CE 0373