

EU Konformitätserklärung
nach Verordnung (EU) 2017/745, Anhang IV
EU Declaration of Conformity
according to Regulation (EU) 2017/745, Annex IV

Hersteller:
Manufacturer: MEDE Technik GmbH

Anschrift:
Address: Rudolf-Diesel-Str. 13
78576 Emmingen / Germany

SRN DE-MF-000005564

Konformitätsbewertungsverfahren Conformity Assessment Procedure	Benannte Stelle Notified Body	Kennzeichnung Marking
Verordnung (EU) 2017/745, Anhang IX Regulation (EU) 2017/745, Annex IX	mdc medical device certification GmbH, Kriegerstraße 6; D-70191 Stuttgart	CE 0483

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass folgende Medizinprodukte
We declare on our own responsibility that the following medical devices

Medizinprodukt Medical Device	EMDN-Code (UMDNS-Nr. / No)	Risikoklasse Risk Class	Regel Rule	Basis UDI-DI
Bohrdraht aus Implantatstahl und Titan <i>Kirschner Wire</i> of implant steel and titan	P09120301 (16-104)	IIb	8	Implantatstahl / Implant Steel: 4058365010110V7
				Titan / Titanium: 4058365010120VA
Steinmann Nägel aus Implantatstahl Steinmann Pin of implant steel	P091202 (16-078)	IIb	8	4058365010130VD
Knochendraht aus Implantatstahl und Titan <i>Bone Wire</i> of implant steel and titan	P09120302 (16-104)	IIb	8	Implantatstahl / Implant Steel: 4058365010210VC
				Titan / Titanium: 4058365010220VF
Cerclagedraht aus Implantatstahl Cerclage Wire of implant steel	P09120302 (16-104)	IIb	8	4058365010230VJ

den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der Verordnung (EU) 2017/745, Anhang I entsprechen.
Comply with the basic safety and performance requirements of Regulation (EU) 2017/745, Annex I

Zweckbestimmung / Intended Use

Die obengenannten Medizinprodukte (Knochenimplantate) werden bei der Osteosynthese und zur Korrektur degenerativer Veränderungen am Skelett eingesetzt. Sie dienen der Behandlung und Fixierung von Frakturen.

Above-mentioned medical products (bone implants) are used in osteosynthesis and for the correction of degenerative deformations of the skeleton. They are use for the treatment and fixation of fractures.

Angewandte Spezifikationen / Specifications applied

ISO 5838-1	ISO 5838-2	ISO 5838-3	DIN EN ISO 14602	DIN EN ISO 14630
DIN EN ISO 5832-1	DIN EN ISO 5832-2	DIN EN ISO 5832-3	ISO 10334	ISO 19227
DIN EN ISO 15332-1	DIN EN ISO 15332-2	DIN EN ISO 14971	DIN EN ISO 10993-3	DIN EN ISO 10993-5
DIN EN ISO 10993-6	DIN EN ISO 10993-10	DIN EN ISO 10993-11	DIN EN ISO 17664-1	-----

Der Hersteller hat ein Qualitätsmanagementsystem gemäß Verordnung (EU) 2017/745, Art.10, Absatz 9 eingerichtet und umgesetzt. Dieses Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2021

(Benannte Stelle: mdc medical device certification GmbH, Stuttgart / Kenn-Nr. 0483 - Zertifikat Reg.Nr. D1038800032)

The manufacturer has established and implemented a quality management system in accordance with Regulation (EU) 2017/745, Art. 10, Sec. 9. This quality management system is certified according to DIN EN ISO 13485:2021

(Notified Body: mdc medical device certification GmbH, Stuttgart / ID No. 0483 – Certificate Reg. No. D1038800032)

Diese Erklärung gilt für alle obengenannten Medizinprodukte bis zum 07. Dez. 2027.

This declaration concerns all above mentioned medical devices until the date 07.Dec.2027.

Emmingen, 08. Dez. 2022

Florian Weggler
(QM-Beauftragter / Quality Manager)
(Name, Position / Name, Position)

Ort, Datum / Place, Date


(Unterschrift / Signature)

Artikelliste zu Konformitätserklärung **Article List for Declaration of Conformity**


**‚Kirschner Bohrdrähte / Steinmann Nägel / Knochen- und Cerclagedrähte‘
‚K-Wires / Steinmann Pins / Bone Wires / Cerclage Wires‘**



Artikelnummer Article Number	Bezeichnung 1 Description 1	Bezeichnung 2 Description 2	Bezeichnung 3 Description 3
33.01xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/FL (Trokar / Flach) K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/FL (Trocar / Flat)		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.02xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/RD (Trokar / Rund) K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/RD (Trocar / Round)		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.03xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/TR (Trokar beidseitig) K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/TR (Trocar / Trocar)		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.04xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/3KANT (Trokar / Dreikant) K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/3KANT (Trocar / Triangle)		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.05xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/4KANT (Trokar / Vierkant) K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/4KANT (Trocar / Square)		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.06xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/FL mit Loch (Trokar / Flach mit Loch) K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/FL with hole (Trocar / Flat with hole)		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.11xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/LZ mit 15 mm Gewinde (LZ=Lanzette) K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/LANCET with 15mm thread		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.12xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR mit 15mm Gewinde / FL K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR with 15mm thread / FL		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.13xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR mit 15mm Gewinde / RD K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR with 15mm thread / RD		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.14xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/TR mit 15 mm Gewinde beidseitig K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/TR with 15 mm thread each side		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.15xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR mit 15 mm Gewinde / 3KANT K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR with 15 mm thread / TRIANGLE		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.16xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/TR mit 15mm Gewinde einseitig K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/TR 15mm thread one-sided		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.17xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/FL (Trokar / Flach) K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/FL (Trocar / Flat)	Vollgewinde full thread	unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.18xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/RD (Trokar / Rund) K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/RD (Trocar / Round)	Vollgewinde full thread	unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.19xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/TR (Trokar beidseitig) K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/TR (Trocar / Trocar)	Vollgewinde full thread	unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.22xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/LZ (Lanzette beidseitig) K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/LANCET	Vollgewinde full thread	unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.25xx.xxx	Bündelnägel xxcm Øx,xxmm D/RD (Rund beidseitig) Bundle Nails xxcm Øx,xxmm RD/RD (Round / Round)		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.31xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/FL (Lanzette / Flach) K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/FL		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.32xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/RD (Lanzette / Rund) K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/RD		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441

Artikelliste zu Konformitätserklärung **Article List for Declaration of Conformity**

‚Kirschner Bohrdrähte / Steinmann Nägel / Knochen- und Cerclagedrähte‘
‚K-Wires / Steinmann Pins / Bone Wires / Cerclage Wires‘



Artikelnummer Article Number	Bezeichnung 1 Description 1	Bezeichnung 2 Description 2	Bezeichnung 3 Description 3
33.33xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/LZ (Lanzette beidseitig) K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/LANCET		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.34xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/3KANT (Lanzette / Dreikant) K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/TRIANGLE		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.35xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/4KANT (Lanzette / Vierkant) K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/SQUARE		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.36xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/FL mit Loch K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/FL with hole		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.37xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ mit Loch/RD K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET with hole/RD		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.38xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/LZ (Lanzette beidseitig) K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/LANCET	Loch beidseitig hole each side	unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.39xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ mit Loch/TR K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET with hole/TR		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.40xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/TR K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/TR		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.41xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ mit 15 mm Gewinde / RD K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET with 15mm thread / RD		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.42xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/LZ (Lanzette beidseitig) K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/LANCET	15 mm Gewinde beidseitig 15 mm thread each side	unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.44xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR mit Rändel / RD K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR with knurl / RD		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.45xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR mit Rändel / ÖSE K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR with knurl / EYELET		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.46xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm BOHRER/RD K-WIRES xxcm Øx,xxmm DRILL BIT/RD		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.47xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm BOHRER/ÖSE K-WIRES xxcm Øx,xxmm DRILL BIT/EYELET		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.50xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm ELI/RD K-WIRES xxcm Øx,xxmm ELI/RD		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.52xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/ÖSE K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/EYELET		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.54xx.xxx	BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/ÖSE K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/EYELET		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441
33.*_*.xx.xxx	BOHRDRÄHTE (Sonderausführung) xxcm Øx,xxmm (* = Platzhalter für Ausführung), K-WIRES (Special Versions) xxcm Øx,xxmm (* = Placeholder for version)		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile - Material 1.4441

Artikelliste zu Konformitätserklärung **Article List for Declaration of Conformity**


**‚Kirschner Bohrdrähte / Steinmann Nägel / Knochen- und Cerclagedrähte‘
 ‚K-Wires / Steinmann Pins / Bone Wires / Cerclage Wires‘**



Artikelnummer Article Number	Bezeichnung 1 Description 1	Bezeichnung 2 Description 2	Bezeichnung 3 Description 3
34.01xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/FL (Trokar / Flach) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/FL (Trocar / Flat)		unsteril non-sterile
34.02xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/RD (Trokar / Rund) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/RD (Trocar / Round)		unsteril non-sterile
34.03xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/TR (Trokar beidseitig) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/TR (Trocar / Trocar)		unsteril non-sterile
34.04xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/3KANT (Trokar / Dreikant) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/3KANT (Trocar / Triangle)		unsteril non-sterile
34.05xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/4KANT (Trokar / Vierkant) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/4KANT (Trocar / Square)		unsteril non-sterile
34.06xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/FL mit Loch (Trokar / Flach mit Loch) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/FL with hole (Trocar / Flat with hole)		unsteril non-sterile
34.11xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/LZ mit 15 mm Gewinde (LZ=Lanzette) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/LANCET with 15mm thread		unsteril non-sterile
34.12xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR mit 15mm Gewinde / FL TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR with 15mm thread / FL		unsteril non-sterile
34.13xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR mit 15mm Gewinde / RD TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR with 15mm thread / RD		unsteril non-sterile
34.14xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/TR mit 15 mm Gewinde beidseitig TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/TR with 15 mm thread each side		unsteril non-sterile
34.15xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR mit 15 mm Gewinde / 3KANT TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR with 15 mm thread / TRIANGLE		unsteril non-sterile
34.16xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/TR mit 15mm Gewinde einseitig TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/TR 15mm thread one-sided		unsteril non-sterile
34.17xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/FL (Trokar / Flach) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/FL (Trocar / Flat)	Vollgewinde full thread	unsteril non-sterile
34.18xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/RD (Trokar / Rund) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/RD (Trocar / Round)	Vollgewinde full thread	unsteril non-sterile
34.19xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/TR (Trokar beidseitig) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/TR (Trocar / Trocar)	Vollgewinde full thread	unsteril non-sterile
34.22xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/LZ (Lanzette beidseitig) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/LANCET	Vollgewinde full thread	unsteril non-sterile
34.25xx.xxx	TITAN BÜNDELNÄGEL xxcm Øx,xxmm D/RD (Rund beidseitig) TITAN BUNDLE NAILS xxcm Øx,xxmm RD/RD (Round / Round)		unsteril non-sterile
34.31xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/FL (Lanzette / Flach) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/FL (flat)		unsteril non-sterile
34.32xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/RD (Lanzette / Rund) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/RD (round)		unsteril non-sterile

Artikelliste zu Konformitätserklärung Article List for Declaration of Conformity

„Kirschner Bohrdrähte / Steinmann Nägel / Knochen- und Cerclagedrähte“
„K-Wires / Steinmann Pins / Bone Wires / Cerclage Wires“



Artikelnummer Article Number	Bezeichnung 1 Description 1	Bezeichnung 2 Description 2	Bezeichnung 3 Description 3
34.33xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/LZ (Lanzette beidseitig) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/LANCET		unsteril non-sterile
34.34xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/3KANT (Lanzette / Dreikant) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/TRIANGLE		unsteril non-sterile
34.35xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/4KANT (Lanzette / Vierkant) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/SQUARE		unsteril non-sterile
34.40xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/TR TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/TR		unsteril non-sterile
34.41xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ mit 15 mm Gewinde / RD TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET with 15mm thread / RD		unsteril non-sterile
34.42xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm D/LZ (Lanzette beidseitig) TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/LANCET	15 mm Gewinde beidseitig 15 mm thread each side	unsteril non-sterile
34.44xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR mit Rändel / RD TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR with knurl / RD		unsteril non-sterile
34.50xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm ELI/RD TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm ELI/RD		unsteril non-sterile
34.52xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm TR/ÖSE TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm TR/EYELET		unsteril non-sterile
34.54xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE xxcm Øx,xxmm LZ/ÖSE TITAN K-WIRES xxcm Øx,xxmm LANCET/EYELET		unsteril non-sterile
34. * . * .xx.xxx	TITAN BOHRDRÄHTE (Sonderausführung) xxcm Øx,xxmm (* = Platzhalter für Ausführung), TITAN K-WIRES (Special Versions) xxcm Øx,xxmm (* = Placeholder for version)		unsteril non-sterile
KH.600.xx	KNOCHENDRÄHTE Ø x,x mm (Rolle mit 10 m) BONE WIRES Ø x,x mm (Roll of 10 m)		unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile – Material 1.4441
KH.600.58 – KH.600.65	TITAN KNOCHENDRÄHTE Ø x,x mm (Rolle mit 10 m) TITAN BONE WIRES Ø x,x mm (Roll of 10 m)		unsteril non-sterile
KH.605.58 – KH.605.65	TITAN KNOCHENDRÄHTE Ø x,x mm (Rolle mit 5 m) TITAN BONE WIRES Ø x,x mm (Roll of 5 m)		unsteril non-sterile
KH.31xx.xxx	CERCLAGE DRÄHTE Ø x,x mm, xxx cm CERCLAGE WIRES Ø x,x mm, xxx cm	mit einer Öse with single eyelet	unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile – Material 1.4441
KH.32xx.xxx	CERCLAGE DRÄHTE Ø x,x mm, xxx cm CERCLAGE WIRES Ø x,x mm, xxx cm	mit zwei Ösen with double eyelets	unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile – Material 1.4441
KH.33xx.xxx	CERCLAGE DRÄHTE Ø x,x mm, xxx cm CERCLAGE WIRES Ø x,x mm, xxx cm	ohne Ösen without eyelets	unsteril – Werkstoff: 1.4441 non-sterile – Material 1.4441

Bohrdrähte (K-Wires) ≥ Ø 3,2 mm = STEINMANN NÄGEL (STEINMANN PINS)