



# HB6506 Mini-Lichtquelle Mobile

Die HB6506 ist die ideale Mini-Lichtquelle für alle, die endoskopisch arbeiten – überall dort, wo Flexibilität, Geschwindigkeit und zuverlässige Ausleuchtung zählen!

## Typische Anwender & Einsatzbereiche:

- HNO-Ärzte (Praxis & Klinik)
- Tierärzte
- Allgemeine endoskopische Untersuchungen
- Notfallmedizin & mobile Versorgung
- Ambulante Settings und flexible Einsatzorte



## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 10 W LED-Lichtleistung mit konstanter Tageslicht-Farbtemperatur (5.700 K)
- wiederaufladbare Lithium-Batterie  
Betriebsdauer: ca. 1 Stunde
- Manuell einstellbare Helligkeitsstufen für optimale Sicht in jeder Situation
- wenn keine stationäre Lichtquelle verfügbar ist
- schnelle Diagnostik möglich bei maximaler Bewegungsfreiheit
- Long-Life-Akku mit 20.000 Stunden

## Lieferumfang:

Lichtquelle, Akku, Ladegerät, Tragetasche

**198,- EUR**

zzgl. MwSt., Verpackung & Versand

