



liquiband.com

Produktübersicht topische Hautkleber



LiquiBand® Rapid™

Die neue Generation von **topischen Hautklebern**
- trocknet innerhalb von 30 Sekunden

ES GIBT SCHNELL UND ES GIBT RAPID

Trocknet in nur
30 Sekunden

Einfach in der
Anwendung

Große
Füllmenge

VORTEILE DES PRODUKTS

✓ SCHNELLER OCTYLCYANOACRYLAT-KLEBER

- ▶ Starker 2-Octylcyanoacrylat-Kleber mit Beschleuniger für schnelleres Trocknen

✓ FLÜGELAPPLIKATOR

- ▶ Anwendungsfreundlicher Flügelapplikator
- ▶ Sichere Aktivierung und Kontrolle beim Auftragen
- ▶ Leichter zu aktivieren als marktführende Mitbewerberprodukte
- ▶ Kein Zusammensetzen vor dem Gebrauch

✓ INNOVATIVE SCHAUMSTOFFSPITZE

- ▶ Die innovative, durchlässige Schaumstoffspitze ermöglicht eine kontrollierte Applikation, ohne zu tropfen
- ▶ Die einzigartige Form der Schaumstoffspitze ermöglicht sowohl eine feine als auch breite Applikation
- ▶ Der Beschleuniger befindet sich direkt in der Schaumstoffspitze



Größen und Codes

Produkt	Größe	Menge pro Box	REF	PZN
LiquiBand® Rapid™	0,8g	6	72014030	16756510

Wir haben auf Sie gehört!
Signifikante Verbesserungen in der Anwendung:

GLEICHBLEIBENDE TROCKNUNGSZEIT

Aufgrund der innovativen Kombination aus chemischem Initiator und neuartiger Schaumstoffspitze zeichnet sich **LiquiBand® Rapid™** unabhängig von der Applikationstechnik durch eine gleichbleibende Trocknungszeit aus.



PRÄZISE



KONTROLLIERTE APPLIKATION

Durch die innovative Schaumstoffspitze lässt sich der hochvisköse **LiquiBand® Rapid™** tropfenfrei und gleichmäßig applizieren.

FLEXIBLER VERSCHLUSS

LiquiBand® Rapid™ enthält einen 2-Octylcyanoacrylat-Kleber zu Maximierung der Haltbarkeit und Flexibilität des Klebefilms beim topischen Wundverschluss, die mit den Eigenschaften der marktführenden Mitbewerber vergleichbar sind.

STARK



SCHUTZ



EFFEKTIVE BARRIERE GEGEN MIKROORGANISMEN

LIQUIBAND® RAPID™ IST NACHWEISLICH WIRKSAM GEGEN:

- ✓ E. coli ✓ E. cloacae ✓ P. aeruginosa ✓ S. epidermidis
- ✓ S. aureus (MRSA) ✓ S. aureus ✓ C. albicans ✓ Asp. brasiliensis

LiquiBand® Rapid™ bietet Schutz vor grampositiven und gramnegativen Bakterien und vor Pilzen. Die wasserfeste Barriere gegen Mikroorganismen bietet Schutz, solange der Klebefilm intakt ist.



ES GIBT SCHNELL
UND ES GIBT RAPID

LiquiBand® Exceed™

Für eine gleichmäßige,
einheitliche Wundabdeckung



VORTEILE DES PRODUKTS

✓ MARKTFÜHRENDE ERGIEBIGKEIT

- ▶ Mit einem Volumen von 0,8 ml pro Applikator können Wunden bis 30 cm Länge verschlossen werden
- ▶ Die Technologie des Applikators ermöglicht die intraoperative Wiederverwendung von bis zu 90 Minuten bei demselben Patienten, ohne zu Verstopfen

✓ REINE OCTYL-FORMEL

- ▶ Optimierte für Haltbarkeit und Flexibilität
- ▶ Sorgt für hohe Viskosität
- ▶ Erzeugt engen Hautkontakt

✓ EINZIGARTIGE APPLIKATORSPITZE

- ▶ Elliptische Form für schmale und breite Applikation
- ▶ Poröse Filzspitze für tropffreies Vorbereiten und gleichmäßiges, beständiges Auftragen

✓ BENUTZERFREUNDLICHER APPLIKATOR

- ▶ Flügelapplikator für sichere und einfache Aktivierung
- ▶ Kontrolliertes Auftragen des Klebers



Größen und Codes

Produkt	Größe	Menge pro Box	REF	PZN
LiquiBand® Exceed™	0,8g	6	72014002	13541654

LiquiBand® Exceed™ XS

Für eine gleichmäßige,
einheitliche Wundabdeckung



VORTEILE DES PRODUKTS

✓ TECHNOLOGIE FÜR VERSTOPFUNGSFREIE ANWENDUNG

- ▶ Verstopfungsfreie Spitze für einen gleichmäßigen Kleberfluss
- ▶ 0,4g Kleber pro Applikator zum Verschließen von Wunden bis etwa 7 cm Länge

✓ REINE OCTYL-FORMEL

- ▶ Optimierte für Haltbarkeit und Flexibilität
- ▶ Sorgt für hohe Viskosität
- ▶ Erzeugt engen Hautkontakt
- ▶ Kein „brennen“ beim Einsatz

✓ EINZIGARTIGE APPLIKATORSPITZE

- ▶ Durch die elliptische Form der Applikationsspitze ist ein schmales oder breites Auftragen des Klebers möglich
- ▶ Die innovative Applikationsspitze stellt eine gleichmäßige und verstopfungsfreie Anwendung sicher

✓ BENUTZERFREUNDLICHER APPLIKATOR

- ▶ Flügelapplikator für sichere und einfache Aktivierung
- ▶ Kontrolliertes Auftragen des Klebers



Größen und Codes

Produkt	Größe	Menge pro Box	REF	PZN
LiquiBand® Exceed™ XS	0,4g	10	72014024	15206233

LiquiBand® Optima

Der schnelle, präzise und kontrollierte topische Wundverschluss



VORTEILE DES PRODUKTS

BUTYL-CYANOACRYLAT-BASIERTE FORMEL

- ▶ Starker und sicherer Wundverschluss
- ▶ Schnelles Trocknen in 10 Sekunden
- ▶ Kontrolliertes Auftragen des Hautklebers
- ▶ Niedrige Viskosität für präzise Versorgung

EINZIGARTIGER APPLIKATOR

- ▶ Einfache und sichere Aktivierung mit dem Flügelapplikator
- ▶ Kontrolle der vorhandenen Klebermenge mit der Füllstandsanzeige Visidome
- ▶ Vormontierter gebrauchsfertiger Applikator

EFFEKTIVER WUNDVERSCHLUSS AUF DER KOPFHAUT

- ▶ Sicherer, wirksamer und schneller Wundverschluss bei Kopfhautschnittwunden*
- ▶ Flow Control Präzisionsspitze für Bereiche mit dichtem Haarwuchs

MEHR VORTEILE FÜR DIE PATIENTEN

- ▶ Hervorragendes postoperatives ästhetisches Ergebnis
- ▶ Geringe exotherme Reaktion



Größen und Codes

Produkt	Größe	Menge pro Box	REF	PZN
LiquiBand® Optima	0,5g	10	OPT 001	12409562
LiquiBand® Optima	0,35g	10	OPT 002	12409467

*Bei der Anwendung in Bereichen mit dichtem Eigenhaar vorsichtig anwenden, da die Haarfollikel bei übermäßigem Auftragen geschädigt werden können.

LiquiBand® Surgical S

Der Butyl-Octyl-Blendkleber vereint hohe Festigkeit mit der Vielfältigkeit von zwei Applikationsspitzen



VORTEILE DES PRODUKTS

STARK UND SICHER


- ▶ Butyl-Octyl-Gemisch für einen festen primären Wundverschluss und eine flexible Wundabdeckung
- ▶ Wirksame Barriere gegen grampositive und gramnegative Bakterien sowie Pilze

SCHNELL UND PRÄZISE

- ▶ Schnelles Trocknen in 10 Sekunden
- ▶ Kontrolliertes Auftragen des Hautklebers

VIELSEITIGER APPLIKATOR

- ▶ Einfache und sichere Vorbereitung und Anwendung mit dem Flügelapplikator
- ▶ Flow Control Präzisionsspitze für maximale Flusskontrolle
- ▶ Breite Spitze für großflächiges Auftragen



Größen und Codes

Produkt	Größe	Menge pro Box	REF	PZN
LiquiBand® Surgical S; blue	0,8g	6	LBS-S 0001	12409527
LiquiBand® Surgical S; clear	0,8g	6	LBS-SC 0006	12409533

RESORBA Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Deutschland
Tel. +49 9128 / 91 15 0 **Fax.** +49 9128 / 91 15 91 **E-mail** info@liquiband.com **Website** liquiband.com



IRM 06 0285

© 2018. LiquiBand ist ein eingetragenes Markenzeichen von Advanced Medical Solutions Ltd.