

Wunden schließen durch Innovation



LIQUIBAND® XL
SKIN CLOSURE SYSTEM

WICHTIGSTE MERKMALE

LiquiBand® XL ermöglicht den sicheren und wirksamen Verschluss großer oder stark unter Zug stehender Wunden

Mit Octyl-basiertem Cyanoacrylat

- ▶ Stabiler und robuster Wundverschluss
- ▶ Gleichmäßige Trocknung in nur 60 Sek.
- ▶ Hält nachweislich bis zu 14 Tage lang
- ▶ Wirksame mikrobielle Barriere

Einziger Applikator mit Flügeln

- ▶ Die breite Spitze ermöglicht kontrolliertes Auftragen
- ▶ Sichere und effiziente Vorbereitung

- ▶ Schaumstoffspitze für breites Auftragen des Adhäsivs

Intuitives Netzstoff-Design

- ▶ Anwenderfreundliches und einfaches Aufbringen des Netzstoffs
- ▶ Transparente Schutzfolie für gute Sichtbarkeit der Wunde
- ▶ Gut sichtbare Griffflasche für präzises Abziehen der Schutzfolie
- ▶ Gewebter Netzstoff mit Sechseckmuster

Wichtigste Merkmale von LiquiBand® XL


- ✓ **Einfaches Aufbringen des Netzstoffs**
- i **Sichere und einfache Vorbereitung**
- ▶▶ **Ergonomischer Applikator**
- ⛶ **Einfache und effektive Abdeckung mit Netzstoff**

Wunden schließen durch Innovation

LEISTUNG

Vergleichstests haben gezeigt, dass LiquiBand® XL bei der Stabilität des Wundverschlusses mit Dermabond® Prineo® gleichwertig ist.

Stabilität des Wundverschlusses



Angaben in (N).

- ▶ **Hält nachweislich und effektiv bis zu 14 Tage lang**
- ▶ **Octyl-basiertes TSA sorgt für Stabilität**
- ▶ **Gleichmäßige Trocknung in nur 60 Sekunden**

Wirksame mikrobielle Barriere

- ▶ *LiquiBand® XL bildet eine effektive mikrobielle Barriere gegen grampositive und gramnegative Mikroorganismen und Pilze (in vitro)*.*

*In-vitro-Daten entsprechen den Ergebnissen an Tag 7

LiquiBand® XL kann bei zahlreichen Eingriffen verwendet werden

Plastisch

Gynäkologisch

Allgemein

Orthopädisch

LIQUIBAND® XL

SKIN CLOSURE SYSTEM

Wunden schließen durch Innovation



Beschreibung	MENGE PRO KARTON	PRODUKTCODE
22 cm x 4 cm Netzstoff, Applikator mit 2,7 g Adhäsiv	2	72014019

www.liquiband.com | info@liquiband.com
+44 (0) 1752 209 955



LiquiBand® ist eine eingetragene Handelsmarke der Advanced Medical Solutions Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © Advanced Medical Solutions Limited 2021

IRM 06 0325

Daten liegen bei Advanced Medical Solutions Ltd vor.