

Instruments



medicut

Scheren und Drahtkneifzangen
Scissors and Wire Cutting Pliers
Tijeras y pinzas para cortar alambres
Ciseaux et pinces coupe-fil
Forbici e tenaglie tagliafili




Not all products illustrated in this documentation are available for sale in all countries.
Not for all declared products in this documentation Medicon is the legal manufacturer.
Please contact your local distributor for more information concerning availability and regulatory information (e.g. classification) of the mentioned products.

Modelländerungen vorbehalten
Patterns are subject to change
Salvo modificaciones
Tous droits réservés des changements de modèle
Ci riserviamo la facoltà di cambiamenti nei modelli

Für Druckfehler übernehmen wir keinerlei Haftung
We are not liable for misprints
Declinamos toda responsabilidad por los errores de impresión que pueda contener este documento
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression
Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali errori di stampa

Gedruckt in Deutschland
Printed in Germany
Impreso en Alemania
Imprimé en Allemagne
Stampato in Germania
Trykket i Tyskland

© Copyright 12/2024, MEDICON eG, Tuttlingen, Germany



medicut



Jede Schere von Medicon trägt ihre individuelle Handschrift. Von **“standard”** bis **“magic cut”** – alle Scheren werden von fachkundigen Chirurgiemechanikern hergestellt, für dauerhafte Leistung sorgfältig gehärtet und qualitätsgerecht geprüft. Die besonderen Eigenschaften unserer Sondermodelle sind auf den Folgeseiten dargestellt.

Each of the various Medicon scissors has its individual design. Starting with **“standard”** up to **“magic cut”** – all scissors are manufactured by experienced professionals. They are thoroughly hardened to ensure a long-lasting performance and are quality-checked. The specific characteristics of our special models are explained on the following pages.

Cada tijera de Medicon lleva su propia escritura. Desde tijeras **“standard”** hasta **“magic cut”** – todas las tijeras son fabricadas por expertos competentes. Las tijeras son templadas e investigados respecto a la calidad para un durable rendimiento. Las características de los modelos especiales son mencionadas en las páginas siguientes.


Tous les ciseaux de Medicon portent leurs caractéristiques individuelles. De **“standard”** à **“magic cut”** – tous les ciseaux sont fabriqués par des mécaniciens de chirurgie compétents, sont trempés soigneusement afin d’obtenir une performance durable et passent un contrôle de qualité d’un niveau très élevé. Les caractéristiques particulières de nos modèles spéciaux sont décrites sur les pages suivantes.

Ogni forbice marcata Medicon ha il suo carattere particolare. Dalla **“standard”** alla **“magic cut”** – tutte le forbici vengono prodotte da meccanici chirurgici specializzati. Per una lunga durata vengono temprate accuratamente e devono passare il controllo di qualità. Sulle prossime pagine vengono illustrate le particolarità dei nostri modelli esclusivi.



Darstellungsbeispiel
Example
Ejemplo
Exemple
Esempio

medicut



16 cm - 6 1/4"
Kelly

standard
04.54.16

supercut
204.54.16

black line
214.54.16

"HM"
04.54.66

supercut plus
204.54.66

magic cut
224.54.66

Darstellungsbeispiel einer 16 cm Kelly-Schere,
lieferbar in 6 Modellvarianten.

Example of a pair of Kelly scissors 16 cm,
available in 6 different models.

Ejemplo de una tijera Kelly 16 cm,
disponible en 6 modelos diferentes.

Exemple d'une paire de ciseaux Kelly 16 cm,
dont 6 modèles différents sont livrables.

Esempio di una forbice Kelly 16 cm,
fornibile in 6 differenti modelli.

supercut



Kennzeichen: goldene Schraube
Characteristic: golden screw
Característica: tornillo dorado
Caractéristique: vis dorée
Caratteristica: vite dorata

Messerschliff und Mikroverzahnung
Knife edges and micro serration
Hoja de bisturí y dentadura micro
Aiguisement tranchant et dents micro
Affilatura a scalpello e dentellatura micro

Feiner, minimal traumatisierender Schnitt
Fine, minimally traumatizing cut
Corte fino, mínimo traumatizante
Coupe fine, peu traumatisante
Taglio fino, minimo traumatizzante





black line



Kennzeichen: goldene Schraube, schwarze Ringgriffe
Characteristics: golden screw, black rings
Características: tornillo dorado, anillos negros
Caractéristiques: vis dorée, anneaux noirs
Caratteristiche: vite dorata, anelli neri

Messerschliff und Mikroverzahnung
Knife edges and micro serration
Hoja de bisturí y dentadura micro
Aiguisement tranchant à dents micro
Affilatura a scalpello e dentellatura micro


Feiner, minimal traumatisierender Schnitt
Fine, minimally traumatizing cut
Corte fino, mínimo traumatizante
Coupe fine, peu traumatisante
Taglio fino, minimo traumatizzante



Zusätzlicher Anschliff einer Blattrückseite
Reduction of the transversal cut
Reducción del corte transversal
Coupe transversale réduite
Riduzione del taglio trasversale

Bessere Sicht
Better visibility
Mejor vision
Vue améliorée
Migliore visione

Präzise Präparation
Precise dissection
Disección precisa
Dissection précise
Dissezione precisa



"HM"

Kennzeichen: goldene Ringgriffe
Characteristic: golden rings
Característica: anillos dorados
Caractéristique: anneaux dorés
Caratteristica: anelli dorati




Eingeschweißte Hartmetallschneiden
Welded tungsten carbide cutting edges
Hojas soldadas de carburo de tungsteno
Lames soudées d'un alliage de carbure de tungstène
Lame saldate al carburo di tungsteno

Nahtlose, homogene Verbindung von Hartmetall und Scherenstahl
Seamless, homogenous junction of tungsten carbide and scissors steel
Unión homogénea del tungsteno con el acero de tijeras
Jointure sans traces et homogène du tungstène avec l'acier des ciseaux
Congiunzione omogenea con l'acciaio delle forbici con cordolo del tungsteno

Keine zur Korrosion neigende Lötnaht
Corrosion-free welding seam
Soldadura resistente a la corrosión
Soudure résistante à la corrosion
Saldatura resistente alla corrosione



supercut plus



Kennzeichen: goldene Schraube, goldene Ringgriffe
Characteristics: golden screw, golden rings
Características: tornillo dorado, anillos dorados
Caractéristiques: vis dorée, anneaux dorés
Caratteristiche: vite dorata, anelli dorati

Messerschliff und Mikroverzahnung
Knife edges and micro serration
Hoja de bisturí y dentadura micro
Aiguisement tranchant et dents micro
Affilatura a scalpello e dentellatura micro

Feiner, minimal traumatisierender Schnitt
Fine, minimally traumatizing cut
Corte fino, mínimo traumatizante
Coupe fine, peu traumatisante
Taglio fino, minimo traumatizzante

Eingeschweißte Hartmetallschneiden
Welded tungsten carbide cutting edges
Hojas soldadas de carburo de tungsteno
Lames soudées d'un alliage de carbure de tungstène
Lame saldate al carburo di tungsteno

Nahtlose, homogene Verbindung von Hartmetall und Scherenstahl
Seamless, homogenous junction of tungsten carbide and scissors steel
Unión homogénea del tungsteno con el acero de tijeras
Jointure sans traces et homogène du tungstène avec l'acier des ciseaux
Congiunzione omogenea con l'acciaio delle forbici con cordolo del tungsteno

Keine zur Korrosion neigende Lötnaht
Corrosion-free welding seam
Soldadura resistente a la corrosión
Soudure résistante à la corrosion
Saldatura resistente alla corrosione

Zusätzlicher Anschliff einer Blattrückseite
Reduction of the transversal cut
Reducción del corte transversal
Coupe transversale réduite
Riduzione del taglio trasversale

Bessere Sicht
Better visibility
Mejor vision
Vue améliorée
Migliore visione

Präzise Präparation
Precise dissection
Disección precisa
Dissection précise
Dissezione precisa





magic cut

Kennzeichen: schwarzes Finish, goldene Schraube
 Characteristics: black finish, golden screw
 Características: superficie negra, tornillo dorado
 Caractéristiques: finition noire, vis dorée
 Caratteristiche: finitura nera, vite dorata



Messerschliff und Mikroverzahnung
 Knife edges and micro serration
 Hoja de bisturí y dentadura micro
 Aiguisement tranchant et dents micro
 Affilatura a scalpello e dentellatura micro

Feiner, minimal traumatisierender Schnitt
 Fine, minimally traumatizing cut
 Corte fino, mínimo traumatizante
 Coupe fine, peu traumatisante
 Taglio fino, minimo traumatizzante

Eingeschweißte Hartmetallschneiden
 Welded tungsten carbide cutting edges
 Hojas soldadas de carburo de tungsteno
 Lames soudées d'un alliage de carbure de tungstène
 Lame saldate al carburo di tungsteno

Nahtlose, homogene Verbindung von Hartmetall und Scherenstahl
 Seamless, homogenous junction of tungsten carbide and scissors steel
 Unión homogénea del tungsteno con el acero de tijeras
 Jointure sans traces et homogène du tungstène avec l'acier des ciseaux
 Congiunzione omogenea con l'acciaio delle forbici con cordolo del tungsteno

Keine zur Korrosion neigende Lötnaht
 Corrosion-free welding seam
 Soldadura resistente a la corrosión
 Soudure résistante à la corrosion
 Saldatura resistente alla corrosione

Zusätzlicher Anschliff einer Blattrückseite
 Reduction of the transversal cut
 Reducción del corte transversal
 Coupe transversale réduite
 Riduzione del taglio trasversale

Bessere Sicht
 Better visibility
 Mejor vision
 Vue améliorée
 Migliore visione

Präzise Präparation
 Precise dissection
 Disección precisa
 Dissection précise
 Dissezione precisa

Keramikbeschichtung
 Ceramic coating
 Recubrimiento de cerámica
 Couche céramique
 Rivestimento di ceramica

Hohe Oberflächenhärte
 High surface hardness
 Alta dureza de la superficie
 Grande durezza de la surface
 Alta durezza della superficie

Lange Standzeit
 Long lasting cutting ability
 Larga duración
 Longue durée de vie
 Lunga durata

Hervorragende Gleitfähigkeit
 Excellent sliding capacity
 Deslizamiento destacado
 Glissement excellent
 Eccellente scorrimento

Blendfreie Oberfläche
 Non-dazzling surface
 Superficie antideslumbrante
 Surface non-éblouissante
 Superficie antiriflesso



Mikro Scheren
Micro Scissors
Micro tijeras
Micro ciseaux
Micro forbici



supercut
205.12.20

supercut
205.12.21

12,5 cm – 5"



supercut
205.15.20

supercut
205.15.21

15 cm – 6"




supercut
205.18.70

supercut
205.18.71

18 cm – 7 1/8"
micro 2000



18 cm – 7 $\frac{1}{8}$ "



"HM"
05.19.25

magic cut
225.19.25




"HM"
05.19.45

magic cut
225.19.45



"HM"
05.19.60

magic cut
225.19.60



"HM"
05.19.90

magic cut
225.19.90



"HM"
05.19.95

magic cut
225.19.95



18 cm – 7 $\frac{1}{8}$ "




"HM"
05.21.25



"HM"
05.21.45



"HM"
05.21.60



"HM"
05.21.90



"HM"
05.21.95



Feine Scheren
Delicate Scissors
Tijeras finas
Ciseaux délicats
Forbici delicate



11 cm – 4³/₈"



supercut
202.06.10

black line
212.06.10



11 cm – 4³/₈"



supercut
202.07.10

black line
212.07.10



13 cm – 5¹/₈"
Jabaley



supercut
202.06.13

black line
212.06.13





13 cm – 5¹/₈"
Jabaley






supercut
202.07.13

black line
212.07.13



Irisscheren
 Iris Scissors
 Tijeras para iridectomía
 Ciseaux à iridectomie
 Forbici per iridectomia





Feine Scheren
Delicate Scissors
Tijeras finas
Ciseaux délicats
Forbici delicate



black line
212.26.11

11,5 cm – 4½"
BIG RING

X-Large Ring Handle



BIG RING



black line
212.27.11

11,5 cm – 4½"
BIG RING

Irisscheren
Iris Scissors
Tijeras para iridectomía
Ciseaux à iridectomie
Forbici per iridectomia



supercut
202.21.30

9 cm – 3½"
Micro-Iris



11,5 cm – 4½"



supercut
202.22.11

black line
212.22.11

"HM"
02.22.61

supercut plus
202.22.61



11,5 cm – 4½"



supercut
202.23.11

black line
212.23.11

"HM"
02.23.61

supercut plus
202.23.61

Irisscheren
 Iris Scissors
 Tijeras para iridectomía
 Ciseaux à iridectomie
 Forbici per iridectomia



11,5 cm – 4½"
Stevens



supercut
202.50.12

black line
212.50.12

magic cut
222.50.62



11,5 cm – 4½"
Stevens



supercut
202.50.13

black line
212.50.13

magic cut
222.50.63



Feine Präparierscheren
Delicate Dissecting Scissors
Tijeras finas para disección
Ciseaux délicats à dissection
Forbici delicate per dissezione



10 cm – 4"
Lexer-Baby



"HM"
02.40.60



10 cm – 4"
Lexer-Baby



"HM"
02.41.60



12 cm – 4 3/4"



supercut
202.40.12

black line
212.40.12

"HM"
02.40.62

supercut plus
202.40.62

magic cut
222.40.62



12 cm – 4 3/4"



supercut
202.41.12

black line
212.41.12

"HM"
02.41.62

supercut plus
202.41.62

magic cut
222.41.62





12,5 cm – 5"
Knapp

supercut
202.40.11

black line
212.40.11

"HM"
02.40.61

supercut plus
202.40.61

magic cut
222.40.61



12,5 cm – 5"
Knapp

supercut
202.41.11

black line
212.41.11

"HM"
02.41.61

supercut plus
202.41.61

magic cut
222.41.61



12 cm – 4 3/4"
Knapp

supercut
202.21.42



Feine Präparierscheren
Delicate Dissecting Scissors
Tijeras finas para disección
Ciseaux délicats à dissection
Forbici delicate per dissezione



11,5 cm – 4½"
Siebert



supercut
204.10.11

"HM"
04.10.61

magic cut
224.10.61

Unterminierscheren
Undermining Scissors
Tijeras para tunelización
Ciseaux à tunnellation
Forbici per tunnelizzare



11,5 cm – 4½"
Siebert



supercut
204.11.11

"HM"
04.11.61

magic cut
224.11.61



11,5 cm – 4½"
Greenberg PAR






supercut
204.13.12

black line
214.13.12

supercut plus
204.13.62

magic cut
224.13.62





Feine Präparierscheren
Delicate Dissecting Scissors
Tijeras finas para disección
Ciseaux délicats à dissection
Forbici delicate per dissezione



supercut
204.32.11

black line
214.32.11

"HM"
04.32.61

supercut plus
204.32.61

magic cut
224.32.61

11,5 cm – 4½"
Baby-Metzenbaum



supercut
204.33.11

black line
214.33.11

"HM"
04.33.61

supercut plus
204.33.61

magic cut
224.33.61

11,5 cm – 4½"
Baby-Metzenbaum



black line
214.36.11

11,5 cm – 4½"
Baby-Metzenbaum
BIG RING

X-Large Ring Handle



black line
214.37.11

11,5 cm – 4½"
Baby-Metzenbaum
BIG RING





supercut
204.56.16

16 cm – 6¼"
Brüser-Kelly



supercut
204.57.16

16 cm – 6¼"
Brüser-Kelly



13 cm – 5⅛"

supercut
204.13.13

black line
214.13.13

"HM"
04.13.63

supercut plus
204.13.63

Ragnell (Kilner)



15 cm – 6"

supercut
204.13.15

black line
214.13.15

"HM"
04.13.65

supercut plus
204.13.65



18 cm – 7⅛"

supercut
204.13.18


black line
214.13.18

"HM"
04.13.68

supercut plus
204.13.68




Feine Präparierscheren
Delicate Dissecting Scissors
Tijeras finas para disección
Ciseaux délicats à dissection
Forbici delicate per dissezione



supercut
204.14.15

black line
214.14.15

14 cm – 5½"
Peck-Joseph



supercut
204.15.15

black line
214.15.15

14 cm – 5½"
Peck-Joseph



supercut
204.16.15

black line
214.16.15

14 cm – 5½"
Peck-Joseph



supercut
204.17.15

black line
214.17.15

14 cm – 5½"
Peck-Joseph



15 cm – 6"

supercut
204.63.15

black line
214.63.15



15 cm – 6"

supercut
204.65.15

black line
214.65.15

supercut plus
204.65.65



15 cm – 6"

supercut
204.67.15

black line
214.67.15

supercut plus
204.67.65

Nervpräparierscheren
 Nerve dissecting scissors
 Tijeras para disección de nervios
 Ciseaux à dissection pour nerfs
 Forbici per dissezione dei nervi



Feine Präparierscheren
Delicate Dissecting Scissors
Tijeras finas para disección
Ciseaux délicats à dissection
Forbici delicate per dissezione



**Reynolds
(Jameson)**

12 cm – 4¾"

supercut
204.67.12

black line
214.67.12




16 cm – 6¼"

supercut
204.67.16

black line
214.67.16

magic cut
224.67.66



18 cm – 7⅛"

supercut
204.67.18

black line
214.67.18

magic cut
224.67.68




15 cm – 6"
Jameson



supercut
204.67.17

black line
214.67.17



18 cm – 7⅛"
Jameson



supercut
204.68.18

black line
214.68.18



13 cm – 5 1/8"
Stevens

supercut
204.67.13

black line
214.67.13

magic cut
224.67.63



12,5 cm – 5"
Stevens
BIG RING

black line
214.68.13

X-Large Ring Handle



BIG RING



12,5 cm – 5"
Stevens
BIG RING

black line
214.69.13




Chirurgische Scheren
Operating Scissors
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux
Forbici chirurgiche



13 cm – 5 1/8"

supercut
203.02.13



14,5 cm – 5 3/4"

supercut
203.02.14

black line
213.02.14

"HM"
03.02.64



13 cm – 5 1/8"

supercut
203.03.13



14,5 cm – 5 3/4"

supercut
203.03.14


black line
213.03.14

"HM"
03.03.64






Chirurgische Scheren
Operating Scissors
Tijeras quirúrgicas
Ciseaux chirurgicaux
Forbici chirurgiche



13 cm – 5 1/8"

supercut
203.06.13



14,5 cm – 5 3/4"

supercut
203.06.14

black line
213.06.14

"HM"
03.06.64



14,5 cm – 5 3/4"

supercut
203.07.14

black line
213.07.14


"HM"
03.07.64

17,5 cm – 7"

supercut
203.07.17

18,5 cm – 7 1/4"

supercut
203.07.18



supercut
203.30.20



20 cm – 8"

supercut
203.31.20

black line
213.31.20

"HM"
03.31.70

supercut plus
203.31.70

23 cm – 9"

supercut
203.31.23

black line
213.31.23




supercut
253.31.18



Chirurgische und gynäkologische Scheren
Operating and gynecological Scissors
Tijeras para cirugía y ginecología
Ciseaux à chirurgie et à gynécologie
Forbici per chirurgia e ginecologia




20 cm – 8"




supercut
253.32.20



23 cm – 9"



supercut
253.32.23



24,5 cm – 9¾"
Siebold



supercut
203.39.84



25 cm – 10"
Resano



supercut
203.39.95

black line
213.39.95



**Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione**



supercut
203.14.16

black line
213.14.16

16,5 cm – 6½"
Fergusson




supercut
203.38.25

25 cm – 10"
Sims-Siebold





18 cm – 7 $\frac{1}{8}$ "
Doyen



supercut
203.38.18

black line
213.38.18



18 cm – 7 $\frac{1}{8}$ "
Doyen



supercut
203.39.18

black line
213.39.18



**Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione**



Mayo



14 cm – 5½"


supercut
203.50.14

black line
213.50.14

"HM"
03.50.64

supercut plus
203.50.64

magic cut
223.50.64



17 cm – 6¾"


supercut
203.50.17

black line
213.50.17

"HM"
03.50.67

supercut plus
203.50.67

magic cut
223.50.67



23 cm – 9"

supercut
203.50.23

black line
213.50.23

"HM"
03.50.73

supercut plus
203.50.73

magic cut
223.50.73



Mayo



14 cm – 5½"

supercut
203.51.14

black line
213.51.14

"HM"
03.51.64

supercut plus
203.51.64

magic cut
223.51.64



17 cm – 6¾"

supercut
203.51.17

black line
213.51.17

"HM"
03.51.67

supercut plus
203.51.67

magic cut
223.51.67



23 cm – 9"

supercut
203.51.23

black line
213.51.23


"HM"
03.51.73

supercut plus
203.51.73

magic cut
223.51.73




Mayo-Harrington



20 cm – 8"

"HM"
03.52.70



23 cm – 9"

"HM"
03.52.73



Mayo-Harrington



20 cm – 8"

"HM"
03.53.70



23 cm – 9"

"HM"
03.53.73




**Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione**




Mayo

Parametrium Scheren
Parametrium scissors
Tijeras para parametrio
Ciseaux pour paramétrium
Forbici per parametrio



23 cm – 9"



28 cm – 11"



"HM"
03.51.73



"HM"
03.51.74



"HM"
03.51.75



"HM"
03.55.73




"HM"
03.55.74



"HM"
03.55.75



Mayo




32 cm – 12½"



"HM"
03.57.73



"HM"
03.57.74



"HM"
03.57.75


Parametrium Scheren
Parametrium scissors
Tijeras para parametrio
Ciseaux pour paramétrium
Forbici per parametrio



**Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione**




Mayo




18 cm – 7 $\frac{1}{8}$ "

supercut
203.54.18




23 cm – 9"

supercut
203.54.23




Mayo



18 cm – 7 $\frac{1}{8}$ "

supercut
203.54.38



23 cm – 9"

supercut
203.54.43



Mayo-Stille



15 cm – 6"


supercut
203.56.15

black line
213.56.15

"HM"
03.56.65

supercut plus
203.56.65

magic cut
223.56.65



17 cm – 6¾"

supercut
203.56.17

black line
213.56.17

"HM"
03.56.67

supercut plus
203.56.67

magic cut
223.56.67



Mayo-Stille



15 cm – 6"

supercut
203.57.15

black line
213.57.15

"HM"
03.57.65

supercut plus
203.57.65

magic cut
223.57.65



17 cm – 6¾"

supercut
203.57.17

black line
213.57.17

"HM"
03.57.67

supercut plus
203.57.67

magic cut
223.57.67



Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione



16 cm – 6¼"
Lexer



supercut	203.56.86
black line	213.56.86
"HM"	03.56.96
supercut plus	203.56.96
magic cut	223.56.96




16 cm – 6¼"
Lexer



supercut	203.57.86
black line	213.57.86
"HM"	03.57.96
supercut plus	203.57.96
magic cut	223.57.96




16,5 cm – 6½"
Mayo-Lexer



supercut	203.57.47
black line	213.57.47
"HM"	03.57.97
supercut plus	203.57.97
magic cut	223.57.97





Metzenbaum

14 cm – 5½"


supercut
204.32.14

black line
214.32.14

"HM"
04.32.64

supercut plus
204.32.64

magic cut
224.32.64



18 cm – 7⅛"


supercut
204.32.18

black line
214.32.18

"HM"
04.32.68

supercut plus
204.32.68

magic cut
224.32.68



20 cm – 8"

supercut
204.32.20

black line
214.32.20

"HM"
04.32.70

supercut plus
204.32.70

magic cut
224.32.70



14 cm – 5½"

Metzenbaum

supercut
204.33.13

black line
214.33.13

"HM"
04.33.63

supercut plus
204.33.63

magic cut
224.33.63



Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione



Metzenbaum

14 cm – 5½"

supercut
204.33.14

black line
214.33.14

"HM"
04.33.64

supercut plus
204.33.64

magic cut
224.33.64



15 cm – 6"

supercut
204.33.15

black line
214.33.15



18 cm – 7⅛"

supercut
204.33.18

black line
214.33.18

"HM"
04.33.68

supercut plus
204.33.68

magic cut
224.33.68



20 cm – 8"

supercut
204.33.20


black line
214.33.20

"HM"
04.33.70

supercut plus
204.33.70

magic cut
224.33.70





Nelson-Metzenbaum



**Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione**



Nelson-Metzenbaum

23 cm – 9"

supercut
204.33.23

black line
214.33.23

"HM"
04.33.73

supercut plus
204.33.73

magic cut
224.33.73

26 cm – 10¼"

supercut
204.33.26

black line
214.33.26

"HM"
04.33.76

supercut plus
204.33.76

30 cm – 11¼"

supercut
204.33.30

black line
214.33.30

"HM"
04.33.80

supercut plus
204.33.80

magic cut
224.33.80



Metzenbaum-slim



14 cm – 5½"

supercut
204.34.14

black line
214.34.14

"HM"
04.34.64

supercut plus
204.34.64

18 cm – 7¼"

supercut
204.34.18

black line
214.34.18

"HM"
04.34.68

supercut plus
204.34.68



20 cm – 8"

supercut
204.34.20

black line
214.34.20

"HM"
04.34.70

supercut plus
204.34.70

23 cm – 9"

supercut
204.34.23

black line
214.34.23

"HM"
04.34.73

supercut plus
204.34.73





**Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione**



Metzenbaum-slim

14 cm – 5½"

supercut
204.35.14

black line
214.35.14

"HM"
04.35.64

supercut plus
204.35.64

magic cut
224.35.64

18 cm – 7⅛"

supercut
204.35.18

black line
214.35.18

"HM"
04.35.68

supercut plus
204.35.68

magic cut
224.35.68

20 cm – 8"

supercut
204.35.20

black line
214.35.20

"HM"
04.35.70

supercut plus
204.35.70

magic cut
224.35.70

23 cm – 9"

supercut
204.35.23

black line
214.35.23

"HM"
04.35.73

supercut plus
204.35.73

magic cut
224.35.73




Metzenbaum-slim

26 cm – 10¼"

supercut
204.35.26

28,5 cm – 11¼"

supercut
204.35.28



18 cm – 7⅛"

Toennis-Adson

supercut
204.63.18

black line
214.63.18

"HM"
04.63.68


supercut plus
204.63.68

magic cut
224.63.68





**Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione**



Metzenbaum



18 cm – 7 1/8"

supercut
204.36.18

black line
214.36.18

"HM"
04.36.68

supercut plus
204.36.68



20 cm – 8"

supercut
204.36.20

black line
214.36.20

"HM"
04.36.70

supercut plus
204.36.70



23 cm – 9"

supercut
204.36.23

black line
214.36.23

"HM"
04.36.73

supercut plus
204.36.73



Metzenbaum-Freeman



18 cm – 7 1/8"

supercut
204.37.18


black line
214.37.18



20 cm – 8"

supercut
204.37.20


black line
214.37.20



23 cm – 9"

supercut
204.37.23


black line
214.37.23



19 cm – 7½"

supercut
251.25.19

black line
261.25.19



23 cm – 9"

supercut
251.25.23

black line
261.25.23

Thorek





**Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione**



flache Spitzen
flat tips
puntas planas
pointes plates
punte piatte



Gorney
Facelift

17 cm – 6¾"

supercut
204.73.17

black line
214.73.17

"HM"
04.73.67

magic cut
224.73.67

19 cm – 7½"

supercut
204.73.19

black line
214.73.19

"HM"
04.73.69

magic cut
224.73.69

23 cm – 9"


supercut
204.73.23

black line
214.73.23


"HM"
04.73.73

magic cut
224.73.73





flache Spitzen
flat tips
puntas planas
pointes plates
punte piatte



Gorney-Freeman
Facelift

17 cm – 6¾"

supercut
204.75.17

black line
214.75.17

"HM"
04.75.67

magic cut
224.75.67



19 cm – 7½"

supercut
204.75.19

black line
214.75.19

"HM"
04.75.69

magic cut
224.75.69


23 cm – 9"

supercut
204.75.23

black line
214.75.23

"HM"
04.75.73

magic cut
224.75.73



supercut
204.75.22

black line
214.75.22

"HM"
04.75.72


magic cut
224.75.72

23 cm – 9"

Gorney-Freeman



Präparierscheren
Dissecting Scissors
Tijeras para disección
Ciseaux à dissection
Forbici per dissezione



Kaye
Facelift



15 cm – 6"

supercut
204.77.15

black line
214.77.15



17 cm – 6¾"

supercut
204.77.17

black line
214.77.17

"HM"
04.77.67

magic cut
224.77.67



19 cm – 7½"

supercut
204.77.19

black line
214.77.19

"HM"
04.77.69

magic cut
224.77.69



23 cm – 9"

supercut
204.77.23

black line
214.77.23

"HM"
04.77.73

magic cut
224.77.73

Blepharoplastikscheren
Blepharoplasty scissors
Tijeras para blefaroplastia
Ciseaux pour blépharoplastie
Forbici per blefaroplastica



11,5 cm – 4½"
Kaye




supercut
204.77.12

black line
214.77.12



Fanous



16,5 cm – 6½"

supercut
204.68.16



20,5 cm – 8"

supercut
204.68.20

Unterminierscheren
Undermining scissors
Tijeras para tunelización
Ciseaux à tunnellation
Forbici per tunnelizzare



Fanous



16,5 cm – 6½"

supercut
204.69.16




20,5 cm – 8"

supercut
204.69.20



Rhinoplastische Scheren
Rhinoplasty Scissors
Tijeras para rinoplastia
Ciseaux pour rhinoplastie
Forbici per rinoplastica



supercut
204.50.15

black line
214.50.15

14,5 cm – 5¾"
Joseph



supercut
204.51.15

black line
214.51.15

14,5 cm – 5¾"
Joseph



supercut
266.40.21

18 cm – 7⅛"
Heymann



supercut
267.53.13


supercut plus
267.53.63

magic cut
227.53.63

13 cm – 5⅛"
Fomon



12,5 cm – 6"
Fomon



supercut
267.52.12

black line
277.52.12



14 cm – 5½"
Aufricht



supercut
267.51.14

black line
277.51.14

"HM"
67.51.64

supercut plus
267.51.64



14 cm – 5½"
Walter



supercut
267.53.14



13,5 cm – 5⅜"
Giunta




"HM"
67.55.63

magic cut
227.55.63



Rhinoplastische Scheren
Rhinoplasty Scissors
Tijeras para rinoplastia
Ciseaux pour rhinoplastie
Forbici per rinoplastica




supercut
267.53.16

"HM"
67.53.36

supercut plus
267.53.36

magic cut
227.53.36

16 cm – 6¼"
Cottle




supercut
267.53.17

"HM"
67.53.77


supercut plus
267.53.77

16 cm – 6¼"
Walter-Cottle



supercut
267.53.23

14 cm – 5½"
Fanous



16 cm – 6¼"
Kelly



supercut
204.54.16

black line
214.54.16

"HM"
04.54.66

supercut plus
204.54.66

magic cut
224.54.66

gezahnte Schneiden
 serrated cutting edges
 hojas dentadas
 lames dentelées
 lame dentellate



16 cm – 6¼"
Kelly



supercut
204.55.16


black line
214.55.16

"HM"
04.55.66

supercut plus
204.55.66

magic cut
224.55.66

gezahnte Schneiden
 serrated cutting edges
 hojas dentadas
 lames dentelées
 lame dentellate



13 cm – 5⅛"
Fox




supercut
204.80.13

black line
214.80.13

"HM"
04.80.63

supercut plus
204.80.63



13 cm – 5⅛"
Fox



supercut
204.81.13

black line
214.81.13

"HM"
04.81.63

supercut plus
204.81.63



Zahnfleischscheren
Gum Scissors
Tijeras para encías
Ciseaux à gencives
Forbici per gengiva



17 cm – 6¾"
Dean

supercut
272.45.50

black line
282.45.50



medicon
Instrumente
the art of surgery

made in Germany

**INSTRUMENT-
MAINTENANCE**

Recommendations
and useful advice by

MEDICON eG

Workshop instrument care MEDICON eG




18 cm – 7 1/8"
Hegemann-Diethrich




supercut
255.15.32

magic cut
225.15.32




supercut
255.15.34

magic cut
225.15.34



supercut
255.15.36

magic cut
225.15.36



supercut
255.15.39


magic cut
225.15.39




19 cm – 7 1/2"
Potts-Smith



supercut
255.15.42



supercut
255.15.44




supercut
255.15.46



Verbandscheren
Bandage Scissors
Tijeras para vendajes
Ciseaux à pansements
Forbici per bendaggi




Lister



14 cm – 5½"

supercut
240.25.14


"HM"
40.25.64



18 cm – 7⅛"

supercut
240.25.18


"HM"
40.25.68



20 cm – 8"

supercut
240.25.20

"HM"
40.25.70




16 cm – 6¼"

Lister-Excentric

supercut
240.25.96



20 cm – 8"
Lister




supercut
240.26.20

"HM"
40.26.80



24 cm – 9½"
Bruns



supercut
240.41.24

"HM"
40.41.74



Ligaturscheren
Ligature Scissors
Tijeras para ligaduras
Ciseaux à ligatures
Forbici per legature



14,5 cm – 5¾"

"HM"
14.06.84



18 cm – 7⅛"

"HM"
14.06.88



23 cm – 8"

"HM"
14.06.93



10,5 cm – 4⅛"

"HM"
14.06.60



12 cm – 4¾"


"HM"
14.06.62

Spencer



"HM"
14.23.62
 max. 0,8 mm max. 1,2 mm

12 cm – 4¾"
Universal



"HM"
14.23.66
 max. 0,8 mm max. 1,2 mm

16 cm – 6¼"
Universal

max. Ø
 harte Drähte
 hard wires
 alambres duros
 fils durs
 fili duri

max. Ø
 weiche Drähte
 soft wires
 alambres blandos
 fils mous
 fili molli




Scheren für Titan Mesh Platten
Scissors for Titanium Mesh Plates
Tijeras para placas Mesh de titanio
Ciseaux pour plaques Mesh en titane
Forbici per placche Mesh in titanio



"HM"
14.26.72

12,5 cm – 5"



"HM"
14.28.68


16 cm – 6¼"



"HM"
14.29.68

16 cm – 6¼"

Drahtkneifzangen
Wire Cutting Pliers
Pinzas para cortar alambre
Pinces coupe-fil
Tenaglie tagliafili



12 cm – 4 3/4"



13 cm – 5 1/8"



17,5 cm – 7"



15 cm – 6"

max. Ø
harte Drähte
hard wires
alambres duros
fils durs
fili duri

max. Ø
weiche Drähte
soft wires
alambres blandos
fils mous
fili molli



Drahtkneifzangen
Wire Cutting Pliers
Pinzas para cortar alambre
Pinces coupe-fil
Tenaglie tagliafili



21,5 cm – 8½"

"HM"
76.45.43

max.
2,5 mm



23 cm – 9"

"HM"
76.45.73

max.
2,5 mm

Kopfschneider
Wire Cutter, front action
Pinza para cortar alambre frontal
Pince coupe-fil frontale
Tenaglia tagliafili frontale

max. Ø
harte Drähte
hard wires
alambres duros
fils durs
fili duri



25 cm – 10"
Goliath

"HM"
76.45.75

max.
 3,0 mm

Kunststoffbacken halten den Draht nach dem Durchtrennen in der Zange fest.

Plastic inserts hold wire piece after being cut.

Mordazas de plástico retienen el alambre después del corte.

Mors en plastique tiennent le fil après couper.

Le guance di plastica sostengono il filo nel morso della pinza dopo il taglio.

max. Ø
 harte Drähte
 hard wires
 alambres duros
 fils durs
 fili duri



Drahtkneifzange
Wire Cutting Plier
Pinza para cortar alambre
Pince coupe-fil
Tenaglia tagliafili

Kunststoffbacken halten den Draht
nach dem Durchtrennen in der Zange fest.

Plastic inserts hold wire piece
after being cut.

Mordazas de plástico retienen el alambre
después del corte.

Mors en plastique tiennent le fil
après couper.

Le guance di plastica
sostengono il filo nel morso
della pinza dopo il taglio.



max. Ø
harte Drähte
hard wires
alambres duros
fils durs
fili duri



76.45.85
20 cm – 8"
Easy Cut "HM"

max.
1,8 mm

76.45.85

Drahtkneifzange mit auswechselbaren
Hartmetallschneiden, inkl. Service-Set (76.45.86).
Inhalt Service-Set:
Ersatzschneiden "HM" (Paar) 76.45.87
Kunststoffbacken (Paar) 76.45.88
Schrauben (Paar) 76.45.89
Schraubendreher 76.45.90

Wire cutting pliers with exchangeable
TC edges, incl. service set (76.45.86).
Contents of service set:
Replacement TC edges (pair) 76.45.87
Plastic inserts (pair) 76.45.88
Screws (pair) 76.45.89
Screwdriver 76.45.90

Pinza para cortar alambre con hojas cambiables
de carburo tungsteno, incl. set de servicio
(76.45.86).
Contenido del set de servicio:
Hojas TC de repuesto (par) 76.45.87
Hojas de plástico (par) 76.45.88
Tornillos (par) 76.45.89
Destornillador 76.45.90

Pince coupe-fil avec lames en carbure de
tungstène interchangeables, set de service inclu (76.45.86).
Contenu du set de service:
Lames de rechange TC (paire) 76.45.87
Mors en plastique (paire) 76.45.88
Vis (paire) 76.45.89
Tournevis 76.45.90

Tenaglia tagliafili con lame di carburo di tungsteno
intercambiabili, completo con set di servizio
(76.45.86).
Contenuto del set di servizio:
Lame TC (paio) 76.45.87
Guance di plastica (paio) 76.45.88
Viti (paio) 76.45.89
Cacciavite 76.45.90



MEDICONTAINER
CONTAINER *System*




Unser komplettes MEDICONTAINER-Programm finden Sie in unserem Sonderprospekt.
For our complete MEDICONTAINER program please ask for our special brochure.
Nuestro programa completo de MEDICONTAINER se encuentra en nuestro folleto especial.
Vous trouverez notre programme complet des MEDICONTAINER dans notre prospectus spécial.
Il nostro programma completo di MEDICONTAINER lo troverete nel prospetto speciale.




Unser Sortiment
Our Product Range
Nuestra gama de productos
Notre gamme de produits
Nostra gamma di prodotti



General Surgery





ENT



Cardio



Plastic





MEDICON-Gesamtprogramm
Complete MEDICON Product Range
Gama completa de productos MEDICON
Gamme complète des produits MEDICON
Gamma completo dei prodotti MEDICON

Einen Überblick über das MEDICON-Gesamtprogramm finden Sie im Internet.

For general information on the complete MEDICON product range please refer to the Internet.

Una vista general de la gama completa de productos MEDICON puede encontrar en el Internet.

Pour une vue d'ensemble de la gamme complète des produits MEDICON nous vous prions de bien vouloir vous référer sur notre site Internet.

Una visione generale della completa gamma dei prodotti MEDICON la trovate nell' Internet.

www.medicon.de





02.20.61	11
02.21.61	11
02.22.61	13
02.23.61	13
02.40.60	14
02.40.61	15
02.40.62	14
02.41.60	14
02.41.61	15
02.41.62	14
03.02.64	24
03.03.64	24
03.04.64	25
03.05.64	25
03.06.64	26
03.07.64	26
03.31.70	27
03.50.64	32
03.50.67	32
03.50.73	32
03.51.64	32
03.51.67	32
03.51.73	32, 34
03.51.74	34
03.51.75	34
03.52.70	33
03.52.73	33
03.53.70	33
03.53.73	33
03.55.73	34
03.55.74	34
03.55.75	34
03.56.65	37
03.56.67	37
03.56.96	38
03.57.65	37
03.57.67	37
03.57.73	35
03.57.74	35
03.57.75	35
03.57.96	38
03.57.97	38
04.10.61	16
04.11.61	16
04.13.63	19
04.13.65	19
04.13.68	19
04.24.64	17
04.25.64	17
04.32.61	18
04.32.64	39
04.32.68	39
04.32.70	39
04.32.73	41
04.33.61	18

04.33.63	39
04.33.64	40
04.33.68	40
04.33.70	40
04.33.73	42
04.33.76	42
04.33.80	42
04.34.64	43
04.34.68	43
04.34.70	43
04.34.73	43
04.35.64	44
04.35.68	44
04.35.70	44
04.35.73	44
04.36.68	46
04.36.70	46
04.36.73	46
04.54.66	55
04.55.66	55
04.63.68	45
04.73.67	48
04.73.69	48
04.73.73	48
04.75.67	49
04.75.69	49
04.75.72	49
04.75.73	49
04.77.67	50
04.77.69	50
04.77.73	50
04.80.63	55
04.81.63	55
05.19.25	9
05.19.45	9
05.19.60	9
05.19.90	9
05.19.95	9
05.21.25	9
05.21.45	9
05.21.60	9
05.21.90	9
05.21.95	9
14.06.60	60
14.06.62	60
14.06.84	60
14.06.88	60
14.06.93	60
14.23.62	61
14.23.66	61
14.26.72	62
14.28.68	62
14.29.68	62
14.30.11	63
14.30.13	63

14.30.17	63
14.30.65	63
40.25.64	58
40.25.68	58
40.25.70	58
40.26.80	59
40.41.74	59
67.51.64	53
67.53.36	54
67.53.77	54
67.55.63	53
76.45.43	64
76.45.73	64
76.45.75	65
76.45.85	66
202.06.10	10
202.06.13	10
202.07.10	10
202.07.13	10
202.20.10	11
202.20.11	11
202.20.61	11
202.21.10	11
202.21.11	11
202.21.12	11
202.21.30	12
202.21.42	15
202.21.61	11
202.22.11	13
202.22.61	13
202.23.11	13
202.23.61	13
202.40.11	15
202.40.12	14
202.40.61	15
202.40.62	14
202.41.11	15
202.41.12	14
202.41.61	15
202.41.62	14
202.50.12	13
202.50.13	13
203.02.13	24
203.02.14	24
203.03.13	24
203.03.14	24
203.04.13	25
203.04.14	25
203.05.13	25
203.05.14	25
203.06.13	26
203.06.14	26
203.07.14	26
203.07.17	26
203.07.18	26



Nummerischer Index
Numerical Index
Indice numérico
Index numérique
Indice numérico

203.14.16	30
203.30.20	27
203.31.20	27
203.31.23	27
203.31.70	27
203.38.18	31
203.38.25	30
203.39.18	31
203.39.84	29
203.39.95	29
203.50.14	32
203.50.17	32
203.50.23	32
203.50.64	32
203.50.67	32
203.50.73	32
203.51.14	32
203.51.17	32
203.51.23	32
203.51.64	32
203.51.67	32
203.51.73	32
203.54.18	36
203.54.23	36
203.54.38	36
203.54.43	36
203.56.15	37
203.56.17	37
203.56.65	37
203.56.67	37
203.56.86	38
203.56.96	38
203.57.15	37
203.57.17	37
203.57.47	38
203.57.65	37
203.57.67	37
203.57.86	38
203.57.96	38
203.57.97	38
204.10.11	16
204.11.11	16
204.13.12	16
204.13.13	19
204.13.15	19
204.13.18	19
204.13.62	16
204.13.63	19
204.13.65	19
204.13.68	19
204.14.15	20
204.15.15	20
204.16.15	20
204.17.15	20
204.24.14	17

204.24.64	17
204.25.14	17
204.25.18	17
204.25.64	17
204.32.09	17
204.32.11	18
204.32.14	39
204.32.18	39
204.32.20	39
204.32.23	41
204.32.26	41
204.32.30	41
204.32.61	18
204.32.64	39
204.32.68	39
204.32.70	39
204.32.73	41
204.33.09	17
204.33.11	18
204.33.13	39
204.33.14	40
204.33.15	40
204.33.18	40
204.33.20	40
204.33.23	42
204.33.26	42
204.33.30	42
204.33.61	18
204.33.63	39
204.33.64	40
204.33.68	40
204.33.70	40
204.33.73	42
204.33.76	42
204.33.80	42
204.34.14	43
204.34.18	43
204.34.20	43
204.34.23	43
204.34.64	43
204.34.68	43
204.34.70	43
204.34.73	43
204.35.14	44
204.35.18	44
204.35.20	44
204.35.23	44
204.35.26	45
204.35.28	45
204.35.64	44
204.35.68	44
204.35.70	44
204.35.73	44
204.36.18	46
204.36.20	46

204.36.23	46
204.36.68	46
204.36.70	46
204.36.73	46
204.37.18	46
204.37.20	46
204.37.23	46
204.50.15	52
204.51.15	52
204.54.16	55
204.54.66	55
204.55.16	55
204.55.66	55
204.56.16	19
204.57.16	19
204.63.15	21
204.63.18	45
204.63.68	45
204.65.15	21
204.65.65	21
204.67.12	22
204.67.13	23
204.67.15	21
204.67.16	22
204.67.17	22
204.67.18	22
204.67.65	21
204.68.16	51
204.68.18	22
204.68.20	51
204.69.16	51
204.69.20	51
204.73.17	48
204.73.19	48
204.73.23	48
204.75.17	49
204.75.19	49
204.75.22	49
204.75.23	49
204.77.12	50
204.77.15	50
204.77.17	50
204.77.19	50
204.77.23	50
204.80.13	55
204.80.63	55
204.81.13	55
204.81.63	55
205.12.20	8
205.12.21	8
205.15.20	8
205.15.21	8
205.18.70	8
205.18.71	8
212.06.10	10



212.06.13	10
212.07.10	10
212.07.13	10
212.20.10	11
212.20.11	11
212.21.10	11
212.21.11	11
212.22.11	13
212.23.11	13
212.26.11	12
212.27.11	12
212.40.11	15
212.40.12	14
212.41.11	15
212.41.12	14
212.50.12	13
212.50.13	13
213.02.14	24
213.03.14	24
213.04.14	25
213.05.14	25
213.06.14	26
213.07.14	26
213.14.16	30
213.31.20	27
213.31.23	27
213.38.18	31
213.39.18	31
213.39.95	29
213.50.14	32
213.50.17	32
213.50.23	32
213.51.14	32
213.51.17	32
213.51.23	32
213.56.15	37
213.56.17	37
213.56.86	38
213.57.15	37
213.57.17	37
213.57.47	38
213.57.86	38
214.13.12	16
214.13.13	19
214.13.15	19
214.13.18	19
214.14.15	20
214.15.15	20
214.16.15	20
214.17.15	20
214.32.09	17
214.32.11	18
214.32.14	39
214.32.18	39
214.32.20	39

214.32.23	41
214.32.26	41
214.32.30	41
214.33.09	17
214.33.11	18
214.33.13	39
214.33.14	40
214.33.15	40
214.33.18	40
214.33.20	40
214.33.23	42
214.33.26	42
214.33.30	42
214.34.14	43
214.34.18	43
214.34.20	43
214.34.23	43
214.35.14	44
214.35.18	44
214.35.20	44
214.35.23	44
214.36.11	18
214.36.18	46
214.36.20	46
214.36.23	46
214.37.11	18
214.37.18	46
214.37.20	46
214.37.23	46
214.50.15	52
214.51.15	52
214.54.16	55
214.55.16	55
214.63.15	21
214.63.18	45
214.65.15	21
214.67.12	22
214.67.13	23
214.67.15	21
214.67.16	22
214.67.17	22
214.67.18	22
214.68.13	23
214.68.18	22
214.69.13	23
214.73.17	48
214.73.19	48
214.73.23	48
214.75.17	49
214.75.19	49
214.75.22	49
214.75.23	49
214.77.12	50
214.77.15	50
214.77.17	50

214.77.19	50
214.77.23	50
214.80.13	55
214.81.13	55
222.20.61	11
222.21.61	11
222.40.61	15
222.40.62	14
222.41.61	15
222.41.62	14
222.50.62	13
222.50.63	13
223.50.64	32
223.50.67	32
223.50.73	32
223.51.64	32
223.51.67	32
223.51.73	32
223.56.65	37
223.56.67	37
223.56.96	38
223.57.65	37
223.57.67	37
223.57.96	38
223.57.97	38
224.10.61	16
224.11.61	16
224.13.62	16
224.32.61	18
224.32.64	39
224.32.68	39
224.32.70	39
224.32.73	41
224.33.61	18
224.33.63	39
224.33.64	40
224.33.68	40
224.33.70	40
224.33.73	42
224.33.80	42
224.35.64	44
224.35.68	44
224.35.70	44
224.35.73	44
224.54.66	55
224.55.66	55
224.63.68	45
224.67.63	23
224.67.66	22
224.67.68	22
224.73.67	48
224.73.69	48
224.73.73	48
224.75.67	49
224.75.69	49



Nummerischer Index
Numerical Index
Indice numérico
Index numérique
Indice numérico

224.75.72	49
224.75.73	49
224.77.67	50
224.77.69	50
224.77.73	50
225.15.32	57
225.15.34	57
225.15.36	57
225.15.39	57
225.19.25	9
225.19.45	9
225.19.60	9
225.19.90	9
225.19.95	9
227.53.36	54
227.53.63	52
227.55.63	53
240.25.14	58
240.25.18	58
240.25.20	58
240.25.96	58
240.26.20	59
240.41.24	59
251.25.19	47
251.25.23	47
253.31.18	27
253.32.20	28
253.32.23	28
255.15.32	57
255.15.34	57
255.15.36	57
255.15.39	57
255.15.42	57
255.15.44	57
255.15.46	57
261.25.19	47
261.25.23	47
266.40.21	52
267.51.14	53
267.51.64	53
267.52.12	53
267.53.13	52
267.53.14	53
267.53.16	54
267.53.17	54
267.53.23	54
267.53.36	54
267.53.63	52
267.53.77	54
272.45.50	56
277.51.14	53
277.52.12	53
282.45.50	56



A		I		R	
ADSON TOENNIS Präparierscheren	45	IRIS MICRO Irisschere	12	RAGNELL (KILNER)	
Allgemeine Information	1-7	Irisscheren	11-13	Feine Präparierscheren	19
AUFRICHT Rhinoplastische Scheren	53			RESANO Chirurgische und gynäkologische Scheren	29
B		J		REYNOLDS (JAMESON)	
BABY LEXER Feine Präparierscheren	14	JABALEY Feine Scheren	10	Feine Präparierscheren	22
BABY-METZENBAUM		JAMESON Feine Präparierscheren	22	Rhinoplastische Scheren	52-54
Feine Präparierscheren	18	JAMESON REYNOLDS			
BABY-METZENBAUM BIG RING		Feine Präparierscheren	22		
Feine Präparierscheren	18	JOSEPH Rhinoplastische Scheren	52		
BIG RING Feine Scheren	12, 18, 23	JOSEPH PECK			
BIG RING BABY-METZENBAUM		Feine Präparierscheren	20		
Feine Präparierscheren	18				
BIG RING STEVENS Feine Präparierscheren	23	K		S	
Blepharoplastischen	50	KAYE Präparierscheren	50	Scheren für Titan Mesh Platten	62
BRÜSER-KELLY Feine Präparierscheren	19	KELLY Zahnfleischscheren	55	SIEBOLD Chirurgische und gynäkologische Scheren	29
BRUNS Verband- und Gipsscheren	59	KELLY BRÜSER Feine Präparierscheren	19	SIEBOLD SIMS Operations- und Präparierscheren	30
C		KILNER RAGNELL		SIEGERT Feine Präparierscheren	16
Chirurgische Scheren	24-29	Feine Präparierscheren	19	SIMS Chirurgische und gynäkologische Scheren	27
Chirurgische und gynäkologische Scheren	27-29	KNAPP Feine Präparierscheren	15	SIMS-SIEBOLD Operations- und Präparierscheren	30
COTTLE Rhinoplastische Scheren	54	Kopfschneider	64	SLIM Feine Präparierscheren	17
COTTLE WALTER Rhinoplastische Scheren	54			SLIM METZENBAUM	
D		L		Präparierscheren	43-45
DEAN Zahnfleischscheren	56	LEXER Präparierscheren	38	SMITH POTTS Gefäßscheren	57
DIETHRICH HEGEMANN Gefäßscheren	57	LEXER-BABY Feine Präparierscheren	14	SPENCER Ligaturscheren	60
DOYEN Präparierscheren	31	LEXER MAYO Präparierscheren	38	STEVENS Feine Scheren	13
Drahtkneifzangen	63-66	Ligaturscheren	60	STEVENS	
Drahtscheren	61	LISTER Verbandscheren	58-59	Feine Präparierscheren	23
E		LISTER-EXCENTRIC Verbandschere	58	STEVENS BIG RING	
EASY CUT HM Drahtkneifzange	66			Feine Präparierscheren	23
EXCENTRIC LISTER Verbandschere	58	M		STILLE MAYO Operations- und Präparierscheren	37
F		MAYO Präparierscheren	32, 34-36		
Facelift Scheren	48-50	MAYO-HARRINGTON			
FANOUS Präparierscheren	51	Präparierscheren	33		
FANOUS Rhinoplastische Schere	54	MAYO-LEXER Präparierscheren	38		
Feine Präparierscheren	14-23	MAYO-STILLE Präparierscheren	37		
Feine Scheren	10-13	METZENBAUM Präparierscheren	39-40, 46		
FERGUSON Präparierscheren	30	METZENBAUM BABY			
FOMON Rhinoplastische Scheren	52-53	Feine Präparierscheren	18		
FOX Zahnfleischscheren	55	METZENBAUM-FREEMAN			
FREEMAN GORNEY Präparierscheren	49	Präparierscheren	46		
FREEMAN METZENBAUM		METZENBAUM MINI			
Präparierscheren	46	Feine Präparierscheren	17		
G		METZENBAUM NELSON			
Gefäßscheren	57	Präparierscheren	41-42		
Gipsscheren	59	METZENBAUM-SLIM			
GIUNTA Rhinoplastische Scheren	53	Präparierscheren	43-45		
GOLIATH Drahtkneifzange	65	Micro 2000	8		
GORNEY Präparierscheren	48	MICRO-IRIS Feine Schere	12		
GORNEY-FREEMAN Präparierscheren	49	Mikro Scheren	8-9		
GREENBERG PAR Feine Präparierscheren	16	MINI-METZENBAUM			
Gynäkologische Scheren	27-29	Feine Präparierscheren	17		
H		N			
HARRINGTON MAYO		NELSON-METZENBAUM			
Präparierscheren	33	Präparierscheren	41-42		
HEGEMANN-DIETHRICH Gefäßscheren	57	Nervpräparierscheren	21		
HEYMANN Rhinoplastische Schere	52				
P		T			
		Parametriumscheren	34-35		
		PECK-JOSEPH			
		Feine Präparierscheren	20		
		POTTS-SMITH Gefäßscheren	57		
		Präparierscheren	14-23, 30-51		
		U			
		Universal Drahtscheren	61		
		Untermierscheren	51		
		V			
		Verbandscheren	58-59		
		W			
		WALDMANN Chirurgische und gynäkologische Scheren	27		
		WALTER Rhinoplastische Schere	53		
		WALTER-COTTLE			
		Rhinoplastische Scheren	54		
		Z			
		Zahnfleischscheren	55-56		



Alphabetical Index

A		HEGEMANN-DIETRICH		O	
ADSON TOENNIS Dissecting scissors	45	Vascular scissors	57	Operating and gynecological scissors	27-29
AUFRICHT Rhinoplasty scissors	53	HEYMANN Rhinoplasty scissors	52	Operating scissors	24-29
B		I		P	
BABY LEXER Delicate dissecting scissors	14	IRIS MICRO Iris scissors	12	Parametrium scissors	34-35
BABY-METZENBAUM		Iris scissors	11-13	PECK-JOSEPH	
Delicate dissecting scissors	18	J		Delicate dissecting scissors	20
BABY-METZENBAUM BIG RING		JABALEY Delicate scissors	10	Plaster shears	59
Delicate dissecting scissors	18	JAMESON Delicate dissecting scissors	22	POTTS-SMITH Vascular scissors	57
Bandage scissors	58-59	JAMESON REYNOLDS		R	
BIG RING Delicate scissors	12, 18, 23	Delicate dissecting scissors	22	RAGNELL (KILNER)	
BIG RING BABY-METZENBAUM		JOSEPH Rhinoplasty scissors	52	Delicate dissecting scissors	19
Delicate dissecting scissors	18	JOSEPH PECK		RESANO Operating and	
BIG RING STEVENS		Delicate dissecting scissors	20	gynecological scissors	29
Delicate dissecting scissors	23	K		REYNOLDS (JAMESON)	
Blepharoplasty scissors	50	KAYE Dissecting scissors	50	Delicate dissecting scissors	22
BRÜSER-KELLY		KELLY Gum scissors	55	Rhinoplasty scissors	52-54
Delicate dissecting scissors	19	KELLY BRÜSER		S	
BRUNS Bandage and plaster shears	59	Delicate dissecting scissors	19	Scissors for titanium Mesh plates	62
C		KILNER RAGNELL		SIEBOLD Operating and	
COTTLE Rhinoplasty scissors	54	Delicate dissecting scissors	19	gynecological scissors	29
COTTLE WALTER Rhinoplasty scissors	54	KNAPP Delicate dissecting scissors	15	SIEBOLD SIMS Dissecting scissors	30
D		L		SIEGERT Delicate dissecting scissors	16
DEAN Gum scissors	56	LEXER Dissecting scissors	38	SIMS Operating	
Delicate dissecting scissors	14-23	LEXER-BABY		and gynecological scissors	27
Delicate scissors	10-13	Delicate dissecting scissors	14	SIMS-SIEBOLD Dissecting scissors	30
DIETRICH HEGEMANN		LEXER MAYO Dissecting scissors	38	SLIM Delicate dissecting scissors	17
Vascular scissors	57	Ligature scissors	60	SLIM METZENBAUM	
Dissecting scissors	14-23, 30-51	LISTER Bandage scissors	58-59	Dissecting scissors	43-45
DOYEN Dissecting scissors	31	LISTER-EXCENTRIC		SMITH POTTS Vascular scissors	57
E		Bandage scissors	58	SPENCER Ligature scissors	60
EASY CUT HM Wire cutting pliers	66	M		STEVENS Delicate dissecting scissors	23
EXCENTRIC LISTER Bandage scissors	58	MAYO Dissecting scissors	32, 34-36	STEVENS Delicate scissors	13
F		MAYO-HARRINGTON		STEVENS BIG RING	
Facelift scissors	48-50	Dissecting scissors	33	Delicate dissecting scissors	23
FANOUS Dissecting scissors	51	MAYO-LEXER Dissecting scissors	38	STILLE MAYO Dissecting scissors	37
FANOUS Rhinoplasty scissors	54	MAYO-STILLE Dissecting scissors	37	T	
FERGUSON Dissecting scissors	30	METZENBAUM		THOREK Dissecting scissors	47
FOMON Rhinoplasty scissors	52-53	Dissecting scissors	39-40, 46	TOENNIS-ADSON	
FOX Gum scissors	55	METZENBAUM BABY		Dissecting scissors	45
FREEMAN GORNEY		Delicate dissecting scissors	18	U	
Dissecting scissors	49	METZENBAUM-FREEMAN		Undermining scissors	51
FREEMAN METZENBAUM		Dissecting scissors	46	UNIVERSAL Wire cutting scissors	61
Dissecting scissors	46	METZENBAUM MINI		V	
G		Delicate dissecting scissors	17	Vascular scissors	57
General information	1-7	METZENBAUM NELSON		W	
GIUNTA Rhinoplasty scissors	53	Dissecting scissors	41-42	WALDMANN Operating and	
GOLIATH Wire cutting pliers	65	METZENBAUM-SLIM		gynecological scissors	27
GORNEY Dissecting scissors	48	Dissecting scissors	43-45	WALTER Rhinoplasty scissors	53
GORNEY-FREEMAN		Micro 2000	8	WALTER-COTTLE	
Dissecting scissors	49	MICRO-IRIS Delicate scissors	12	Rhinoplasty scissors	54
GREENBERG PAR		Micro scissors	8-9	Wire cutter, front action	64
Delicate dissecting scissors	16	MINI-METZENBAUM		Wire cutting pliers	63-66
Gum scissors	55-56	Delicate dissecting scissors	17	Wire cutting scissors	61
Gynecological scissors	27-29	N			
H		NELSON-METZENBAUM			
HARRINGTON MAYO Dissecting scissors	33	Dissecting scissors	41-42		
		Nerve dissecting scissors	21		



medicon
Instrumente
the art of surgery



A		G		METZENBAUM-SLIM	
ADSON TOENNIS Ciseaux à dissection	45	GIUNTA Ciseaux pour rhinoplastie	53	Ciseaux à dissection	43-45
AUFRICHT Ciseaux pour rhinoplastie	53	GOLIATH Pince coupe-fil	65	Micro 2000	8
B		GORNEY Ciseaux à dissection	48	MICRO-IRIS Ciseaux délicats	12
BABY LEXER Ciseaux délicats à dissection	14	GORNEY-FREEMAN		MINI-METZENBAUM	
BABY-METZENBAUM		Ciseaux à dissection	49	Ciseaux délicats à dissection	17
Ciseaux délicats à dissection	18	GREENBERG PAR		N	
BABY-METZENBAUM BIG RING		Ciseaux délicats à dissection	16	NELSON-METZENBAUM	
Ciseaux délicats à dissection	18	H		Ciseaux à dissection	41-42
BIG RING Ciseaux délicats	12, 18, 23	HARRINGTON MAYO		P	
BIG RING BABY-METZENBAUM		Ciseaux à dissection	33	PECK-JOSEPH	
Ciseaux délicats à dissection	18	HEGEMANN-DIETHRICH		Ciseaux délicats à dissection	20
BIG RING STEVENS		Ciseaux vasculaires	57	Pince coupe-fil frontal	64
Ciseaux délicats à dissection	23	HEYMANN Ciseaux pour rhinoplastie	52	Pinces coupe-fil	63-66
BRÜSER-KELLY		I		POTTS-SMITH Ciseaux vasculaires	57
Ciseaux délicats à dissection	19	Information générale	1-7	R	
BRUNS Ciseaux à pansements et		IRIS MICRO Ciseaux à iridektomie	12	RAGNELL (KILNER)	
cisailles à plâtre	59	J		Ciseaux délicats à dissection	19
C		JABALEY Ciseaux délicats	10	RESANO Ciseaux à chirurgie	
Cisailles à plâtre	59	JAMESON		et à gynécologie	29
Ciseaux à chirurgie et gynécologie	27-29	Ciseaux délicats à dissection	22	REYNOLDS (JAMESON)	
Ciseaux à dissection	14-23, 30-51	JAMESON REYNOLDS		Ciseaux délicats à dissection	22
Ciseaux à dissection pour nerfs	21	Ciseaux délicats à dissection	22	S	
Ciseaux à gencives	55-56	JOSEPH Ciseaux pour rhinoplastie	52	SIEBOLD Ciseaux à chirurgie	
Ciseaux à gynécologie	27-29	JOSEPH PECK		et à gynécologie	29
Ciseaux à iridektomie	11-13	Ciseaux délicats à dissection	20	SIEBOLD SIMS Ciseaux à dissection	30
Ciseaux à ligatures	60	K		SIEGERT Ciseaux délicats à dissection	16
Ciseaux à pansements	58-59	KAYE Ciseaux à dissection	50	SIMS Ciseaux à chirurgie et gynécologie	27
Ciseaux à tunnellisation	51	KELLY Ciseaux à gencives	55	SIMS-SIEBOLD Ciseaux à dissection	30
Ciseaux chirurgicaux	24-29	KELLY BRÜSER		SLIM Ciseaux délicats à dissection	17
Ciseaux coupe-fil	61	Ciseaux délicats à dissection	19	SLIM METZENBAUM	
Ciseaux délicats	10-13	KILNER RAGNELL		Ciseaux à dissection	43-45
Ciseaux délicats à dissection	14-23	Ciseaux délicats à dissection	19	SMITH POTTS Ciseaux vasculaires	57
Ciseaux micro	8-9	KNAPP Ciseaux délicats à dissection	15	SPENCER Ciseaux à ligatures	60
Ciseaux pour blépharoplastie	50	L		STEVENS Ciseaux délicats	13
Ciseaux pour facelift	48-50	LEXER Ciseaux dissection	38	STEVENS	
Ciseaux pour paramétrium	34-35	LEXER-BABY		Ciseaux délicats à dissection	23
Ciseaux pour plaques Mesh en titane	62	Ciseaux délicats à dissection	14	STEVENS BIG RING	
Ciseaux pour rhinoplastie	52-54	LEXER MAYO Ciseaux à dissection	38	Ciseaux délicats à dissection	23
Ciseaux vasculaires	57	LISTER Ciseaux à pansements	58-59	STILLE MAYO Ciseaux à dissection	37
COTTLE Ciseaux pour rhinoplastie	54	LISTER-EXCENTRIC		T	
COTTLE WALTER Ciseaux pour rhinoplastie	54	Ciseaux à pansements	58	THOREK Ciseaux à dissection	47
D		M		TOENNIS-ADSON Ciseaux à dissection	45
DEAN Ciseaux à gencives	56	MAYO Ciseaux à dissection	32, 34-36	U	
DIETHRICH HEGEMANN		MAYO-HARRINGTON		UNIVERSAL Ciseaux coupe-fil	61
Ciseaux vasculaires	57	Ciseaux à dissection	33	W	
DOYEN Ciseaux à dissection	31	MAYO-LEXER Ciseaux à dissection	38	WALDMANN Ciseaux à chirurgie	
E		MAYO-STILLE Ciseaux à dissection	37	et à gynécologie	27
EASY CUT HM Pince coupe-fil	66	METZENBAUM		WALTER Ciseaux pour rhinoplastie	53
EXCENTRIC LISTER Ciseaux à pansements	58	Ciseaux à dissection	39-40, 46	WALTER-COTTLE	
F		METZENBAUM BABY		Ciseaux pour rhinoplastie	54
FANOUS Ciseaux à dissection	51	Ciseaux délicats à dissection	18	TOENNIS-ADSON Ciseaux à dissection	
FANOUS Ciseaux pour rhinoplastie	54	METZENBAUM-FREEMAN		U	
FERGUSON Ciseaux à dissection	30	Ciseaux à dissection	46	UNIVERSAL Ciseaux coupe-fil	61
FOMON Ciseaux pour rhinoplastie	52-53	METZENBAUM MINI		W	
FOX Ciseaux à gencives	55	Ciseaux délicats à dissection	17	WALDMANN Ciseaux à chirurgie	
FREEMAN GORNEY Ciseaux à dissection	49	METZENBAUM NELSON		et à gynécologie	27
FREEMAN METZENBAUM		Ciseaux à dissection	41-42	WALTER Ciseaux pour rhinoplastie	53
Ciseaux à dissection	46			WALTER-COTTLE	




A		G		METZENBAUM-SLIM	
ADSON TOENNIS Forbici per dissezione	45	GIUNTA Forbici per rinoplastica	53	Forbici per dissezione	43-45
AUFRIEHT Forbici per rinoplastica	53	GOLIATH Tenaglia tagliafilii	65	Micro 2000	8
B		GORNEY Forbici per dissezione	48	MICRO-IRIS Forbice delicate	12
BABY LEXER		GORNEY-FREEMAN		MINI-METZENBAUM	
Forbici delicate per dissezione	14	Forbici per dissezione	49	Forbici delicate per dissezione	17
BABY-METZENBAUM		GREENBERG PAR		N	
Forbici delicate per dissezione	18	Forbici delicate per dissezione	16	NELSON-METZENBAUM	
BABY-METZENBAUM BIG RING		H		Forbici per dissezione	41-42
Forbici delicate per dissezione	18	HARRINGTON MAYO		P	
BIG RING Forbici delicate	12, 18, 23	Forbici per dissezione	33	PECK-JOSEPH	
BIG RING BABY-METZENBAUM		HEGEMANN-DIETRICH		Forbici delicate per dissezione	20
Forbici delicate per dissezione	18	Forbici vascolari	57	POTTS-SMITH Forbici vascolari	57
BIG RING STEVENS		HEYMANN Forbice per rinoplastica	52	R	
Forbici delicate per dissezione	23	I		RAGNELL (KILNER)	
BRÜSER-KELLY		Informazione generale	1-7	Forbici delicate per dissezione	19
Forbici delicate per dissezione	19	IRIS MICRO Forbici per iridectomia	12	RESANO Forbici per chirurgia	
BRUNS Forbici per bendaggi e		J		e ginecologia	29
cesoie per bendaggi gessati	59	JABALEY Forbici delicate	10	REYNOLDS (JAMESON)	
C		JAMESON Forbici delicate per dissezione	22	Forbici delicate per dissezione	22
Cesoie per bendaggi gessati	59	JAMESON REYNOLDS		S	
COTTLE Forbici per rinoplastica	54	Forbici delicate per dissezione	22	SIEBOLD Forbici per chirurgia	
COTTLE WALTER Forbici per rinoplastica	54	JOSEPH Forbici per rinoplastica	52	e ginecologia	29
D		JOSEPH PECK		SIEBOLD SIMS Forbici per dissezione	30
DEAN Forbici per gengiva	56	Forbici delicate per dissezione	20	SIEGERT	
DIETRICH HEGEMANN Forbici vascolari	57	K		Forbici delicate per dissezione	16
DOYEN Forbici per dissezione	31	KAYE Forbici per dissezione	50	SIMS Forbici per chirurgia	
E		KELLY Forbici per gengiva	55	e ginecologia	27
EASY CUT HM Tenaglia tagliafilii	66	KELLY BRÜSER		SIMS-SIEBOLD Forbici per dissezione	30
EXCENTRIC LISTER Forbice per bendaggi	58	Forbici delicate per dissezione	19	SLIM Forbici delicate per dissezione	17
F		KILNER RAGNELL		SLIM METZENBAUM	
FANOUS Forbice per rinoplastica	54	Forbici delicate per dissezione	19	Forbici per dissezione	43-45
FANOUS Forbici per dissezione	51	KNAPP Forbici delicate per dissezione	15	SMITH POTTS Forbici vascolari	57
FERGUSON Forbici per dissezione	30	L		SPENCER Forbici per legature	60
FOMON Forbici per rinoplastica	52-53	LEXER Forbici per dissezione	38	STEVENS Forbici delicate	13
Forbici chirurgiche	24-29	LEXER-BABY		STEVENS	
Forbici delicate	10-13	Forbici delicate per dissezione	14	Forbici delicate per dissezione	23
Forbici delicate per dissezione	14-23	LEXER MAYO		STEVENS BIG RING	
Forbici micro	8-9	Forbici per dissezione	38	Forbici delicate per dissezione	23
Forbici per bendaggi	58-59	LISTER Forbice per bendaggi	58-59	STILLE MAYO Forbici per dissezione	37
Forbici per blefaroplastica	50	LISTER-EXCENTRIC		T	
Forbici per chirurgia e ginecologia	27-29	Forbice per bendaggi	58	Tenaglia tagliafilii frontale	64
Forbici per dissezione	14-23, 30-51	M		Tenaglie tagliafilii	63-66
Forbici per dissezione dei nervi	21	MAYO Forbici per dissezione	32, 34-36	THOREK Forbici per dissezione	47
Forbici per facelift	48-50	MAYO-HARRINGTON		TOENNIS-ADSON	
Forbici per fili d'acciaio	61	Forbici per dissezione	33	Forbici per dissezione	45
Forbici per gengiva	55-56	MAYO-LEXER Forbici per dissezione	38	U	
Forbici per ginecologia	27-29	MAYO-STILLE Forbici per dissezione	37	UNIVERSAL Forbici per fili d'acciaio	61
Forbici per iridectomia	11-13	METZENBAUM		W	
Forbici per legature	60	Forbici per dissezione	39-40, 46	WALDMANN Forbici per chirurgia	
Forbici per parametrio	34	METZENBAUM BABY		e ginecologia	27
Forbici per placche Mesh in titanio	62	Forbici delicate per dissezione	18	WALTER Forbice per rinoplastica	53
Forbici per rinoplastica	52-54	METZENBAUM-FREEMAN		WALTER-COTTLE	
Forbici per tunnelizzare	51	Forbici per dissezione	46	Forbici per rinoplastica	54
Forbici vascolari	57	METZENBAUM MINI		U	
FOX Forbici per gengiva	55	Forbici delicate per dissezione	17		
FREEMAN GORNEY		METZENBAUM NELSON		W	
Forbici per dissezione	49	Forbici per dissezione	41-42	WALDMANN Forbici per chirurgia	
FREEMAN METZENBAUM				e ginecologia	27
Forbici per dissezione	46			WALTER Forbice per rinoplastica	53
				WALTER-COTTLE	
				Forbici per rinoplastica	54



Reparatur-Service
Repair Service
Servicio de reparación
Service de réparation
Servizio riparazioni



Medicon
Reparatur
Service





Spezialisten des MRS (Medicon-Reparatur-Service) prüfen Ihr Instrumentarium und beurteilen die Wirtschaftlichkeit anstehender Reparaturen. In unseren Qualitätswerkstätten reparieren erfahrene Chirurgiemechaniker Instrumente aus eigener Fertigung sowie auch Fremdfabrikate. Nach einer gründlichen Schlusskontrolle wird jede Reparatur mit einer Codierung markiert. Unsere Reparaturbox mit Begleitschein erleichtert Ihnen das „handling“. Detaillierte Leistungen und Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Reparatur-Preisliste.

Experts of the MRS (Medicon Repair Service) check the instrument sets and evaluate possible repairs regarding cost effectiveness. In our workshops experienced instrument specialists repair Medicon instruments as well as all other brands. After a thorough final inspection every repaired instrument is marked with a special code. Our repair box and advice note facilitates the handling. For detailed information on service and prices please consult our current repair price list.

Especialistas del servicio MRS (Medicon Repair Service) examinan sus instrumentos y valoran eventuales reparaciones relativo a aspectos económicos. En nuestros talleres de calidad mecánicos quirúrgicos entendidos reparan productos de nuestra fabricación como también de fabricación ajena. Después de una cuidadosa inspección final se marca cada instrumento reparado con un código especial. Nuestra caja de reparación va acompañada con una documentación para facilitar el manejo. Para informaciones detalladas y tarifas por favor vea nuestra lista actual de precios de reparación.

Les spécialistes du MRS (Medicon Repair Service) examinent votre instrumentation et jugent les réparations éventuelles selon des aspects économiques. Dans nos ateliers qualifiés, des experts qualifiés et compétents réparent les instruments soit de propre fabrication, soit de fabrication concurrente. Suite à un contrôle final profond chaque réparation reçoit un marquage par code. Notre boîte de réparation avec bordereau d'accompagnement vous facilite le maniement. Pour les services détaillés ainsi que les tarifs, veuillez vous référer sur notre liste actuelle de prix de réparation.

Gli specialisti del Servizio Riparazioni della MRS (Medicon Repair Service) controllano lo strumentario e valutano l'entità delle riparazioni da affrontare. Nelle nostre officine di qualità, meccanici chirurgici esperti riparano non solo strumenti di produzione propria ma anche strumenti di produzione esterna. Dopo un accurato controllo finale, la riparazione viene segnalata con una marchiatura. La nostra "box" di riparazione con la bolla d'accompagnamento Vi facilita l'handling. Informazioni dettagliate sui prezzi e sui servizi offerti si trovano nel nostro attuale listino prezzi delle riparazioni.



e-mail: sales@medicon.de

homepage: www.medicon.de



Medicon eG

Gänsäcker 15
D-78532 Tuttlingen

P. O. Box 44 55
D-78509 Tuttlingen

Tel.: +49 (0) 74 62 / 20 09-0
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 09-50

e-mail: sales@medicon.de
www.medicon.de

Germany

made in Germany