

medicon[®]

That's unique!

||| SURGICAL

www.medicon.de

Einen Überblick über das MEDICON-Gesamtprogramm finden Sie im Internet.

SURGICAL

Die Produktlinie SURGICAL umfasst die Bereiche:


- Allgemeinchirurgie
- Hals-Nasen-Ohren Chirurgie (HNO)
- Plastische Chirurgie
- Service
- Über uns

ALLGEMEINCHIRURGIE

- » MediCut - Scheren
- » MediCut Premium - Scheren
- » MediconTainer
- » Micro 2000 Instrumente
- » PROPYLUX Handinstrumente
- » FlexiTrac
- » P·E·N
- » Magic Non-Stick Pinzetten
- » Laryngoscopes
- » Mikrochirurgisches Programm
- » Maggy Matte



MediCut - Scheren



Fachkundige Fertigung durch Chirurgiemechaniker mit erstklassiger Ausbildung und sorgfältig abgestimmte Produktionsprozesse sorgen für dauerhafte Leistung unserer Scheren.

	Messerschliff und Mikroverzahnung "supercut"	Anschliff einer Blattrückseite	eingeschweißte Hartmetallschneiden	Keramikbeschichtung
supercut	✗			
black line	✗	✗		
"HM"			✗	
supercut plus	✗	✗	✗	
magic cut	✗	✗	✗	✗



MediCut Premium

PremiumCut — einen Schnitt voraus

Medicon PremiumCut steht für chirurgische Scheren, die durch außergewöhnliche Schneidhaltigkeit, Stabilität und Balance überzeugen. Geeignet für den täglichen Einsatz im OP, wo Verlässlichkeit und Langlebigkeit erwartet wird.

- Bis zu dreifach längere Schneidhaltigkeit gegenüber Standardscheren aus chirurgischem Stahl ohne Hartmetalleinlage
- Das speziell veredelte Material verringert die Bruchgefahr – selbst bei feinen Spitzen oder häufigen Einsatz – kein Risiko aufgrund von Schweißnaht- oder Einlagenbrüchen
- Gleichbleibende Schnittqualität, auch nach häufigem Einsatz unverändert präzise
- Und wenn es dann doch sein muss, ist die Schere problemlos mehrfach instandsetzbar ohne Performanceverlust





MediconTainer

Sterilisationscontainer-System

ONE**FLEX****ULTRA**

Die Medicontainer-Serie bietet je nach Modell unterschiedliche Filtersysteme, die für verschiedenste Anwendungsanforderungen entwickelt wurden:

- **Medicontainer ONE** verfügt über integrierte Filterhalter im Deckel und teilweise auch im Boden. Diese sind mit Papier-, PTFE- oder Textilfiltern.
- **Medicontainer FLEX** basiert auf einem modularen Filterkonzept: Der Deckel unterstützt Barriere-, Ventil- und PTFE-Filter, die in werkzeuglosen Schnellwechsel-Kassetten integriert sind.
- **Medicontainer ULTRA** verfügt über ein dauerhaft integriertes Barriere-System. Der Barrierefiter ist direkt in den Deckel eingebaut, der aus einem massiven Aluminiumblock gefräst wird.



Deckelfarben

	silber		blau
	gold		grün
	rot		schwarz



Die abgebildeten Textilfilter sind nicht in der EU erhältlich.



Micro 2000 Instrumente



- Blau eloxierte Leichtmetallgriffe für höchste Präzision und Arbeitskomfort
- Nadelhalter
- Nahtpinzetten
- Pinzetten und Scheren



PROPYLUX®

HANDINSTRUMENTE

PROPYLUX® ist ein spezieller Polypropylen Werkstoff, der zu einer neuen Generation von Thermoplasten gehört. Aufgrund seiner Materialeigenschaften ist es besonders für orthopädische Instrumente geeignet. PROPYLUX® ist röntgendurchlässig.



- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Biokompatibilität
- Chemische Beständigkeit gegen saure und alkalische Lösungen
- Temperaturbeständigkeit
- Kompatibilität mit den Anforderungen des Sterilisationsprozess
- Leichtes Material
- Folgende Instrumententypen mit PROPYLUX® Griff gehören zur Produktpalette:
 - Raspeln und Meißel
 - Hohlmeißel und Küretten
 - Osteotome



FlexiTrac


Bauchdeckenhalter-System

- 3 verschiedene Kombinationen möglich
- Indikationen:
 - Bauchchirurgie
 - Urologie
 - Gynäkologie
 - Neurochirurgie




PEN

LEISTUNGSREGULIERT
ERGONOMISCH
VERSTOPFUNGSFREI



Konisches Saugrohr




Standard Saugrohr

- Präzise Handhabung von empfindlichem Gewebe durch stufenlose und ergonomische Einstellung der Saugleistung durch den Chirurgen; Assistent nicht zwingend notwendig
- Konisches Saugrohr verhindert ein Verstopfen der Kanüle und ermöglicht so eine kontinuierliche Operation ohne zeitaufwändigen Kanülenwechsel
- Ermüdungsfreies Arbeiten bei langandauernden Operationen durch unterschiedliche Halte- und Fingerpositionen
- Drehbarer Schlauchansatz für verwindungsfreies Arbeiten
- Differierende Größen und Durchmesser der biegsamen Kanülen garantieren eine optimale Anpassung der Kanülen an die Zugänglichkeit des OP-Feldes
- Schneller Kanülenwechsel durch Bajonettverschluss
- Einfache Zerlegbarkeit für optimale Reinigung



MAGIC NON||STICK

Bipolare Antihaft-Pinzetten



- Antihaftbeschichtung sorgt für eine effektive Koagulation
- Kein Anhaften von Biogewebe
- Schnelle Wärme- und Stromableitung
- Einfache Reinigung



Laryngoskope



Laryngoskope mit Fieberglaslichtleiter werden in Fällen von herausfordernder Intubation aufgrund eingeschränkter Sicht auf die Stimmbänder oder zur präzisen Kontrolle der Position von Endotrachealtuben und Doppellumentuben eingesetzt.


- Mattpolierter Edelstahl - verhindert Lichtreflexionen
- Starke, helle Xenon-Lampen & LEDs in den Griffen
- Kann entsprechend der Gebrauchsanweisung sterilisiert werden
- Kompatibel nach DIN EN ISO 7376 : 2020



Mikrochirurgisches Programm

Präzision in Perfektion – mikrochirurgische Instrumente für höchste Ansprüche

Mikrochirurgische Eingriffe erfordern höchste Präzision und Instrumentenqualität. Unsere Instrumente vereinen modernste Fertigungstechnologie mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung feinsten chirurgischer Instrumente. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, gewährleisten sie maximale Funktionalität, Ergonomie und Langlebigkeit – für optimale Ergebnisse bei jedem Schritt des Eingriffs.



Maggy Matte

Instrumentenablage, magnetisch

- Sichert Instrumente auf der Patientenbrust und dem Gerätewagen
- Patentierte Magnettechnologie, ohne Magnetisierung der Instrumente
- Patientenangepasste Formgebung für optimale Platznutzung
- Mindestens 100 Sterilisationszyklen bei 134 °C garantiert



HNO CHIRURGIE

- » GUBISCH - Moderne Rhinoplastik
- » daniel - Fortgeschrittene Rhinoplastik Instrumenten-Set
- » Haack - Spezielle Instrumente für die Rhinoplastik
- » Rib Harvest Set
- » X-Change - Nasenraspeln
- » NAGATA - Ohrmuschel Ohr Rekonstruktion
- » MAGRITZ - Trainingsmodell
- » Mikrosägen
- » Tastan-Cakir Sägen
- » Cakir 90 Raspatorium


GUBiSCH.

Moderne Rhinoplastik





Instrumenten-Set für die Rhinoplastik – Prof. Dr. med. Dr. h.c. Wolfgang Gubisch hat seine langjährige Erfahrung genutzt, um ein spezielles chirurgisches Operationssieb für die Rhinoplastik entwickelt. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass die Instrumente den höchsten Ansprüchen genügen und möglichst wenig Trauma verursachen.

- Für offene und geschlossene Zugänge
- Korrektur der Nasenspitze, Nasenscheidewand, Nasenrücken und knöcherne Nasenpyramide



daniel

Fortgeschrittene
Rhinoplastik
Instrumenten Set




Setzusammenstellung für die fortgeschrittene Rhinoplastik aufgrund verfeinerter Operationstechniken:

- Mit schärferen, spitzeren Scheren und verjüngten Elevatorien wird die Arbeit in tiefergelegenen Schichten (Sub-SMAS-Schicht) vereinfacht, wodurch gleichzeitig Schwellungen und Taubheitsgefühle verringert werden
- Zierliche Raspeln unterstützen die kontrollierte Entfernung der knöchernen Nasenrückens und schonen dadurch die darunter liegende Knorpelstruktur.
- Sehr feine V-förmige Osteotomie unterstützen die doppelte laterale (intermediäre) Osteotomie



Haack | Adapter LUER-LOCK



- Für die neu entwickelte Nahttechnik "TCC-Naht"
- Dient der knöchernen Refixierung des Septums in der Rhinoplastik
- Zur Aufnahme einer Injektionskanüle mit Luer-Lock Anschluss



FDC-Trokar

Zur Feinmodellierung und diskreten Augmentation des Nasenrückens mittels FREE DICED CARTILAGE (FDC)

- Applikationslänge (ca. 60 mm)
- Sehr präzise Applikation an der zu modellierenden Stelle
- Wiederverwendbar und dadurch kosteneffektiv
- Verwendung mit autogenem Filler



RibHarvest|Set




- Speziell für die Plastische Chirurgie für die Gewinnung von Knorpelmaterial (u.a. für Rhinoplastikeingriffe) entwickelt
- Entnahme der Rippenknorpel durch kleine Inzision mit Hilfe von kleineren, feineren und teilweise gebogenen Instrumenten



X-CHANGE - Nasenraspeln




- 10 verschiedene Raspelblätter
- Einzeln austauschbare Raspelklingen
- Auf effiziente Weise ist immer ein scharfes Instrument gewährleistet



NAGATA

Ohrmuschel
Ohr
Rekonstruktion



- Das Instrumenten-Set zur Rekonstruktion der Ohrmuschelstruktur mit Rippenknorpel und Eigengewebe bietet folgende Vorteile:
 - individuelle Rekonstruktion der Knorpelstruktur nach den Bedürfnissen des Patienten
- Einfache OP-Technik in 2-3 Schritten nach Nagata




MAGRITZ - Trainingsmodell



Mit unserem Trainingsmodell ist es möglich, die Ohrmuschelgerüstgestaltung insgesamt und damit das Anfertigen und Zusammensetzen aus den Einzelteilen (Basisplatte, Helix, Anthelix und Tragus bzw. Tragus-Antitragus-Komplex) gezielt und realitätsnah zu trainieren.


Set inklusive Trainingsmodell, Training Guide, Modelliermesser, Einmal-skalpelle und Ohrschablone.



Mikrosägen



- Feines und kompaktes Design
- Hohe Laufruhe, hohe Schnittpräzision und Autoklavierbarkeit
- Verschiedene Sägeblätter in unterschiedlichen Formen und Größen sind für jede Säge verfügbar
- Der Silikongriff gewährleistet einen guten Halt und damit Präzision und Arbeitskomfort
- Die Intrakupplung der Sägen nach DIN 13940 / ISO-DIS 3964 ist kompatibel mit vielen anderen Antriebssystemen
- Besonderer Vorteil des Osseo-Skalpells mit axialem / sagittalem Schnitt: Oszillierender Hub ermöglicht dreidimensionales Schneiden




Cottle-Raab Meißel

Spezialinstrument für die laterale und transversale Osteotomie in der Rhinoplastik.

Der Cottle-Raab-Meißel ist ein Präzisionsinstrument für die laterale und transversale Osteotomie.

- Flacher, schmaler Griff für eine präzise Führung des Meißels
- Geringerer Kraftaufwand durch eine besonders scharfe Schneide
- Erleichtert die Osteotomie bei voroperierten Patienten mit ausgeprägter Verknöcherung

Die kontrollierte Osteotomie sowie die Repositionierung der knöchernen Nasenpyramide sind wesentliche Schritte der Rhinoseptoplastik. Dank der speziellen Präzisionsschneide des Cottle-Raab-Meißels kann die laterale und transversale Osteotomie planbar, technisch sauber und mit geringer Traumatisierung der umliegenden Strukturen durchgeführt werden.



Tastan - Cakir Saws

Zur Durchtrennung von Knochen bei Radix- (konkave Säge) und transversalen (konvexe Säge) Osteotomien

Vorteile:

- Speziell angepasst auf die Anatomie der knöchernen Nasenstrukturen
- Auf Grund der manuellen Anwendung ist keine Kühlung notwendig, was bei elektrisch betriebenen Sägen hingegen unumgänglich ist
- Präzise Osteotomie, wodurch – im Gegensatz zur Osteotomie mit Meißel – ungewollte Risse im Knochen vermieden werden



Cakir 90 Raspatorium

90° abgewinkeltes Raspatorium zur Mobilisierung des Knochens nach der Let-down-Technik in der Rhinoplastik.

Das Cakir 90 Raspatorium unterstützt die kontrollierte laterale Osteotomie bei rhinoplastischen Eingriffen. Es wird zur Mobilisierung des Knochens nach der Let-down-Technik eingesetzt.

Das beidseitig geschärfte Raspatorium ermöglicht zudem die schonende Abtragung von Knochenmaterial, ohne dabei Knochenrisse oder Frakturen („bad fractures“) zu verursachen. Das entfernte Knochenmaterial (Knochenstaub) eignet sich hervorragend zum Auffüllen von Unebenheiten am Nasenrücken.




PLASTISCHE CHIRURGIE

- » SOLZ - Scheren
- » SOLZ - Mammaplastik Instrumente
- » Presto - Gewebespreizer
- » Liposuction
- » Abdominoplastik
- » Blepharoplasty
- » Marten Facelift Marker

SOLZ - Scheren



- Die besondere Form der Schneidespitzen ermöglicht eine optimale, atraumatische Trennung der Gewebeschichten
- Besonders geeignet für die Anwendung bei Facelift, Mammaplastik und Abdominoplastik



Mammaplastic
Facelift
Abdominoplastic



SOLZ


Mammaplastik Instrumente



- Sehr gute atraumatische und exakte Trennung der Gewebeschichten nach der digitalen Definition des Eingangs möglich
- Keine Penetrationsgefahr der benachbarten Gewebeschichten während der Präparation
- Da die Gewebestrukturen durch den Dissektor sanft zur Seite geschoben oder gedehnt werden, wird das Risiko von Nachblutungen im Bereich des Implantats deutlich reduziert
- Kürzere Heilungsphasen und geringere peripерativen Blutungen
- Bajonettform ermöglicht eine optimale Manipulation bei der Inzision in der Achselhöhle
- Implantat kann mit Hilfe des Brustsektors exakt in der Loge ausgebreitet und platziert werden



Presto - Gewebespreizer



Der Gewebespreizer ermöglicht die zielgenaue atraumatische Mobilisierung von Gewebe. Eingesetzt wird der Presto bei der geschlossenen Präparation bei Eingriffen im Bereich der Gesichts- und Halsstraffung durch die SMAS-Technik. Außerdem ist der Presto zur Präparation von abdominalem Gewebe oder Arealen vor der Insertion von Implantaten bestimmt.


- Atraumatische, stumpfe Trennung von Verschiebeschichten
- Sehr schnelle Mobilisierung großer Bereiche mit wenigen Spreizbewegungen
- Verletzung von Nerven, Sehnen und Bändern ist nahezu ausgeschlossen
- Identitätserhaltendes und langanhaltendes Ergebnis




Liposuction



- Kanülen für die konventionelle Technik und TLA-Technik
- Kanülen mit Luer-Lock Ansatz und Griffansatz
- Hochwertige Kanülen mit glatten Oberflächen
- Indikationen: Gesicht (Konturierung, Hals, Oberarme, Brust (auch bei Gynäkomastie), Bauch, Hüfte und Oberschenkel
- Zubehör: Absaugpumpen und Infiltrationspumpen




Abdominoplastik




Bauchretraktor

- Atraumatische Hebung des Weichteilmantels
- Ausgezeichnete Präsentation des OP-Situs
- Erleichterung bei der Rektusdiastasenkorrektur und der Bauchfasziendoppelung



Bauchnabelpositionierer

- Exakte Positionierung des Bauchnabels entsprechend der ursprünglichen Lage
- Sicheres Auffinden der Nabelposition nach Raffung der Bauchhaut
- Ausreichende Spannweite für dickere Bauchdecken



Blepharoplasty

Instrumente für die Blepharoplastik



- Feine Wundhaken mit Isolierungsschicht
- Verhindert Kontakt zwischen HF-Nadel und Wundhaken
- Vermeidet Gewebeschädigungen durch unkontrollierte Hitzeentwicklung




Marten Facelift Marker

Zum genauen Anzeichnen von Hautschnittlinien bei Facelift-OPs

Produkteigenschaften:

- Ein feiner Zahn zum Einstechen in die Haut vereinfacht die präzise Definition der Hautschnittlinie
- Die Skala auf der Oberseite des Facelift-Markers (1mm-Einteilung) gewährleistet, dass immer die gleiche Menge Haut gefasst wird
- Für eine gleichmäßige Markierung gibt die einzahnige Sperre den richtigen Druck auf die Haut
- Das Ergebnis ist eine klar definierte Schnittlinie zur Entfernung der überschüssigen Haut bei Facelifts



SERVICE

- » 10+ Medicon Serviceangebote
- » MRS Medicon Reparatur Service
- » All About Instruments
- » Medicon Courses
- » Roadshow
- » Webseite und Kataloge
- » Newsletter



MEDICON SERVICEANGEBOTE




Erleben Sie unseren umfassenden 10+ -Rundumservice, der Ihnen eine präzise Bestandskontrolle, maßgeschneiderte Reparatur- und Wartungsdienstleistungen sowie fundierte Schulungen für chirurgische Instrumente bietet. Mit Angeboten wie der Siebsichtung, Essential Care, Total Care, und unseren spezialisierten Kursen sowie der Roadshow, sichern wir die Langlebigkeit und Effizienz Ihrer Instrumentenparks bei festen, planbaren Ausgaben. Profitieren Sie von unserem persönlichen Service und Fachwissen für Ihre Klinik.



Serviceangebote

- MRS
- Roadshow
- Total Care
- Essential Care
- OP Begleitung
- All About Instruments
- Medicon Courses
- Siebsichtung





REPARATUR SERVICE



MEDICON bietet Vertriebspartnern, Krankenhäusern und Ärzten den MEDICON Reparatur-Service (MRS) an. Senden Sie uns einfach Ihre reparaturbedürftigen Instrumente zu. Ihr Instrumentarium wird wieder wie neu sein. Gewährleisten Sie damit eine dauerhafte Funktionsbereitschaft Ihrer Operationsinstrumente.



Service:

- Reparatur von Eigen- und Fremdfabrikanten
- Wir führen eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch
- Ggf. erhalten Sie ein Angebot über vergleichbaren Ersatz
- Kostenvoranschlag für in der Preisliste nicht aufgeführte Instrumente



Qualität:

- Qualitätswerkstätte in Tuttlingen
- Sorgfältige und strenge Funktionsprüfung
- Eindeutige Kennzeichnung zur Nachverfolgung der Reparatur



Garantie und Zertifizierung:

- 1 Jahr Garantie
 - Zertifiziert nach EN ISO 13485
-



ALL ABOUT INSTRUMENTS

Unsere Aufbereitungsschulungen bieten Ihnen wertvolles Wissen über chirurgische Instrumente und ermöglichen den Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit diesen. Mit individuellen Inhouse-Angeboten oder innerhalb eines Aufbereitungskurses in Tuttlingen vermitteln wir praxisnah:



Inhalte

- Grundkenntnisse über chirurgische Instrumente und Rohmaterialien
- Herstellung von chirurgischen Instrumenten
- Aufbereitungskreislauf:
Reinigung, Überprüfung, Verpacken, Sterilisieren
- Wissen über Schäden an chirurgischen Instrumenten
und was man dagegen tun kann



Ihr Nutzen

- Erwerb von fundiertem Fachwissen und praktischen Fähigkeiten im Bereich der Instrumentenaufbereitung
- Verständnis für die Herstellung und Einsatzbereiche von chirurgischen Instrumenten
- Marktkennntnis zur Beurteilung von "Qualitätsinstrumenten"
- Nachweis Ihrer Fachkompetenz

Trailer
"All About Instruments"
Verschaffen Sie sich einen
Eindruck der Kursinhalte





Die Medicon-Kurse bieten eine wertvolle und gezielte Ausbildung in Bezug auf die klinische Praxis, die von Experten des jeweiligen Fachgebiets präsentiert wird.



Die Medicon-Kurse zeichnen sich aus durch:

- Kleine Gruppen, etwa 5-10 Teilnehmer
- Keine Videoübertragung, die Teilnehmer befinden sich direkt am Operationstisch. Dies garantiert die Möglichkeit, direkt mit den Experten zu sprechen.
- Umfassendes Programm mit chirurgischem Vorgehen, Operationstechnik, Operationsplanungsprozess sowie Organisation und effizientem Einsatz von Ressourcen und Technik
- Aufbau von Netzwerken und klinische Diskussion aktueller chirurgischer Fälle




Themen:

- Epiplating System
- Enhancing Accuracy in Orthognathic Surgery
- Excellence in der OP-Assistenz: Booster für Organisation und Equipment
- Presto (Preserving of the Retaining Ligaments & the SMAS Thethering)
- All About Instruments (Basic knowledge about instrument care & maintenance)
- Rhinoplasty Close Up





ROADSHOW



Unsere Roadshow bringt unsere hochmodernen medizinischen Instrumente direkt zu Ihnen. Experten präsentieren die herausragenden Eigenschaften und Vorteile unserer Instrumente vor Ort, in Operationssälen.

Dieser persönliche Austausch gibt Chirurgen und medizinischem Fachpersonal nicht nur einen Einblick in die Leistungsfähigkeit unserer Produkte, sondern auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Feedback zu geben.

Unsere Roadshow ist mehr als nur eine Produktpräsentation
- sie ist ein Erlebnis.




Vorteile für die Klinik

- Weiterbildung vor Ort
- Individuelle Beratung
- Zeitersparnis
- Stärkung des Teamgeistes



WEBSEITE UND KATALOGE


Besuchen Sie unsere Webseite, um stets auf dem neusten Stand zu bleiben und erkunden Sie unsere digitalen Kataloge, für eine vertiefte Übersicht über unsere Produkte.





NEWSLETTER

In regelmäßigen Abständen werden die Newsletter geordnet nach den Sparten **CMF**, **SURGICAL** und **NEURO+SPINE** an unsere Vertriebspartner und Interessenten weltweit versendet.



Inhalte des Newsletters


- Produkte mit Informationen zu neuen Produkten und zugehörigem Marketingmaterial
- Veranstaltungen mit Informationen über kommende Medicon-Kurse, Ausstellungen und Kongresse
- Allgemeine Informationen und Aktualisierungen im Medicon-Extranet mit Informationen über Produktänderungen, Preise, auslaufende Produkte etc.

Um den Newsletter zu erhalten, ist es notwendig, sich über die Medicon Homepage (<https://medicon.de/newsletter-anmeldung/>) oder den QR Code zu registrieren





ÜBER UNS



UNSER WEG IST EIN EINZIGARTIGER WEG.

Die Tuttlinger MEDICON eG ist ein international renommiertes Medizintechnik-Unternehmen, das wie kein anderes Tradition, Innovation und Evolution verbindet. Als Hersteller qualitativ hochwertiger Medizinprodukte, bieten wir unseren Kunden ein vielfältiges Komplettprogramm an - und das wird auch so bleiben.

WIE WIR DAS SCHAFFEN?

Seit der Gründung im Jahr 1941 sind wir ein genossenschaftlicher Verbund aus Spezialisten, der es uns ermöglicht, traditionelle Handwerkskunst mit großer Innovationskraft sowie High-Tech-Produktionsverfahren zu verbinden und die technische Evolution ständig voranzutreiben.

Dieser Ansatz hat uns sowohl zu einem zuverlässigen Lieferanten von hochwertigsten Standardprodukten als auch zu einem Vorreiter bei Hightech- und Nischen-Produkten gemacht. Als Genossenschaft denken und handeln wir als Gemeinschaft, zu der wir neben den Herstellern und Mitarbeiter/-innen auch unsere Kunden sowie die Patienten zählen. Nur gemeinsam hat unser einzigartiger Ansatz Erfolg. Und nur gemeinsam bestehen wir mit unsere Philosophie, Geschäfte nicht um jeden Preis abzuschließen, sondern gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und stets im Sinne des Patienten zu agieren. Schließlich sind wir in einer für den Menschen bedeutendsten Branche überhaupt aktiv: Medizintechnik.

Medicon eG

Gänsäcker 15 · D-78532 Tuttlingen

Tel.: +49 (0) 74 62 / 20 09-0

Fax: +49 (0) 74 62 / 20 09-50

E-Mail: sales@medicon.de

Internet: www.medicon.de

Germany

medicon[®]

 **SURGICAL**



Not all products illustrated in this documentation are available for sale in all countries. Not for all products illustrated in this documentation is Medicon the legal manufacturer. Please contact your local distributor for more information concerning availability and regulatory information (e.g. classification) of the mentioned products. Patterns are subject to change.

453.14.02_DEU © Copyright 05/2026, MEDICON eG, Tuttlingen, Germany