

medicon[®]



MediconTainer

Sterilisationscontainersystem
Sterilisation container system

Einführung Introduction

Medicontainer **ONE**

DE Der Klassiker mit verschiedenen Filterlösungen für einen sicheren Schutz.

EN The classic with various filter solutions for reliable protection.

Medicontainer **FLEX**

Der Flexible mit modularem Deckel und drei Filtertechnologien für variable Sicherheitsanforderungen.

The flexible solution with a modular lid and three filter technologies for variable safety requirements.

Medicontainer **ULTRA**

Der Solide mit massivem Deckel und integriertem Barriersystem für nachhaltige Sicherheit und Langlebigkeit.

The robust one with a solid lid and integrated barrier system for premium safety and durability.




Verschlussystem

Es ermöglicht ein einfaches und sicheres Verschließen und besteht aus langlebigem Edelstahl.

Locking System

It enables simple and secure closure and is made of durable stainless steel.



Indikatorretikettenhalterung

Indikatorretiketten bieten eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, um visuell zu bestätigen, dass die Sterilisationsparameter erfüllt wurden.

Indicator labels holder

Indicator labels offer a simple and reliable way to visually confirm that sterilisation parameters have been met.



Schilderhalterung

Ist für eine einfache Befestigung und klare Sichtbarkeit wichtiger Informationen konzipiert.

Label holder

Designed for easy attachment and clear visibility of important information.



Einführung Introduction

DE

Dieses Sterilisationscontainersystem wurde für Haltbarkeit, Effizienz und Sicherheit entwickelt und bietet hervorragenden Instrumentenschutz und optimale Sterilisationsleistung.

Es besteht aus hochwertigen Materialien und bietet eine nachhaltige und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Sterilisationsverpackungen – und verbindet so langfristigen Wert mit Umweltverantwortung.


Die Deckel und Wannen sind aus einer Aluminiumlegierung hergestellt und anodisiert, um Korrosion zu vermeiden.

EN

This sterilisation container system is engineered for durability, efficiency, and safety, delivering outstanding instrument protection and optimal sterilisation performance.

Crafted from premium-quality materials, they offer a sustainable and cost-effective alternative to traditional sterilisation wraps — combining long-term value with environmental responsibility.

The lids and bottoms are made of aluminium alloy and anodised to prevent corrosion.



Vorteile Advantages



DE

Zuverlässige Sterilisation & Kontaminationsschutz

Ausgelegt für den sicheren Transport und die fachgerechte Lagerung steriler Instrumente.

EN

Reliable sterilization & contamination protection

Designed for the safe transport and standard-compliant storage of sterile instruments.



DE

Flexibel & modular

Verfügbar in verschiedenen Größen und Konfigurationen; optionale Farbkennzeichnungen unterstützen eine strukturierte Organisation.

EN

Flexible & modular

Available in various sizes and configurations; optional color coding supports structured organization.



DE

Kosteneffizient & ressourcenschonend

Reduziert Materialverbrauch und langfristige Betriebskosten im Vergleich zu Einweg-Sterilisationsverpackungen.

EN

Cost-effective & resource-efficient

Reduces material consumption and long-term operating costs compared to disposable sterilization packaging.



DE

Benutzerorientiertes Design

Ergonomisch ausgelegte Griffe, ein zuverlässiges Verschlusssystem sowie dauerhafte, gut lesbare Laserbeschriftungen gewährleisten eine sichere Handhabung und eindeutige Rückverfolgbarkeit.

EN

User-oriented design

Ergonomically designed handles, a reliable closure system, and durable, easy-to-read laser markings ensure safe handling and clear traceability.

ONE

DE

Medicontainer ONE verfügt über integrierte Filterhalterungen am Deckel und gegebenenfalls am Boden. Diese sind kompatibel mit Einweg-Papierfiltern, wiederverwendbaren PTFE-Filtern oder Textilfiltern. Zum zusätzlichen Schutz bei Lagerung und Transport kann jeder Container in den Größen S, M und L mit einem abnehmbaren Sicherheitsdeckel mit außenliegendem Druckknopf ausgestattet werden.

EN

Medicontainer ONE feature integrated filter holders on the lid and, where applicable, on the base. These are compatible with disposable paper filters, reusable PTFE filters, or textile filters. For additional protection during storage and transport, each container in sizes S, M, and L can be equipped with a removable safety lid with an external snap fastener.



Medicontainer ONE XS



Größen / Sizes:
XS, S, M, L



Medicontainer ONE S



Die abgebildeten Textilfilter sind nicht in der EU erhältlich.
The textile filters shown are not available in the EU.




ONE Deckel gelocht
ONE lid perforated

Deckel für Medicontainer ONE

Lids for Medicontainer ONE


Medicontainer ONE XS Deckel

Medicontainer ONE XS lid



Medicontainer ONE S Deckel

Medicontainer ONE S lid



	XS	S	M	L
	Medicontainer ONE XS Deckel Medicontainer ONE XS lid	Medicontainer ONE S Deckel Medicontainer ONE S lid	Medicontainer ONE M Deckel Medicontainer ONE S lid	Medicontainer ONE L Deckel Medicontainer ONE S lid
Fb./col.	287 x 135 mm (b x a)	278 x 278 mm (b x a)	443 x 279 mm (b x a)	567 x 280 mm (b x a)
	81.00.10	81.12.10	81.34.10	81.11.10
	81.00.20	81.12.20	81.34.20	81.11.20
	81.00.30	81.12.30	81.34.30	81.11.30
	81.00.40	81.12.40	81.34.40	81.11.40
	81.00.50	81.12.50	81.34.50	81.11.50
	81.00.60	81.12.60	81.34.60	81.11.60

Entsorgungsdeckel

ungelocht, silber



	XS	S	M	L
Fb./col.	287 x 135 mm (b x a)	278 x 278 mm (b x a)	443 x 279 mm (b x a)	567 x 280 mm (b x a)
	85.00.10	85.12.10	85.34.10	85.11.10

	silber / silver		blau / blue
	gold / gold		grün / green
	rot / red		schwarz / black



ONE Deckel gelocht
ONE lid perforated



Filter für Medicontainer ONE

Filter for Medicontainer ONE

ONE

Filterhalterung Filter holder		Einweg-Papierfilter mit Dampfindikator Single use paper filters with steam indicator	PTFE Filter PTFE Filter	Textilfilter Textile filter
XS				
	81.50.05	81.50.06	81.50.08	81.50.07
	250 x 100 mm	235 x 118 mm	215 x 95 mm	210 x 95 mm
Verp.Einh./ Pck. Unit		Pack 500 St./Pck. 500 pcs	1 Stck./1 pce	1 Stck./1 pce

S M L				
	81.50.01	81.50.02	81.50.04	81.50.03
	Ø 185 mm	Ø 190 mm	Ø 190 mm	Ø 190 mm
Verp.Einh./ Pck. Unit		Pack 500 St./Pck. 500 pcs	1 Stck./1 pce	1 Stck./1 pce

DE

Die Einweg-Papierfilter schützen zuverlässig während der Sterilisation. Sie verschließen die Perforationen von Deckel und Boden vollständig und sichern so die Keimbarriere. Ein integrierter Farbwechselindikator ermöglicht eine einfache und sichere Gebrauchskontrolle.



Die Filter aus hochwertigem Textilgewebe bieten Keimschutz über mehrere Sterilisationszyklen. Sie verschließen die Perforationen von Deckel und Boden zuverlässig, sorgen für eine gleichbleibend sichere Filtration und lassen sich flexibel auf unterschiedliche Containergrößen zuschneiden.



Die PTFE-Permanentfilter (Polytetrafluorethylen) sind besonders langlebig und für bis zu 1.200 Sterilisationszyklen ausgelegt. Sie decken die Containerperforationen vollständig ab und gewährleisten dauerhaft eine zuverlässige Keimbarriere.

EN

The single-use paper filters provide reliable protection during sterilization. They completely cover the perforations in the container lid and base, ensuring the integrity of the microbial barrier. An integrated color-change indicator allows for easy and reliable identification of use.

The filters made of high-quality textile fabric provide microbial protection over multiple sterilization cycles. They reliably cover the perforations in the lid and base, ensure consistently safe filtration, and can be flexibly cut to fit different container sizes.

The PTFE permanent filters (polytetrafluoroethylene) are particularly durable and designed for up to 1,200 sterilization cycles. They fully cover the container perforations and ensure a consistently reliable microbial barrier.




Die abgebildeten Textilfilter sind nicht in der EU erhältlich.

The textile filters shown are not available in the EU.

Sicherheitsdeckel für Medicontainer ONE

Safety lid for Medicontainer ONE

ONE



Sicherheitsdeckel ONE

Safety lid ONE



	S	M	L
	Medicontainer ONE S Sicherheitsdeckel Medicontainer ONE S safety lid	Medicontainer ONE M Sicherheitsdeckel Medicontainer ONE M safety lid	Medicontainer ONE L Sicherheitsdeckel Medicontainer ONE L safety lid
Fb./ col.	300 x 288 mm (b x a)	464 x 288 mm (b x a)	585 x 288 mm (b x a)
	84.12.10	84.34.10	84.11.10
	84.12.20	84.34.20	84.11.20
	84.12.30	84.34.30	84.11.30
	84.12.40	84.34.40	84.11.40
	84.12.50	84.34.50	84.11.50
	84.12.60	84.34.60	84.11.60

silber / silver	blau / blue
gold / gold	grün / green
rot / red	schwarz / black



**Sicherheits-
deckel + ONE Deckel**
Safety lid + ONE lid


FLEX

DE

Erleben Sie ultimative Flexibilität mit dem **Medicontainer FLEX**.
Sein innovativer modularer Deckel unterstützt drei Filtertechnologien –
Barriere, Ventil oder PTFE –, die jeweils sicher in einer werkzeuglosen
Schnellwechsellkassette integriert sind und eine mühelose Handhabung

EN

Experience ultimate flexibility with the **Medicontainer FLEX**.
Its innovative modular lid supports three filter technologies –
barrier, valve, or PTFE – each securely integrated in a tool-free,
quick-change cassette for effortless handling and maximum
efficiency.




Filtertechnik
Filter technology

Größen / Sizes:
S, M, L



Medicontainer FLEX L



FLEX Deckel
FLEX lid

Deckel für Medicontainer FLEX

Lids for Medicontainer FLEX



Medicontainer FLEX L Deckel
Medicontainer FLEX L lid



S		M	L
Medicontainer FLEX S Deckel Medicontainer FLEX S lid		Medicontainer FLEX M Deckel Medicontainer FLEX M lid	Medicontainer FLEX L Deckel Medicontainer FLEX L lid
Fb./ col.	283 x 278 mm (b x a)	443 x 280 mm (b x a)	567 x 280 mm (b x a)
	83.12.11	83.34.11	83.11.11
	83.12.21	83.34.21	83.11.21
	83.12.31	83.34.31	83.11.31
	83.12.41	83.34.41	83.11.41
	83.12.51	83.34.51	83.11.51
	83.12.61	83.34.61	83.11.61
1 x   			2 x   
Deckel werden ohne Filterkassette geliefert. Lids are supplied without filter cassettes.			

silber / silver	blau / blue
gold / gold	grün / green
rot / red	schwarz / black



FLEX Deckel
FLEX lid

Filter für Medicontainer FLEX Filters for Medicontainer FLEX



Filterkassette aus Aluminium *
Filter cassettes Aluminium *

BARRIER

83.50.01



BARRIERE
BARRIER



Filterkassette aus Aluminium
Filter cassettes aluminium

PTFE

83.50.02



PTFE
PTFE



Filterkassette aus Aluminium
Filter cassettes aluminium

VALVE

83.50.03



VENTIL
VALVE

DE

Das FLEX Premium-System steht für hohe Leistungsfähigkeit und langfristige Zuverlässigkeit. Es umfasst drei unterschiedliche Filtervarianten, die gezielt auf verschiedene Sterilisationsanforderungen abgestimmt sind. Jede Variante gewährleistet optimalen Schutz sowie eine gleichbleibend hohe Effizienz und Sicherheit über viele Sterilisationszyklen hinweg.

EN

Designed for superior performance and long-term reliability, the FLEX Premium System offers three different filter options, each tailored to specific sterilization requirements. Each filter type provides optimal sterilization protection and ensures sustained efficiency and reliability over numerous sterilization cycles.

* Bei Verlust des Deckels kann dieser — Artikelnummer 82.50.01 (S, M, L) — auch einzeln erworben werden (Siehe S.15)

* If the lid is lost, it can also be purchased separately — item number 82.50.01 (S, M, L) (see p. 15).

Anzeige
Advertisement



Weil jedes Instrument ein langes Leben verdient:
Because each instrument deserves a long life:

10+ Rundumservice
10+ All-round service



Erleben Sie unseren umfassenden 10+ Rundumservice, der Ihnen eine präzise Bestandskontrolle, maßgeschneiderte Reparatur- und Wartungsdienstleistungen, sowie fundierte Schulungen für chirurgische Instrumente bietet. Profitieren Sie von unserem persönlichen Service und Fachwissen für Ihre Klinik.

Experience our comprehensive 10+ all-round service, which provides you with precise inventory control, tailored repair and maintenance services, as well as offers comprehensive training courses for surgical instruments. Benefit from our dedicated service and expertise for your hospital.



ULTRA

DE

Der **Medicontainer ULTRA** mit Barriersystem basiert auf dem Prinzip der Pasteurschen Schleife und vereint herausragende Festigkeit, Zuverlässigkeit und Präzision im Design. Sein Deckel, der aus einem massiven Aluminiumblock gefräst ist, bietet unübertroffene Haltbarkeit und langlebige Leistung.

Da der Barrierefilter nahtlos in den Deckel integriert ist, sind keine separaten Filterkassetten erforderlich, was die Handhabung und Wartung vereinfacht.

EN

Built on the innovative Pasteur loop principle, **Medicontainer ULTRA** with barrier system combines outstanding strength, reliability, and design precision.

Its lid, milled from a solid block of aluminum, delivers unmatched durability and long-lasting performance.

With the barrier filter seamlessly integrated into the lid, there's no need for separate filter cassettes, simplifying handling and maintenance.



Barriersystem mit massivem Aluminiumdeckel

Barrier system with solid aluminium lid


Größen / Sizes:
XS, S, M, L



Medicontainer ULTRA XS




Medicontainer ULTRA M




ULTRA Deckel
ULTRA lid

Deckel für Medicontainer ULTRA

Lids for Medicontainer ULTRA



Medicontainer ULTRA XS Deckel
Medicontainer ULTRA XS lid




Medicontainer ULTRA M Deckel
Medicontainer ULTRA M lid



	XS	S	M	L
	Medicontainer ULTRA XS Deckel Medicontainer ULTRA XS lid	Medicontainer ULTRA S Deckel Medicontainer ULTRA S lid	Medicontainer ULTRA M Deckel Medicontainer ULTRA M lid	Medicontainer ULTRA L Deckel Medicontainer ULTRA L lid
Fb./ col.	287 x 135 mm (b x a)	283 x 278 mm (b x a)	448 x 279 mm (b x a)	572 x 280 mm (b x a)
	82.00.11	82.12.11	82.34.11	82.11.11
	82.00.21	82.12.21	82.34.21	82.11.21
	82.00.31	82.12.31	82.34.31	82.11.31
	82.00.41	82.12.41	82.34.41	82.11.41
	82.00.51	82.12.51	82.34.51	82.11.51
	82.00.61	82.12.61	82.34.61	82.11.61

silber / silver	blau / blue
gold / gold	grün / green
rot / red	schwarz / black



ULTRA Deckel
ULTRA lid

Filter für Medicontainer ULTRA

Filters for Medicontainer ULTRA



Filterdeckel für Barriere XS


Lid for Barrier XS

82.50.02

Filterdeckel für Barriere S, M, L

Lid for Barrier S, M, L

82.50.01



DE

Das ULTRA-Containersystem mit integriertem Barriersystem nach dem Prinzip der Pasteurschen Schleife ermöglicht eine effiziente Filtration ohne regelmäßigen Filterwechsel. Es schützt zuverlässig vor Verunreinigungen, erhält die Sterilität des Inhalts und erlaubt während der Sterilisation den notwendigen Luftaustausch, während Luft, Feuchtigkeit und Partikel wirksam blockiert werden. Der aus einem Stück gefräste, besonders robuste Deckel sorgt für Langlebigkeit. Die einfache, zeitsparende Handhabung sowie der nahezu wartungsfreie Betrieb ohne Verbrauchsmaterialien machen das System zu einer effizienten und langlebigen Lösung für moderne Sterilisationsanforderungen.

EN

The ULTRA container system, featuring an integrated barrier system based on the Pasteur loop principle, provides efficient filtration without the need for frequent filter changes. It reliably prevents contamination, maintains the sterility of its contents, and allows the necessary air exchange during sterilization while effectively blocking air, moisture, and particles. The one-piece milled lid ensures durability and robustness. Its intuitive, time-saving operation and nearly maintenance-free design, requiring no consumables, make the system an efficient and long-lasting solution for modern sterilization needs.

Medicontainer Wannen


Medicontainer bottoms

DE


Die Wannen sind so konzipiert, dass sie sowohl robust als auch funktional sind. Eine hochwertige Aluminiumlegierung gewährleistet eine lange Lebensdauer sowie einen effektiven Schutz vor Korrosion.

EN

The bottoms are designed to be both robust and functional. A high-quality aluminum alloy ensures a long service life as well as effective protection against corrosion.



Medicontainer XS Wanne
Medicontainer XS bottom



Medicontainer S Wanne
Medicontainer S bottom



	XS		S	
	Medicontainer XS Wanne Medicontainer XS bottom		Medicontainer S Wanne Medicontainer S bottom	
c	282 x 132 mm (b x a)		273 x 273 mm (b x a)	
28 mm	80.00.04	80.40.04		
56 mm	80.00.07	80.40.07		
85 mm	80.00.10	80.40.10		
96 mm			80.12.10	80.42.10
117 mm			80.12.13	80.42.13
138 mm			80.12.15	80.42.15
190 mm			80.12.20	80.42.20
235 mm			80.12.26	80.42.26



Wanne ungelocht
Bottom non perforated



Wanne gelocht
Bottom perforated



Medicontainer Wannen

Medicontainer bottoms



PAPIER
PAPER



TEXTIL
TEXTILE



PTFE
PTFE

Kompatible Filter
Compatible filters



Medicontainer M Wanne
Medicontainer M bottom



Medicontainer L Wanne
Medicontainer L bottom




	M		L	
	Medicontainer M Wanne Medicontainer M bottom		Medicontainer L Wanne Medicontainer L bottom	
c	442 x 273 mm (b x a)		562 x 275 mm (b x a)	
96 mm	80.34.10	80.43.10	80.11.10	80.41.10
117 mm	80.34.13	80.43.13	80.11.13	80.41.13
138 mm	80.34.15	80.43.15	80.11.15	80.41.15
190 mm	80.34.20	80.43.20	80.11.20	80.41.20
235 mm			80.11.26	80.41.26



Die abgebildeten Textilfilter
sind nicht in der EU erhältlich.
The textile filters shown are not
available in the EU.

Siebkörbe und Siebkorbdeckel

Wire baskets and lid for wire basket




Deckel für Siebkorb XS
Lid for wire basket XS


XS	S	M	L*
Deckel für Siebkorb XS Lid for wire basket XS	Deckel für Siebkorb S Lid for wire basket S	Deckel für Siebkorb M Lid for wire basket M	Deckel für Siebkorb L Lid for wire basket L
990.10.48	990.10.47	990.11.47	990.09.99

* Deckel für Siebkorb L passt nur auf Siebkörbe mit dem Maß 480 x 255 mm (siehe Seite 21)

* The lid for wire basket L only fits wire baskets measuring 480 x 255 mm (see page 21)



Siebkorb XS
Wire basket XS



Siebkorb S
Wire basket S

	XS	S	M
	Siebkorb XS Wire baskets XS	Siebkorb S Wire baskets S	Siebkorb M Wire baskets M
c	265 x 120 mm (b x a)	240 x 255 mm (b x a)	410 x 255 mm (b x a)
25 mm	80.50.02		
30 mm		49.97.01	
45 mm	80.50.05		
50 mm		49.97.02	49.97.26
70 mm			49.97.27
100 mm		49.97.03	49.97.28




Siebkörbe und Siebkorbdeckel Wire baskets and lid for wire basket

DE

Sterilisationscontainer schützen medizinische Instrumente von außen, während Siebkörbe das funktionale Herzstück für eine sichere, hygienische und effiziente Handhabung im gesamten Aufbereitungsprozess bilden. Von Reinigung und Desinfektion über Autoklavierung bis hin zu Lagerung und Transport sorgen diese Edelstahlkörbe für sicheren Halt der Instrumente und optimale Dampfdurchdringung.

EN

While sterilization containers protect medical instruments from the outside, wire baskets form the functional core for safe, hygienic, and efficient handling throughout the entire reprocessing cycle. From cleaning and disinfection to autoclaving, storage, and transport, these stainless steel baskets ensure secure instrument fixation and optimal steam flow.



Siebkorb L
Wire basket L


	L		XL
	Siebkorb L Wire baskets L		Siebkorb XL Wire baskets XL
c	510 x 255 mm (b x a)	480 x 255 mm (b x a)*	540 x 252 mm (b x a)
50 mm	49.97.21	49.97.12	
60 mm			49.97.24
70 mm	49.97.22		
100 mm	49.97.23	49.97.13	

* Siebkorbdeckel L 80.53.01 passt nur auf dieses Siebkorbmaß


* Wire basket lid L 80.53.01 only fits this size of wire basket

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Accessories and consumables



Trennbleche Sheet steel partitions	
	
130 x 36 mm	50 x 36 mm
49.97.46	49.97.47

Trennblechhaltestift zur Aufnahme von Trennblechen Holding pin for partitions	Sortierspieß zur Fixierung von Instrumenten Holding pin for the fixation of instruments
	
49.97.48	49.97.51



Silikonprofil SNAKE Silicone profile SNAKE	Silikonprofil CLUBS Silicone profile CLUBS
	
inkl. Clips / incl. clips 210 mm	inkl. Clips / incl. clips 210 mm
49.97.52	49.97.53

Silikonmatte

Silicone mat




Silikonmatte Silicone mat		Silikonmatte Silicone mat
3 mm		8 mm
240 x 220 mm	49.97.72	49.97.77
260 x 250 mm	49.97.73	
265 x 115 mm	49.97.74	
275 x 125 mm	49.97.71	49.97.76
460 x 240 mm	49.97.70	49.97.75
467 x 240 mm		49.97.80
490 x 240 mm	49.97.86	






Silikonmatte Silicone mat		Silikonmatte Silicone mat
6 mm		13 mm
240 x 220 mm	49.97.62	49.97.67
260 x 250 mm	49.97.63	49.97.68
265 x 115 mm	49.97.64	
275 x 125 mm		49.97.66
460 x 240 mm	49.97.60	49.97.65
467 x 240 mm	49.97.88	49.97.82
545 x 262 mm	49.97.87	

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Accessories and consumables

Verschlussplomben Security seals / Pack 1000 St./Pck. 1000 pcs			
	Farbe Colour	mit Indikator with steam indicator	ohne Indikator without steam indicator
		49.91.25	49.91.30
			49.91.40
49.91.25		80.75.00 Längerer Steg Longer strap	80.75.01 Längerer Steg Longer strap


Indikatoretikett XS Indicator paper labels XS	Indikatoretikett S, M, L Indicator paper labels S, M, L
	
49.91.23	49.91.22
Pack 1000 St./Pck. 1000 pcs	Pack 1000 St./Pck. 1000 pcs

Aluminium Kennzeichnungsschild Aluminium tag		
	Farbe Colour	beschriftet with marking
		80.70.15
		80.70.25
		80.70.35
		80.70.45
		80.70.55
		80.70.65
		80.70.75
		80.70.85

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Accessories and consumables


Tray mit Silikonmatte / with silicone mat	
 	
190 x 102 x 19 mm	
49.90.00	

Tray mit Silikonmatte / with silicone mat	Tray mit Haltestegen für 12 Instrumente with holding device for 12 instruments
	
280 x 170 x 55 mm	203 x 114 x 30 mm
49.90.02	49.90.04

Silikonschaumdichtung Silicone foam gasket	Silikonkleber Silicone glue
	
Meterware / Sold by the meter Ø 6 mm	90 ml
80.75.06	80.75.07

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Accessories and consumables

Fixierklammer für Tücher Fixation clamp for drapes	Indikatorklebeband mit Dampfindicator Autoclave tape with steam indicator,
	
	Rolle 50 m, 19 mm breit, Verpackungseinheit 48 Stück Roll of 50 m, 19 mm wide, Packaging unit 48 pieces
49.95.35	49.91.21

Tropföl Dripping oil	Sprayöl Spray oil
	
50 ml Pack/10 Stück 50 ml Pack/10 pcs.	500 ml Pack/10 Stück 500 ml Pack/10 pcs.
46.00.50	46.00.51



Gefahrgut -
Leicht entzündlich
Hazardous -
highly flammable

	Einschlagtücher aus Polyester, grün, Verpackungseinheit 1 Stück Wrapping drapes, polyester, green, packing unit: 1 piece
60 x 40 cm	49.95.70
80 x 90 cm	49.95.73
130 x 40 cm	49.95.72
130 x 85 cm	49.95.74
140 x 100 cm	49.95.76
160 x 80 cm	49.95.75

Numerischer Index
Numerical Index

46.00.50	24	49.97.63	21	80.40.10	16	81.00.60	6
46.00.51	24	49.97.64	21	80.41.10	17	81.11.10	6
49.90.00	21	49.97.65	21	80.41.13	17	81.11.20	6
49.90.02	23	49.97.66	21	80.41.15	17	81.11.30	6
49.90.04	23	49.97.67	21	80.41.20	17	81.11.40	6
49.91.21	24	49.97.68	21	80.41.26	17	81.11.50	6
49.91.22	22	49.97.70	24	80.42.10	16	81.11.60	6
49.91.23	22	49.97.71	21	80.42.13	16	81.12.10	6
49.91.25	22	49.97.72	21	80.42.15	16	81.12.20	6
49.91.30	22	49.97.73	21	80.42.20	16	81.12.30	6
49.91.40	22	49.97.74	21	80.42.26	16	81.12.40	6
49.95.35	24	49.97.75	21	80.43.10	17	81.12.50	6
49.95.70	24	49.97.76	21	80.43.13	17	81.12.60	6
49.95.72	24	49.97.77	21	80.43.15	17	81.34.10	6
49.95.73	24	49.97.80	21	80.43.20	17	81.34.20	6
49.95.74	24	49.97.82	21	80.50.01	18	81.34.30	6
49.95.75	24	49.97.86	21	80.50.02	18	81.34.40	6
49.95.76	24	49.97.87	21	80.50.05	18	81.34.50	6
49.97.01	18	49.97.88	21	80.52.01	18	81.34.60	6
49.97.02	18	80.00.04	16	80.53.01	18	81.50.01	7
49.97.03	18	80.00.07	16	80.54.01	18	81.50.02	7
49.97.12	19	80.00.10	16	80.70.15	22	81.50.03	7
49.97.13	19	80.11.10	17	80.70.25	22	81.50.04	7
49.97.21	19	80.11.13	17	80.70.35	22	81.50.05	7
49.97.22	19	80.11.15	17	80.70.45	22	81.50.06	7
49.97.23	19	80.11.20	17	80.70.55	22	81.50.07	7
49.97.24	19	80.11.26	17	80.70.65	22	81.50.08	7
49.97.26	18	80.12.10	16	80.70.75	22	82.00.11	14
49.97.27	18	80.12.13	16	80.70.85	22	82.00.21	14
49.97.28	18	80.12.15	16	80.75.00	22	82.00.31	14
49.97.46	20	80.12.20	16	80.75.01	22	82.00.41	14
49.97.47	20	80.12.26	16	80.75.06	23	82.00.51	14
49.97.48	20	80.34.10	17	80.75.07	23	82.00.61	14
49.97.51	20	80.34.13	17	81.00.10	6	82.11.11	14
49.97.52	20	80.34.15	17	81.00.20	6	82.11.21	14
49.97.53	20	80.34.20	17	81.00.30	6	82.11.31	14
49.97.60	21	80.40.04	16	81.00.40	6	82.11.41	14
49.97.62	21	80.40.07	16	81.00.50	6	82.11.51	14


Numerischer Index

Numerical Index

82.11.61	14	84.11.30	8
82.12.11	14	84.11.40	8
82.12.21	14	84.11.50	8
82.12.31	14	84.11.60	8
82.12.41	14	84.12.10	8
82.12.51	14	84.12.20	8
82.12.61	14	84.12.30	8
82.34.11	14	84.12.40	8
82.34.21	14	84.12.50	8
82.34.31	14	84.12.60	8
82.34.41	14	84.34.10	8
82.34.51	14	84.34.20	8
82.34.61	14	84.34.30	8
82.50.01	15	84.34.40	8
82.50.02	15	84.34.50	8
83.11.11	10	84.34.60	8
83.11.21	10	85.00.10	6
83.11.31	10	85.11.10	6
83.11.41	10	85.12.10	6
83.11.51	10	85.34.10	6
83.11.61	10		
83.12.11	10		
83.12.21	10		
83.12.31	10		
83.12.41	10		
83.12.51	10		
83.12.61	10		
83.34.11	10		
83.34.21	10		
83.34.31	10		
83.34.41	10		
83.34.51	10		
83.34.61	10		
83.50.01	11		
83.50.02	11		
83.50.03	11		
84.11.10	8		
84.11.20	8		



MEDICON HUB



Die digitale Anlaufstelle für das Produktportfolio und das
Produktwissen der Medicon eG.

Direkter Zugang zur Welt von Medicon.



The digital hub for Medicon eG's product portfolio
and product knowledge.

Direct access to the Medicon world.



Medicon eG
Gänsäcker 15 · D-78532 Tuttlingen
Tel.: +49 (0) 74 62 / 20 09-0
Fax: +49 (0) 74 62 / 20 09-50

E-Mail: sales@medicon.de
Internet: www.medicon.de

Germany

⚠ Not all products illustrated in this documentation are available for sale in all countries. Not for all declared products in this documentation Medicon is the legal manufacturer. Please contact your local distributor for more information concerning availability and regulatory information (e.g. classification) of the mentioned products.

Gedruckt in Deutschland Modelländerungen vorbehalten
Printed in Germany Patterns are subject to change
Impreso en Alemania Salvo modificaciones
Imprimé en Allemagne Tous droits réservés des changements de modèle
Stampato in R.F.G. Ci riserviamo la facoltà di cambiamenti nei modelli
Trykkt i Tyskland

453.38.03_DEU_ENG © Copyright 04/2026, MEDICON eG, Tuttlingen, Germany